



Katalog 6

Kontakt

DEUTSCHLAND

Zentrale / Logistik Europa,
Kundenbetreuung Deutschland
Harkortstraße 2
D-58339 Breckerfeld
Tel.: +49 2338 801-888
Fax: +49 2338 801-877
E-mail: info.gco.germany@gc.dental
Web: www.gcorthodontics.eu

FRANKREICH

Bureau commercial
8, rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie
Phone: 01 77 45 65 61
Fax: 01 45 76 31 53
E-mail: info.gco.france@gc.dental
Web: www.gcorthodontics.eu

USA

GC Orthodontics America inc.
Headquarter and sales office
11535 S, Central Avenue
Alsip, IL 60803
Customer Care Line
Phone: 888-332-4883 FREE
Fax: 708-897-8857

ARMENIEN

Dentax LLC
Paronyan 9-43,
Yerevan 0015,
Armenia
Phone: +374 12 555 300, +374 44 150 300
E-mail: info@dentax.am
Web: www.dentax.am

BELGIEN

B-Dental
Paalsesteenweg 257
B-3583 Paal
Phone: +32 (0)11 76 86 43
Fax: +32 (0)11 76 86 40
E-mail: info@b-dental.be
Web: www.b-dental.be

BULGARIEN

PATRICIA Ltd.
kv. Sveta Troitsa, bl. 303b, vh. G, ap. 87
1202 SOFIA
Phone: +35929319931
E-mail: patricia@patricia.bg
Website: <http://Web: www.patricia.bg>

DÄNEMARK

Ortodonti Service A/S
Ellekaer 9 2.th
DK-2730 Herlev
Phone: +4556141753
E-mail: info@ortodontiservice.dk
Web: www.ortodontiservice.dk

ESTLAND

Medeq OÜ
Katusepapi 16a-18,
11412 Tallinn,
Estonia
Phone: +372 622 8111
E-mail: info@medeq.ee
Web: www.medeq.ee

FINNLAND

Ortomat Herpola Oy
Artukaistentie 15, 20240 Turku
Phone: +358-2-276 4700
E-mail: info@ortomat-herpola.fi
Web: <https://Web: www.ortomat-herpola.fi/fi>

GRIECHENLAND

ORTHOSHOP EE
Import Sales Dental Products
Mr Kostas Panagiotis
Sp.Davari 67
19441 KOROI
Phone: +30 2109958506
E-mail: info@orthoshop.gr

GRIECHENLAND

MILTADIS VITSAROPOULOS S.A.
Import Sales Dental Products
M.Thanasis Vitsaropoulos
Mesogion 348 Avenue
15341 ATHENS
GREECE
Phone: +30 2106541340
Web: www.vitsaropoulos.gr

GROSSBRITANIEN

Wrights Dental Supply Co
Dunsinane Avenue
Kingsway West
Dundee
Scotland
DD2 3QD
Phone: +44 7967 578 308
E-mail: g.protherough@wright-cottrell.co.uk
Web: www.wright-cottrell.co.uk



JEMEN

NoorDent for Dental Supplies
Al Taisi Building , 3rd floor office 11.
Hadda Street – Sana'a
Republic of Yemen
Phone: +967 1 208827
E-mail: noordent@gmail.com

JORDANIEN

FIRST INTERNATIONAL FOR
MEDICAL SERVICE
4th floor - Office 401
11953 KAH LDA
JORDANIA
E-mail: info@first-ims.com

IRAK

Vital Alliance Co Ltd
Iraq , Sulaymaniyah
Malik Mahmood Road/ opposite to
German village
Ahmed Medical Building/ ground floor/
app 1
Phone: +96 47706833383
Web: www.Vitalalliance.net

IRAN

Nik Pouyan
6 Vanak St., Aseman Building,
Unit 1106, Tehran, Iran
Phone: +98 21 8888 6040
Fax: +98 21 8888 7425
E-mail: info@nikpouyan.com
Web: www.nikpouyan.com

ISRAEL

GC Israel
4 Koifman St
Phone Aviv
Phone: + Fax: +972-3-7979610
E-mail: info.gcisrael@gc.dental
Web: <https://europe.gc.dental/>

ITALIEN

Orto Specialized
Street Via Francesco Baracca 132
50127 FIRENZE, Italy
Phone: +39 055 430351
Fax: +39 0554476101
E-mail: info@ortospecialized.it
Web: www.ortospecialized.it

KROATIEN

Manodent d.o.o
Bistrec 11
10 432 Lug Samoborski
Tel.: 00 385 1 3327 649
Fax.: 00 385 1 3327 649
E-mail: info@manodent.hr
Web: www.manodent.hr

KUWAIT

MEDICAID MEDICAL SERVICES
AL-REHAB COMPLEX
TUNIS St,
9 Floor, Office 915 PO-BOX 4065
22041 HAWALLY
KOWEIT
Phone: +965 22626627
E-mail: info@medicaid.com.kw

LITAUEN

DECAVITA
M. Indriliuno g. 31,
LT-08336 Vilnius,
Lithuania
Phone: +37069964256
Email : info@decavita.eu

LUXEMBURG

B-Dental
Kerkstraat 164
B - 3290 Schaffen
Phone: +32 (0)13 290 781
Fax: +32 (0)13 290 780
info@b-dental.be
Web: www.b-dental.be

MAROKKO

Ortho Zenith
59 Av. Ibn Sina
Appt 4 Agdal
Rabat 10000, Marocco
Tel: +212 03 7674512/674513
Fax: +212 037674507
E-mail: orthozenit@iam.net.ma

MONTENEGRO

Dental express
Bulevar Zorana Djindjica 88
Belgrade, Serbia
Phone: +381113111048
Fax. : +381112143142
E-mail: office@dentalexpress.rs
Web. : dentalexpress.rs

NIEDERLANDE

ORTHOTEC

Dijnselburgerlaan 3
3705 LP ZEIST
Phone: +31 0306962262

NORWEGEN

Dentalvarehuset AS

Nesbruveien 75
N-1394 NESBRU
Phone: +47 22 33 39 00
Mail: post@dentalvarehuset.no
Web: www.dentalvarehuset.no

ÖSTERREICH

Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH

Hans-Zach-Straße 2
A-4210 Gallneukirchen
Phone: +43 (0) 7235 63993
Fax: +43 (0) 7235 63993-13
E-mail: office@dental-leibetseder.at
Web: www.dental-leibetseder.at

POLEN

Marrodent Sp. z o.o.

Poland, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Krasinskiego 31
Department of Orthodontics
Phone: + Fax 22 843 06 60
E-mail: ortodoncja@marrodent.pl
Web: www.marrodent.pl

PORTUGAL

Ortospecialized Spain SL

Carrer Tarragona 157
Torre Nunez y Navarro 5 floor
08014 Barcelona, Spain
Phone: +34 935476561/2
E-mail: info@ortospecialized.es
Web: www.ortospecialized.es

RUMÄNIEN

D-Controll SRL.

Andrei Saguna 224.
310077 Arad
Romania
Phone: +40 257 251 715
E-mail: office@ortoforum.eu

RUSSLAND

Moscou

KASSIS Ltd

21, Yablochkova, Bld 3.
127322
Phone: 8 800 201 27 42
E-mail: info@kassis.ru
Web: www.kassis.ru

RUSSLAND

ST. Petersbourg

ORTOS SPB LTD

19, Chudnovskogo, Litera A,
193231
Tel.: 8 800 201 27 42
Email: spb@kassis.ru
Web: www.kassis.ru

SAUDI ARABIEN

World Smile Trading Est.

Khalid Bin Alwaleed St.
P. O. Box: 42113,
Jeddah 21541,
Saudi Arabia
Phone: 96126622221
E-mail: m.jamal@worldsmile.co

SCHWEDEN

Ortopro AB

P.O. Box 24067,
SE-400 22 Gothenburg
Phone: +46 31 810035
E-mail: info@ortopro.com
Web: www.ortopro.com

SCHWEIZ

ALPIN ORTHODONTICS AG

Zürichstrasse 68
CH-6004 Luzern
Phone: +41 41 429 80 80
Fax: +41 41 429 80 81
E-mail: info@alpinorthodontics.ch
Web: www.alpinorthodontics.ch

SLOWAKEI

ORTHOEXPRESS SK s.r.o

Cierny Chodnik 13
SK-83107 Bratislava
Slovakia
Phone: +421 903 411 887
E-mail: skorthoexpress@gmail.com



SLOWENIEN

Manodent d.o.o
Bistrec 11
10 432 Lug Samoborski
Tel.: 00 385 1 3327 649
Fax.: 00 385 1 3327 649
E-mail: info@manodent.hr
Web: www.manodent.hr

SPANIEN

Ortospecialized Spain SL
Deu i Mata, 156-158 Entlo 7ª
08014 Barcelona, Spain
Phone: 08029-Barcelona
E-mail: info@ortospecialized.es
Web: www.ortospecialized.es

TSCHECHIEN

ORTHOEXPRESS CZ, s.r.o.
Krenova 40.
CZ-60200 Brno
Czech Republic
Phone: +420 603 887 379
E-mail: info@orthoexpress.cz

TUNESIEN

MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY
32 av Med El Karoui
4000 SOUSSE
TUNISIA
Tel. : +21673321860
E-mail: medicaladvancedtechnology@yahoo.fr

TÜRKEI

MEDIKODENTAL
Seba Office Boulevard Ayazaga Mah.
Mimar Sinan Sk. No:21 A Blok D:34
34485 Sariyer/ISTANBUL
TURQUIE
Phone: +90 212 219 97 55
Fax: +90 212 219 97 60
E-mail: info@medikodental.com
Web: www.medikodental.com

UKRAINE

ART-ORTHO, Ltd
Vodohinna street,
2 office 308
79017 LVIV
UKRAINE
Phone: +38 097 476 5275
E-mail: artortho.info@gmail.com

UNGARN

SAVARIA-DENT Ltd.
Dr. Szabolcs Zoltán Str 5/A.
H-9700 Szombathely
Hungary
Phone: +36 30 4722 688
E-mail: info@savariadent.hu

USBEKISTAN

BIOTECH STOM
G-24, Proektnaya str, Sergeli dst,
Tashkent, Uzbekistan, 100085
Phone: +99890 924 90 54, +99891 135 01 06
E-mail: stoma05@mail.ru
Web: www.sarus.uz

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Abcon International Drug Store LLC,
C50, Plot 242-397, Al Ghusais 1,
P.O.Box: 80513
Dubai, UAE
Tel:+97 14 2588101
Fax:+97 14 2578901
E-mail: info@abcondubai.com
Web: www.abcondubai.com





GC Orthodontics Europe GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen der GC Orthodontics Europe GmbH

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Bestimmungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Genehmigung zugestimmt. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich; Lieferungsmöglichkeiten und Zwischenverkauf in allen Fällen vorbehalten.

Preise und Zahlungsbedingungen

Die Berechnung der Preise erfolgt nach unserer jeweils gültigen Preisliste. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, die in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen wird und zuzüglich Versandkosten inkl. Transportversicherung. Ab einem Bestellwert von 250,- € werden keine Versandkosten berechnet, bei Bestellungen unter 250,- € berechnen wir 4,50 € im Standardversand. Liefern wir auf ihren Wunsch per Express berechnen wir Ihnen die entsprechenden Expressgebühren weiter. Bei Bestellungen unter 25,- € verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 5,- €. Unsere Rechnungen sind laut dem auf der Rechnung vermerkten Zahlungsziel fällig. Bei Bankeinzug gewähren wir 3% Skonto. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, wie wir darüber verfügen können. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 %- Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Der Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

Lieferzeit

Lieferfristen sind unverbindlich. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder den Unterlieferanten eintreten - haben wir nicht zu vertreten. Solche von uns nicht zu vertretenden Verzögerungen berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung

zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt.

Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport führende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

Gewährleistung

Wir leisten für Mängel der Leistungen - einschließlich des Abweichens von der vereinbarten Beschaffenheit - wie folgt Gewähr: Der Besteller verpflichtet sich, unsere Leistungen innerhalb von 8 Werktagen nach Abnahme zu untersuchen und entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Rügepflicht für versteckte Mängel bleibt unberührt. Der Mängelanzeige sind die zur Rekonstruktion des Mangels erforderlichen Unterlagen und Informationen beizufügen. Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Leistungen als genehmigt. Weisen die Leistungen zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs einen Mangel auf, so hat der Besteller einen Anspruch auf Nacherfüllung. Nach unserer Wahl wird der Anspruch auf Nacherfüllung im Wege der Mängelbeseitigung oder durch Nachlieferung erfüllt. Falls wir uns zur Mängelbeseitigung entscheiden, unterstützt der Besteller uns in angemessenem und zumutbarem Umfang und gewährt uns insbesondere Zeit und Gelegenheit zur Durchführung der Mängelbeseitigung. Erweist sich eine Mängelrüge als unbegründet, sind wir berechtigt, vom Besteller Ersatz der durch die Fehlversuche, inklusive Dokumentation, entstandenen Kosten zu verlangen. Falls die Mängelbeseitigung oder die Nachlieferung fehlschlägt, ist der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten, angemessenen Nachfrist nach seiner Wahl berechtigt, die Vergütung entsprechend herabzusetzen (Minderung) oder den Vertrag rückgängig zu machen (Rücktritt). Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln beträgt 1 Jahr. Mängel, die auf unsachgemäße Bedienung, auf unzureichende Wartung, auf nicht mit uns abgestimmte Änderungen, auf unsachgemäße Eingriffe des Bestellers oder Dritter zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung nicht umfasst. Des Weiteren bleibt das Recht des Bestellers unberührt, im Falle des Abweichens von der vereinbarten Beschaffenheit anstatt des Rücktritts oder der Minderung Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Die Bestimmungen des nachfolgenden Paragraphen bleiben unberührt. Außer im Falle der Arglist und im Falle der Abgabe einer Garantie für die Beschaffenheit ist im Übrigen und sodann nach Maßgabe der

Bestimmungen des nachfolgenden Paragraphen jegliche Sachmängelgewährleistung ausgeschlossen. Retoursendungen an uns müssen frei versendet werden. Unfreie Retouren werden nicht bearbeitet. Eine Rücksendung der Ware ist innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erhalt der Lieferung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung und unter Beifügung der Rechnungskopie möglich.

Allgemeine Haftungsbeschränkungen

Die Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verzug, Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung, Sachmängelgewährleistung und Schadensersatz wegen Pflichtverletzung, ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz und grob fahrlässigem Verhalten unsererseits, unserer leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist, bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem ProdHaftG. Im Übrigen ist die Haftung bei leicht fahrlässigem Verhalten begrenzt auf den Ersatz solcher Schäden, die vorhersehbar sind und mit deren Entstehung im Rahmen eines solchen Vertrages typischerweise gerechnet werden muss. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung mitteilt. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 % übersteigt. Im Verkehr mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlun-

gen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich dann auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Käufer in laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt). Im Verkehr mit Unternehmern ist die während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in unserem Eigentum stehende Ware vom Käufer gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl zu versichern. Die Rechte aus diesen Versicherungen werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretungen an.

Fortbildungsveranstaltungen

1. Die Fortbildungsveranstaltungen der GC Orthodontics Europe GmbH erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Die Anmeldung zu den Präsenz-Fortbildungsveranstaltungen hat schriftlich zu erfolgen, entweder via Fax per ausgefülltem und unterschriebenem Anmeldeformular an +49 2338 801 877 bzw. per Anmeldeformular via E-Mail an course.gco.germany@gc.dental oder auf der Homepage GC Orthodontics unter www.gcorthodontics.eu. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fortbildungsveranstaltungen der GC Orthodontics Europe GmbH an. Abweichungen sowie mündliche Zusagen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die GC Orthodontics Europe GmbH. Die Teilnehmerzahl für unsere Fortbildungsveranstaltungen ist begrenzt, so dass die Anmeldungen nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden. Mit Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldebestätigung an die GC Orthodontics Europe GmbH, ist die Anmeldung verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie, wenn unsererseits eine Zusage möglich ist, eine schriftliche Anmeldebestätigung durch die GC Orthodontics Europe GmbH.
3. Die Rechnung in Höhe der entsprechenden Teilnahmegebühr und detaillierte Informationen zur Fortbildungsveranstaltung, Fortbildungsablauf, ggf. Anfahrsbeschreibung zum Veranstaltungsort und ggf. Hotelinformationen erhalten Sie spätestens 14 Tage vor Kursbeginn schriftlich von der GC Orthodontics Europe GmbH. Die Rechnung versteht sich inkl. der gesetzlichen MwSt..
4. Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto vor Kursbeginn fällig. Falls Sie dem SEPA-Lastschriftverfahren zugestimmt haben, wird der Rechnungsbetrag per Bankeinzug ca. 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Skonto vor Kursbeginn Ihrem Konto belastet. Bei Zahlung per Banküberweisung muss der Rechnungsbetrag spätestens 14 Tage vor Kursbeginn unserem Konto gutgeschrieben sein.
5. Widerrufsbelehrung für Verbraucher/Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt der von der GC Orthodontics Europe GmbH ausgestellten Anmeldebestätigung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und



auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

GC Orthodontics Europe GmbH, Harkortstr. 2, 58339 Breckerfeld

Telefax: +49 2338 801 877 oder per E-Mail an:

info.gco.germany@gc.dental

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück gewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. (Ende der Widerrufsbelehrung)

6. Unabhängig von vorstehendem Widerrufsrecht gilt folgendes:

Bei Absage durch den Teilnehmer - unabhängig vom Grund der Absage – werden Teilnahmegebühren

fällig in Höhe von:

- a. 10% Umbuchung auf anderen Kurs bei Absage weniger als 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn,
- b. 50% bei Absage weniger als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn,
- c. 100% bei Absage weniger als 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn oder bei Nichterscheinen. Die Anmeldung

ist selbstverständlich ohne Bearbeitungsgebühr auf einen Ersatzteilnehmer übertragbar. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

7. Die GC Orthodontics Europe GmbH behält sich das Recht vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen bzw. notwendige Änderungen des Kursprogramms und/oder -ortes vorzunehmen.

Falls die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen der Verhinderung eines Referenten, wegen Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund von Unterbelegung oder gleichartiger, nicht von der GC Orthodontics Europe GmbH zu vertretender Gründe, nicht möglich ist, wird die GC Orthodontics Europe GmbH versuchen, die Teilnehmer umgehend zu informieren. Bitte geben Sie hierfür auch Ihre private Telefonnummer bzw. Mobilfunknummer an.

Eine Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt nicht später als 14 Tage vor dem Veranstaltungstag. Absagen aus den anderen genannten Gründen, können auch kurzfristiger erfolgen. Wegen einer Absage der Veranstaltung seitens der GC Orthodontics Europe GmbH werden bereits bezahlte Teilnahmegebühren in voller Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeits- und Umsatzausfall, sind ausgeschlossen. Es sei denn, die GC Orthodontics

Europe GmbH hat die Absage der Veranstaltung oder das Entstehen der genannten Ansprüche grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten. Ein Rechtsanspruch auf Veranstaltungswiederholung besteht nicht. Es werden Ihnen aber alternative Fortbildungsangebote unterbreitet.

8. Die GC Orthodontics Europe GmbH haftet nicht für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Seminarinhalte und der Tagungsunterlagen.

9. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich für die Zwecke der Veranstaltungsplanung, -durchführung und -abrechnung gespeichert und verwendet. Wir geben diese Daten nicht an Dritte zur Nutzung weiter, es sei denn, es handelt sich um öffentliche Stellen (z.B. Finanzamt, Sozialversicherungsträger) im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nötig ist. Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.

Zahlung

Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Bestellers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und werden den Besteller über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber.

Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten ist oder rechtskräftig festgestellt wurde.

Gerichtsstand / Erfüllungsort

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckprozesse, ist Hagen. Wir sind berechtigt, den Besteller bei dem Gericht seines allgemeinen Gerichtsstandes zu verklagen.

Erfüllungsort für Leistungen unsererseits und für die Zahlungspflicht des Bestellers ist Breckerfeld.

Anwendbares Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die relevanten Forderungen der Norm 13485 sind einzu- halten.

Teilunwirksamkeit

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt das dispositive Recht. Dies gilt auch im Falle einer Lücke.

GC ORTHODONTICS EUROPE GMBH, BRECKERFELD

Status: 31.05.2021



This symbol shows you a dynamic photo with a video attached. Only applicable to the digital version of the catalog



Interactive QR codes' in the digital version of the catalog. Please use your Idevice camera to reach the content in the printed version.

EXPERIENCE, INITIALLOY, BIO-EDGE, GC BIO-ACTIVE, GC Sure-Snap, GC KommonBase, GC Ortho Connect, A-FIT are trademarks of GC Orthodontics Europe GmbH
Graffics on INITIALLOY, BIO-EDGE and INITIALLOY springs come from tests made by TOMY inc. in Japan.

*MBT is a trademark of 3M Unitek

GC Orthodontics version of the MBT™ System prescription (McLaughlin, Bennet or Trevisi) and is not a copy of existing system. No endorsement by the Drs McLaughlin, Bennett or Trevisi is implied.

GC Orthodontics version of the Roth® System prescription and is not a copy of existing system. No endorsement by Dr Roth is implied.

GC Orthodontics version of the Andrews System prescription and is not a copy of existing system. No endorsement by Dr Andrews is implied.

GC Orthodontics version of the Planché System prescription and is not a copy of existing system. No endorsement by Dr Planché is implied.

GC Orthodontics version of the BiDimensional prescription and is not a copy of existing system. No endorsement by Dr Gianelly is implied.

GC Orthodontics version of the Bio-Progressive prescription and is not a copy of existing system. No endorsement by Dr Ricketts is implied.

All products sold under the GC Orthodontics name have CE certification.
For more information, go to www.gcorthodontics.eu/GC/fr/content/norme-ce





Kapitel

Kontakt	2	ohne HG-Röhrchen.....	133
Brackets	13	1. Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen	134
Brackets «Made in Japan» von TOMY Inc.....	15	Oberkiefer Dreifachröhrchen	139
Verfügbare Techniken Nach Brackettyp	16	1. Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen.....	139
Torque-, Angulations- und Rotationsinformationen	17	Unterkiefer Einfachröhrchen 1. Molar	142
Farbkodierung	18	konvertierbar	142
EXPERIENCE™ Aktiv System	21	Einfachröhrchen 2. Molar	144
GET Technik	23	nicht konvertierbar	144
Ästhetische Rhodium Brackets	31	Unterkiefer Zweifachröhrchen 1 Molar	147
EXPERIENCE mini metal Rhodium.....	33	konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen	147
EXPERIENCE metal Rhodium.....	37	konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen.....	148
LEGEND mini / LEGEND medium Rhodium.....	40	nicht konvertierbar	150
EXPERIENCE mini metal	45	Linguale Klebeattachments	151
EXPERIENCE mini ceramic	51	Linguale Schweißattachments.....	152
EXPERIENCE ceramic	55	Bänder	155
EXPERIENCE metal	63	Erläuterung der Bändermarkierung	157
EXPERIENCE L	73	Sure-Snap Molarenbänder.....	160
EXPERIENCE LSB (Small Base)	75	A-Fit Molarenbänder	161
Chic. mini und Chic.	81	Sure-Snap Prämolarenbänder	162
Chic. mini.....	82	Bögen	163
Chic.	84	und Zubehör	163
LEGEND mini / LEGEND medium	89	Die unterschiedlichen Bogenformen.....	166
LEGEND mini	90	INITIALLOY	168
LEGEND mini, schweißbar.....	98	BIO-EDGE	170
LEGEND medium	99	Ästhetische INITIALLOY und BIO-ACTIVE	174
Weldable LEGEND medium.....	105	Ästhetische Edelstahlbögen	176
AXCESS	107	Lingualbögen INITIALLOY und BIO-EDGE	177
Legacy & Legacy mini	111	Ästhetische ALBAFLEX Bögen	179
Standard Edgewise.....	114	NiTi-Bögen.....	180
Bukkaleröhrchen	117	NiTi auf der Rolle	181
Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)	119	Reverse	181
Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE	121	Deep Bite Opener CTA.....	181
LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)	123	Bögen aus Titan-Molybden-Alloy	182
AXCESS Röhrchen	124	Edelstahlbögen	184
Oberkiefer Einfachröhrchen.....	127	Verseilte Edelstahlbögen	186
konvertierbar	127	Bioalloy-Bögen	187
nicht konvertierbar	128	Intraorales Zubehör	188
Oberkiefer Zweifachröhrchen	133	INITIALLOY-Federn	188
1. Molar (konvertierbar).....	133	INITIALLOY Offene Federn mit.....	188
		verdichteten Windungen	188

INITIALLOY Offene Federn	188	Reliance Adhäsiv-Lösungen.....	212
Offene Druckfeder auf der Rolle	189	Flow Tain™.....	212
INITIALLOY Geschlossene Zugfeder	189	L.C.R.™.....	212
Edelstahlfeder.....	189	Ultra Band-Lok®	212
Intraorales Zubehör	190	Maximum Cure® Sealant.....	213
Lipbumper.....	190	Metal Primer.....	213
Palatinalbügel	191	Assure PLUS All Surface Bonding Resin	213
Extraorales Zubehör	192	Porcelain Conditioner	214
Gesichtsbögen.....	192	Porc Etch™	214
Häkchen und Stops für Bögen	193	IPR, Laborzubehör & Verschiedenes	215
Metall- und Kobayashi-Ligaturen	194	Gezielte minimalinvasive approximale Schmelzreduktion ...	217
Zubehör für Brackets mit vertikalen Schlitten	195	Laborzubehör.....	220
Quadhelix.....	196	Smile Rite Tiefziehfolien.....	220
Elastomere	197	Extra-oral	220
Farbige Ketten	199	Zubehör	221
Orchestra Intra- und extraorale Gummiringe.....	200	Bandsetzinstrument.....	221
Ligaturenringe GC Ties.....	201	Wangenhalter	221
Produkte	203	Schutzwachs	221
zum Kleben	203	NOLA Dry Field System	222
Produkte zum Kleben	205	Fotospiegel, doppelseitig, chrombeschichtet.....	222
Lichthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv.....	206	Anatomisch geformte Aufbissplatten.....	222
GC Ortho Connect™	206	Instrumente.....	223
GC Ortho Connect™ Flow	206	Distalschneidezangen	225
GC Ortho Etching Gel.....	206	Seitenschneider	225
GC Fuji ORTHO™	207	Multifunktionszangen.....	226
GC Fuji ORTHO LC	207	Linguale Instrumente.....	227
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	207	Drahtbiegezangen.....	228
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix	207	Drahtbiegezangen.....	229
Selbsthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv	208	Instrumente	229
GC Fuji ORTHO	208	Bracketpinzetten.....	230
GC Fuji ORTHO Band Paste Pak.....	208	Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu.....	230
GC Fuji Ortho Zubehör	208	Laborprodukte	230
Erweiterung von Basen bei der Lingualtechnik	209	Instrumente für SL Brackets	231
GC Kommonbase™	209	Alignerzangen	231
Prophylaxe.....	209	Sterilisation.....	232
GC MI Varnish™	209		
Tooth Mousse & MI Paste Plus™	210		
GC Tri Plaque ID Gel™	211		



Katalog N°6

Brackets



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Brackets

Brackets «Made in Japan» von TOMY Inc.	15
Verfügbare Techniken Nach Brackettyp	16
Torque-, Angulations- und Rotationsinformationen	17
Farbkodierung	18
EXPERIENCE™ Aktiv System	21
GET Technik	23
Ästhetische Rhodium Brackets.....	31
EXPERIENCE mini metal Rhodium.....	33
EXPERIENCE metal Rhodium.....	37
LEGEND mini / LEGEND medium Rhodium.....	40
EXPERIENCE mini metal	45
EXPERIENCE mini ceramic	51
EXPERIENCE ceramic	55
EXPERIENCE metal	63
EXPERIENCE L	73
EXPERIENCE LSB (Small Base)	75
Chic. mini.....	82
Chic.....	84
LEGEND mini / LEGEND medium	89
LEGEND mini	90
LEGEND mini, schweißbar.....	98
LEGEND medium	99
Weldable LEGEND medium.....	105
AXCESS	107
Legacy & Legacy mini	111
Standard Edgewise.....	114



Brackets «Made in Japan» von TOMY Inc.

GC Orthodontics entstand aus dem Zusammenschluss zweier japanischer Traditionsunternehmen der Dentalbranche, GC Corporation und TOMY Inc. Japan. Basierend auf der Erfahrung von über 50 Jahren produziert TOMY Inc. Japan kieferorthopädische Produkte wie unsere Brackets, Bänder sowie thermoaktive Bögen in höchster Qualität. Herstellungsprozesse wie MIM/CIM (Spritzgussverfahren) sowie CNC (Präzisions-Fräsverfahren) garantieren eine gleichbleibende hohe Qualität in Punkto Zuverlässigkeit und Präzision.




Vollautomatisierte Bracketproduktion TOMY Fabrik (Japan)



Individuelle Kit-Herstellung Breckerfeld (Deutschland)



Wie setzt sich die Artikelnummer zusammen?



Verfügbare Techniken Nach Brackettyp

Brackets \ Technik	GET	Extra Torque	Roth Type	MBT Type	CCO	And. Type	Bio. Prog.	Bi Dim.
EXPERIENCE mini metal	✓		✓	✓				
EXPERIENCE mini metal Rh	✓		✓	✓				
EXPERIENCE metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EXPERIENCE metal Rh			✓	✓				
EXPERIENCE mini ceramic	✓			✓				
EXPERIENCE ceramic	✓	✓	✓	✓	✓			
Chic.			✓	✓				
Chic. mini			✓	✓				
LEGEND mini*			✓	✓			✓	✓
LEGEND mini Rh			✓	✓				
LEGEND medium **		✓	✓	✓			✓	✓
LEGEND medium Rh								✓
Axxess			✓	✓				
Legacy			✓					
Legacy mini			✓					

* LEGEND mini ist ebenso im Planché Type, V-Slot Roth und Alexander Type erhältlich

** LEGEND medium ist ebenso im Bio-Progressive V-Slot, Bi-Dimensional V-Slot und Polar erhältlich



Torque-, Angulations- und Rotationsinformationen


Oberkiefer	OK1			OK2			OK3			OK4			OK5			OK6			OK7		
Technik	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	11°	—	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	10°d	-25°	0°	6°d
Extra Torque	18°	5°	—	10°	8°	—	0°	8°	2°m	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	20°d	-20°	0°	20°d
Roth Type	12°	5°	—	8°	9°	—	-2°	13°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-14°	0°	14°d	-14°	0°	14°d
MBT Type	17°	5°	—	10°	9°	—	-7° 0	8°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-14°	0°	10°d	-19°	0°	8°d
CCO	12°	5°	—	10°	9°	—	-7°	10°	2°m	-9°	0°	—	-9°	0°	—	-14°/ -20°	0°	10°d/ 14°d	-14°/ -20°	—	10°d/ 14°d/ 10°d
Andrews Type	7°	5°	—	3°	9°	—	-7	11°	—	-7°	2°	—	-7°	2°	—	-9°	5°	10°d	-9°	5°	10°d
Bioprogressive Type	22°	5°	—	14°	8°	—	7	10°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-10°	0°	15°d	-10°	0°	12°d

Unterkiefer	OK1			OK2			OK3			OK4			OK5			OK6			OK7		
Technik	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-3°	3°	—	-17°	1°	4°d	-22°	1°	4°d	-30°	0°	4°d	-30°	0°	4°d
Extra Torque	°1	0°	—	1°	0°	—	-3°	7°	2°m	-7°	-1°	2°d	-7°	-1°	2°d	-10°/ -14°	0°	4°d	-10°	0°	—
Roth Type	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-11°	7°	—	-17°	0°	—	-22°	-1°	—	-30°	-1°	4°d	-30°	-1°	4°d
MBT Type	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-6° 0	3°	—	-12°	2°	—	-17°	2°	—	-20°	0°	—	-10°	0°	—
CCO	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-8°	3°	—	-12°	2°	—	-17°	-1°	4°d	-25°/ -20°	-1°	—	-20°/ -25°	-1°	—
Andrews Type	-6°	2°	—	-6°	2°	—	-11°	5°	—	-17°	2°	—	-22°	2°	—	-30°	2°	—	-31°	2°	—
Bioprogressive Type	-1°	0°	—	-1°	0°	—	7°	5°	—	-11°	0°	—	-17°	0°	—	-27°	0°	5°d	-27°	0°	6°d


Farbkodierung

EXPERIENCE mini metal


Roth Type Aktiv




Roth Type Passiv



MBT Type Aktiv




MBT Type Passiv




EXPERIENCE mini metal Rh


Roth Type Aktiv




Roth Type Passiv



MBT Type Aktiv




MBT Type Passiv






EXPERIENCE metal und Rh


Roth Type




Roth Type .020"x.028"



Extra Torque




MBT Type




EXPERIENCE ceramic und mini ceramic


Experience ceramic Roth Type



Experience ceramic MBT Type




EXPERIENCE mini ceramic MBT Type




Standardbrackets


Chic. Roth Type




Chic. MBT Type




Chic. mini



LEGEND and AXCESS



Legacy and Legacy mini





EXPERIENCE™

SL Product

EXPERIENCE™ Aktiv System

Selbstligierende Brackets

Die Brackets des interaktiven EXPERIENCE Systems vereinen Komfort, Schnelligkeit und Präzision in der Behandlung und stehen in zahlreichen Techniken zur Verfügung. Zur Umsetzung Ihrer individuellen Behandlungsphilosophie halten wir auf den folgenden Seiten passende Lösungen für Sie bereit.



Passiv



Interaktiv



Aktiv



EXPERIENCE ceramic

Diese haben einen transluzenten, polykristallinen Körper und passen sich somit optisch hervorragend an die natürliche Zahnfarbe des Patienten an. Der interaktive, rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet eine unauffällige Lösung für ästhetisch anspruchsvolle Patienten. Die mechanische Retentionsbasis sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding auch ohne Splintern und Brechen.



EXPERIENCE metal und Rhodium

 Rhodium

Das bewährte EXPERIENCE metal Bracket ist der Klassiker aus der EXPERIENCE Produktlinie und bietet eine Vielfalt an Behandlungsoptionen. Dieses Bracket lässt sich für individuelle Patientenlösungen aufgrund der identischen In/Out Werte optimal mit dem EXPERIENCE ceramic Bracket kombinieren. EXPERIENCE Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase.



EXPERIENCE mini ceramic

Diese Brackets wurden mit den gleichen hohen Qualitätsstandards wie EXPERIENCE ceramic entwickelt und bieten kleinere Abmessungen bei gleichzeitiger Erhaltung der strukturellen Widerstandsfähigkeit. EXPERIENCE mini ceramic bietet erhöhten Patientenkomfort und Diskretion.



EXPERIENCE mini metal und Rhodium



Das bewährte EXPERIENCE metal Bracket ist der Klassiker aus der EXPERIENCE Produktlinie und bietet eine Vielfalt an Behandlungsoptionen. Das EXPERIENCE metal Bracket lässt sich für individuelle Patientenlösungen aufgrund der identischen In/Out Werte optimal mit dem EXPERIENCE ceramic Bracket kombinieren. EXPERIENCE Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase.

EXPERIENCE L



Das EXPERIENCE L Bracket ist ein selbstligierendes, interaktives, 4-flügeliges Lingualbracket mit dreidimensionaler Kontrolle. Die abgerundeten Bracketflügel, die geringen Abmessungen und die Low-Profile Bauweise führen zu großer Patientenakzeptanz bei hohem Tragekomfort. Die Goldfärbung des Clips bewirkt gute Erkennbarkeit des Öffnungsmechanismus und gewährleistet somit ein effizientes Arbeiten.



EXPERIENCE LSB

Das EXPERIENCE LSB Bracket ist im Aufbau vergleichbar mit dem EXPERIENCE L jedoch mit kleinerer Basis. EXPERIENCE LSB kann je nach Behandlungssituation für komplexe Fälle, für ästhetische Frontzahnkorrekturen oder Rezidivbehandlungen verwendet werden und ist für jedes Behandlungsalter geeignet.



GET Technik



Entwickelt mit Dr. Stefano Troiani, basierend auf der TGO-Technik von Prof. Michel Legall, verfügt diese Technik über Schlitzgrößen von 020 x .028" an den Schneidezähnen, um die Drehmomentkontrolle am Ende der Behandlung zu fördern.



Wer ist Dr. Stefano Troiani?

Dr. Stefano Troiani absolvierte die Ausbildung der Kieferorthopädie an der Universität von Aarhus in Dänemark, sodass er 2003 seinen MSc in Kieferorthopädie erhielt.

- Privatpraxis in Dänemark und Deutschland zwischen 2003 und 2018.
- Klinischer Assistenzprofessor in der Abteilung für Kieferorthopädie der Universität Aarhus, 2005-2007
- Wissenschaftlicher Direktor für das Masterprogramm Alpe Adria Face an der Universität Graz, Ljubljana und Zagreb, 2012-2013.
- Kieferorthopäde in der Abteilung für Oberkiefer-Gesichtschirurgie im Krankenhaus Sønderborg, 2008-2009
- Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie in Odense Universitätsklinikum in Dänemark, 2008-2018

Derzeit ist Dr. Troiani in seiner Privatpraxis in der Schweiz tätig und hat international bereits 130 Vorträge gehalten.

"Eine kieferorthopädische Behandlung sollte auf die spezifischen Bedürfnisse eines jeden Patienten zugeschnitten sein und auf einer gründlichen Diagnose unter Verwendung eines geeigneten Behandlungsplans und einer realistischen Biomechanik beruhen. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass ein guter Kieferorthopäde zu sein nicht bedeutet, ein oder zwei vom Board zertifizierte Fälle pro Jahr zu produzieren. Es geht darum, allen Patienten ein dauerhaft hohes Maß an guter Versorgung zu bieten. Daher soll Ihnen die GET-Behandlung einen allgemeinen Rahmen bieten, der an die individuellen Bedürfnisse einzelner Patienten angepasst werden kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg."

OK

U1, U2: .020" x .028" Slot - U1: 12°T, 5°A / U2: 8°T, 9°A

Bei oberen Schneidezähnen ist oft der Torque am Ende der Behandlung zu niedrig. Dies liegt meist am Spiel zwischen Slot und Bogen. Viele Hersteller erhöhen darum den Torquewert. Wir haben die Slot-Größe verringert und die Standard-Torquewerte beibehalten (Roth). Die Vorteile sind:

- Besser vorhersehbare Ergebnisse
- Weniger Zubehör in der Praxis



Das Spiel eines .019"x.025" Bogens in einem .022"x.028" Slot beträgt 8,7 Grad (in der Praxis aufgrund von Abweichungen im Produktionsprozess noch mehr).
Das Spiel desselben Bogens, .019"x.025", in einem .020"x.028" Slot beträgt 2,8 Grad.



Torque-Spiel in GET Brackets, basierend auf Bogen- und Slot-Dimension (.020" x .028" vs. .022" x .028").

Messung im Forschungs- und Entwicklungslabor von Tomy (Japan)

Kommentar zu den Messungen:

Die Tabelle zeigt das minimale und maximale theoretische Spiel, berechnet aus den tatsächlichen Herstellungsaufzeichnungen (Produktprüfaufzeichnungen) von Brackets und Bögen. Der Krümmungsradius des Bogens beträgt bei unseren Bögen etwa 0,05 mm. Wettbewerberprodukte weisen größere Radien auf, daher haben wir das Spiel auch berechnet, wenn der Radius 0,1mm beträgt.

Bracket	Bogen	Material	.020" x .028" slot		.022" x .028" slot	
			MIN	MAX	MIN	MAX
EXPERIENCE metal & mini metal	0.019" x 0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019" x 0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020" x 0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
EXPERIENCE C	0.019" x 0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019" x 0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020" x 0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3: .022" x .028" Slot - U3: 0°T, 11°A

Wir haben uns für den ursprünglichen Straight-Wire-Ansatz entschieden, bei dem eine mesiale Neigung von 11 Grad die Endstellung ist, um eine Verlängerung des Bogens im Oberkiefer zu ermöglichen, sowie 0 Grad Torque, um eine zu steile Eckzahnführung zu verhindern.

U4, U5: .022" x .028" Slot - U4/5: -10°T, 4°A

Wir haben uns dazu entschlossen, sehr wenig zusätzlichen lingualen Kronentorque (-10 Grad) hinzuzufügen. Wir wollen keine oberen Prämolaren mit ausgeprägter Lingualneigung (aus gnathologischer Sicht ist eine „offene“ Position besser). Zudem verwenden wir 3 Grad negativen Torque mehr als in der Roth-Prescription, um das Hängen der palatinalen Höcker nach der Nivellierung zu vermeiden.

U6, U7: .022" x .028" Slot - U6: -20°T, 10°OF / U7: -25°T, 6°OF

Wir haben den Wert der distalen Rotation auf den ursprünglichen Straight-Wire-Wert (1. Molar) und sogar darunter (2. Molar) gesenkt. Damit soll ein linguales Vorspringen des disto-vestibulären Höckers des zweiten Molaren verhindert werden, da es sich dabei um eine Hauptursache für Vorkontakte handelt. Zudem haben wir uns entschieden, den lingualen Kronentorque zu erhöhen, um die Tendenz zu Vorkontakten aufgrund hängender palatinaler Höcker der OK Molaren (insbesondere der zweiten Molaren) zu verringern.

Besuchen Sie die Webseite



UK

L1, L2: .020" x .028" Slot - L1 / L2: -1°T, 2°A

Wir haben die klassischen Torquewerte beibehalten, doch der .020»x.028» Slot ermöglicht optimale Kontrolle. Das flache Profil der EXPERIENCE mini Brackets trägt dazu bei, ein sehr häufiges Problem selbstligierender Brackets zu lösen: Andere SL-Brackets haben oft Vorkontakte mit den Oberkieferfrontzähnen, was eine Abstützung der Front, als Therapieziel verhindert.

L3: .022" x .028" Slot - L3: -3°T, 3°A

Hier ein reduzierter Wert für die mesiale Neigung, um die Länge des unteren Bogens zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir uns dazu entschieden, den lingualen Kronentorque zu verringern, um einen übermäßigen transversalen Overjet zu vermeiden und um ebenso den Wert, auf den niedrigeren lingualen Kronentorque der oberen Eckzähne, abzustimmen.

L4, 5, 6, 7: .022" x .028" Slot - L4: -17°T, 1°A / L5: -22°T, 1°A / L6: / L7: -30°T, -1°A



EXPERIENCE mini metal



Rhodium



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	24-5110-0500	24-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-2140-0500	24-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-214M-0500	24-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	24-5410-0500	24-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-2440-0500	24-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-244D-0500	24-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-2450-0500	24-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-245D-0500	24-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal



Rhodium

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	24-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500



EXPERIENCE mini metal

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	21-5110-0500	21-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	21-5120-0500	21-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	21-213D-0500	21-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-2140-0500	21-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-214M-0500	21-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	21-5410-0500	21-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	21-243D-0500	21-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-2440-0500	21-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-244D-0500	21-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-2450-0500	21-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-245D-0500	21-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	21-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	21-5CC5-0500



EXPERIENCE mini ceramic



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	12-5110-0500	12-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	12-5120-0500	12-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	12-213D-0500	12-223D-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	12-214D-0500	12-224D-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	12-5410-0500	12-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	12-243D-0500	12-233D-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	12-244D-0500	12-234D-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	12-245D-0500	12-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	12-5CC5-0500



EXPERIENCE metal

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	20-5110-0500	20-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	20-5120-0500	20-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	20-213D-0500	20-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-2140-0500	20-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-214M-0500	20-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	20-5410-0500	20-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	20-243D-0500	20-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-2440-0500	20-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-244D-0500	20-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-2450-0500	20-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-245D-0500	20-235D-0500



Kits EXPERIENCE metal

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	20-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0500



EXPERIENCE ceramic



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-214M-0030	11-224M-0030
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010



Kits EXPERIENCE ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	11-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	11-5CC5-0500



Ästhetische Rhodium Brackets



Rhodium

Ästhetisches Rhodium

Wenn Metall auf Ästhetik trifft

Rhodium wird hauptsächlich in der Schmuckindustrie verwendet und hat die einzigartige Eigenschaft, Reflexionen (Glanz) zu reduzieren. Sein silbermattes Finish bietet ein transparentes Erscheinungsbild, das die Ästhetik verbessert.



Brackets

Selfligierend oder konventionell, wir haben das richtige Bracket für Sie!




EXPERIENCE mini metal Rhodium

Dieses selbstligierende Bracket ist seit Jahren weit verbreitet. Das Bracket verfügt über einen CNC-gefrästen Bracket-Slot für mehr Präzision in .018" oder .022", einen Torque in der Basis, einen aktiven Clip für ideale Torquekontrolle.



EXPERIENCE metal Rhodium

Das flache EXPERIENCE mini metall Rhodium wird ebenfalls von TOMY Inc. hergestellt. Es verfügt über einen CNC-gefrästen Slot für erhöhte Präzision in .018" oder .022", Torque in der Basis, sowie einen aktiven Clip für ideale Torquekontrolle.



LEGEND mini und medium Rhodium

Diese konventionellen Brackets haben sich bewährt. Hergestellt mit den hohen Qualitätsstandards, die Sie von TOMY Inc. Japan erwarten. Der Bracket-Slot von LEGEND ist CNC-gefräst für erhöhte Präzision in .018" oder .022". Trotz geringer Bauhöhe ermöglichen die großen Unterschnitte ein einfaches Einligieren und Debonding.

Rhodium Bögen

Behandeln Sie zusätzlich mit unseren Rhodium Bögen, behandeln Sie mit einer beeindruckend unauffälligen Apparatur. Unabhängig vom Behandlungsstadium haben wir einen Bogen, der den Bedürfnissen Ihres Patienten entspricht. Bögen für den Behandlungsbeginn wie INITIALLOY™ Rhodium Formgedächtnisbögen oder BIO-ACTIVE™ Light Progressive Force Bögen, zusätzlich zu BIO-ACTIVE™ oder Edelstahlbögen. Unser breites Angebot an Bögen ermöglicht Ihnen eine umfassende Behandlung ohne Kompromisse Biomechanik.





EXPERIENCE mini metal

Rh Rhodium

EXPERIENCE mini metal Rhodium

Das EXPERIENCE mini Bracket ist Rhodium veredelt. Dies erzeugt eine komplett matte Oberfläche ohne Licht-Reflexionen und ist dadurch sehr unauffällig. Die matte Oberfläche und das mini-Design macht dieses Bracket zu einem diskreten kosmetischen Metallbracket. Hier müssen Behandler keine Einbußen bei der Funktion machen um ein ästhetisches System anbieten zu können.

EXPERIENCE mini metal Rhodium, Roth Type

Rh Rhodium

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	2°d	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010



EXPERIENCE mini metal Rhodium, MBT Type



					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	0.74	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U 2	1.06	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U 3/Hk/Opt	0.55	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U 4-5	0.70	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
U 5/Hk/(Opt)	0.90	-7°	0°	0°	24-115D-0020	24-125D-0020	24-215D-0020	24-225D-0020
U 5/(Opt)	0.90	-7°	0°	0°	24-1550-0020	24-1550-0020	24-2550-0020	24-2550-0020
Unterkiefer								
L 1-2	1.05	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L 3/Hk	0.55	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L 3/Hk/Opt	0.55	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L 4	0.55	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L 4/Hk	0.55	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L 5	0.55	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L 5/Hk	0.55	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020





EXPERIENCE mini metal Rhodium, Light Force **Passiv**

			Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	.022"	
			R	L
Oberkiefer				
U 1	17	4	24-4110-0100	24-4210-0100
U 2	10	8	24-4120-0100	24-4220-0100
U 3/Hk	0	8	24-413D-0100	24-423D-0100
U 4-5	-7	0	24-4540-0100	24-4540-0100
U 4-5/Hk distal	-7	0	24-414D-0100	24-424D-0100
Unterkiefer				
L 1-2	-6	0	24-4610-0100	24-4610-0100
L 3/Hk	0	3	24-443D-0100	24-433D-0100
L 4	-12	2	24-4440-0100	24-4340-0100
L 4/Hk	-12	2	24-444D-0100	24-434D-0100
L 5	-17	2	24-4450-0100	24-4350-0100
L 5/Hk	-17	2	24-445D-0100	24-435D-0100

Instruments

Öffnung EXPERIENCE mini metal Rhodium 



50-2130-H000
Halter für Öffnungsklingen
50-2130-B000
Klingen für Öffnungsinstrument (2 Stk)



Marketing EXPERIENCE mini metal und Rhodium



Typodonten

EXPERIENCE mini metal	Artikelnummer	EXPERIENCE mini metal RC	Artikelnummer
EXP. MM BRACKET MODEL	55-2100-0000		
TYPODONT EXP. MM 7-7	55-2111-0000	TYPODONT EXP. Rh 7-7	55-2411-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)




User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (x25)
99-21G0-1200
Brochürenhalter
99-2100-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-21E1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-24W1-16F0



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-24F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-20W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
99-24F0-16F0



EXPERIENCE metal

Rh Rhodium

EXPERIENCE metal Rhodium

Heute reiht sich EXPERIENCE metal Rhodium in die ständig wachsende Produktlinie ästhetischer Brackets ein. Die Brackets sind mit Rhodium veredelt, welches die Bracketeigenschaften in keiner Weise verändert oder beeinflusst.

EXPERIENCE metal Rhodium, Type Roth

Rh Rhodium

					Artikelnummer			
Zähne	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	12°	5°	0°	19-1110-0010	19-1210-0010	19-2110-0010	19-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	19-1120-0010	19-1220-0010	19-2120-0010	19-2220-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	19-113D-0010	19-123D-0010	19-213D-0010	19-223D-0010
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	19-1140-0010	19-1240-0010	19-2140-0010	19-2240-0010
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	2°d	19-114D-0010	19-124D-0010	19-214D-0010	19-224D-0010
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	19-1410-0010	19-1310-0010	19-2410-0010	19-2310-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	19-143D-0010	19-133D-0010	19-243D-0010	19-233D-0010
L 4	.38	-17°	-1°	4°d	19-1440-0010	19-1340-0010	19-2440-0010	19-2340-0010
L 4/Hk	.38	-17°	-1°	4°d	19-144D-0010	19-134D-0010	19-244D-0010	19-234D-0010
L 5	.28	-22°	-1°	4°d	19-1450-0010	19-1350-0010	19-2450-0010	19-2350-0010
L 5/Hk	.28	-22°	-1°	4°d	19-145D-0010	19-135D-0010	19-245D-0010	19-235D-0010

Öffnungsinstrumente

Öffnung der EXPERIENCE
metal Rhodium Brackets:



50-0030-0000

Das Öffnungsinstrument erlaubt die Öffnung entweder von bukkal oder mit der Hohlkehle von gingival.



50-2030-0000

Das M-Tool verfügt sowohl über ein doppelt gegabeltes Ende, um das Einführen des Bogens zu erleichtern, als auch ein Ende mit Hohlkehle.

EXPERIENCE metal Rhodium, MBT Type



					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	17°	4°	0°	19-1110-0020	19-1210-0020	19-2110-0020	19-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	19-1120-0020	19-1220-0020	19-2120-0020	19-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	19-113D-0020	19-123D-0020	19-213D-0020	19-223D-0020
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	19-1540-0020	19-1540-0020	19-2540-0020	19-2540-0020
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	0°	19-114D-0020	19-124D-0020	19-214D-0020	19-224D-0020
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	19-1610-0020	19-1610-0020	19-2610-0020	19-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	19-143D-0020	19-133D-0020	19-243D-0020	19-233D-0020
L 4	.33	-12°	2°	0°	19-1440-0020	19-1340-0020	19-2440-0020	19-2340-0020
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	19-144D-0020	19-134D-0020	19-244D-0020	19-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	19-1450-0020	19-1350-0020	19-2450-0020	19-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	19-145D-0020	19-135D-0020	19-245D-0020	19-235D-0020



Kits EXPERIENCE metal Rhodium



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0010	19-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0010	19-2CC5-0010
MBT Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0020	19-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0020	19-2CC5-0020



Marketing EXPERIENCE metal Rhodium



Typodonten

EXPERIENCE metal Rhodium	Artikelnummer
7-7	55-1911-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)




User: **GCOLib**

Password: **3ortho7**

Poster 60 x 150 cm



Patientenbrochüren (x25)
99-19G0-1200
Brochürenhalter
99-1900-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-19F1-16M0
Leinwand auf Holzrahmen
99-19W1-16M0



99-19F0-16M0

LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium



Das LEGEND™ Bracketsystem ist ein konventionelles Standard Metallbracket welches in zwei Größen medium und mini erhältlich ist. LEGEND™ medium wird im (MIM) Spritzgussverfahren hergestellt und anschließend wird der Slot im CNC- Präzisions-Fräsverfahren nachgefräst. Dieser Herstellungsprozess reduziert deutlich die Slot-Toleranzen im Vergleich zum reinen Spritzgussverfahren. LEGEND™ medium hat eine anatomisch angepasste Netzbasis für präzise Passform und maximale Haftung am Zahn.

LEGEND mini Rhodium veredelt, Roth Type

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.25	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	4°m	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	2°d	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U 5	.48	-7°	0°	2°d	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010
Unterkiefer								
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	4°d	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L 4/Hk	.28	-17°	0°	4°d	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L 5	.33	-22°	0°	4°d	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L 5/Hk	.33	-22°	0°	4°d	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010



LEGEND mini Rhodium, MBT Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.25	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	38-1130-0020	38-1230-0020	38-2130-0020	38-2230-0020
U 3/Hk	.25	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U 4-5	.37	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
U 5/Optional	.48	-7°	0°	38-1550-0020	38-1550-0020	38-2550-0020	38-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	38-115D-0020	38-125D-0020	38-215D-0020	38-225D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	.97	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L 3	.25	-6°	3°	38-1430-0020	38-1330-0020	38-2430-0020	38-2330-0020
L 3/Hk	.25	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L 4	.28	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020



LEGEND medium Rhodium, Bi-Dimentional



				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.25	12°	5°	39-1110-0034	39-1210-0034	—	—
U 2	.78	8°	9°	39-1120-0034	39-1220-0034	—	—
U 3/Hk	.25	0°	7°	—	—	39-213D-0040	39-223D-0040
U 4-5	.37	0°	0°	—	—	39-2540-0040	39-2540-0040
Unterkiefer							
L 1-2	.97	0°	0°	39-1610-0034	39-1610-0034	—	—
L 3/Hk	.30	0°	5°	—	—	39-243D-0040	39-233D-0040
L 4-5	.50	0°	0°	—	—	39-2640-0040	39-2640-0040

LEGEND medium Rhodium, Optional Brackets (V-Slot)

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	22°	5°	—	—	39-2110-0028	39-2210-0028
U 1	17°	5°	—	—	39-2110-0029	39-2210-0029
U 1	-12°	5°	—	—	39-2110-0034	39-2210-0034
U 2	-14°	9°	—	—	39-2120-0028	39-2220-0028
U 2	-8°	9°	—	—	39-2120-0034	39-2220-0034
U 3/Hk	7°	5°	—	—	39-213D-0028	39-223D-0028
U 4-5	-7°	0°	—	—	39-2540-0034	39-2540-0034
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	39-214M-0034	39-224M-0034
Unterkiefer						
L 1-2 (ohne V-Slot)	-5°	0°	39-1610-0011	39-1610-0011	—	—
L 1-2	0°	0°	—	—	39-2610-0034	39-2610-0034
L 1-2	-5°	0°	—	—	39-2610-0036	39-2610-0036
L 4-5	0°	0°	39-1640-0040	39-1640-0040	—	—
L 4	-11°	0°	39-1640-0034	39-1640-0034	39-2640-0034	39-2640-0034
L 4/Hk	-11°	0°	—	—	39-244D-0034	39-234D-0034
L 5	-17°	0°	39-1650-0034	39-1650-0034	39-2650-0034	39-2650-0034
L 5/Hk	-17°	0°	—	—	39-245D-0034	39-235D-0034



Kits LEGEND Rhodium

	Häkchen	Artikelnummer	
		.018" x .025"	.022" x .028"
mini			
mini Roth Type	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
mini Roth Type	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010
mini MBT Type	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
mini MBT Type	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020
medium			
medium BiDimensionnal	3	39-2CC3-0034	—



Marketing LEGEND mini/medium Rhodium



Typodonten

LEGEND mini	Artikelnummer
LEGEND mini, 7-7	55-3811-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-38G0-1200
Broschürenhalter 99-3800-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-38F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-38W1-16F0

Poster 60 x 150 cm



99-38F0-16F0




EXPERIENCE mini metal

EXPERIENCE mini metal

SL Product

Die EXPERIENCE mini Brackets sind eine kleinere Version der originalen EXPERIENCE metal Brackets. Durch den Wegfall des vertikalen Kanals, durch den sich der Clip des EXPERIENCE-Metalls bewegt, wird ein extrem niedriges Profil erreicht. Patienten erleben so zusätzliche Low-Profile-Vorteile, darunter: reduzierte Bracketgröße, erhöhter Patientenkomfort und verbesserte Ästhetik. Das EXPERIENCE mini minimiert die Reibung beim anfänglichen Nivellieren und Ausrichten und ermöglicht gleichzeitig eine erhöhte Torque- und Rotationskontrolle während des Finishing. Nach dem Metallpritzprozess (MIM) fährt das Werkzeug während einer Abkühlphase zurück. TOMY führt dann einen zusätzlichen Schritt ein, um den Slot konstant präzise zu gestalten, indem der Slot jedes EXPERIENCE-Brackets mithilfe von Computer Numerical Controlled (CNC) gefräst wird. So wird sichergestellt, dass der Slot genau 0,018 Zoll oder 0,022 Zoll misst. Alle TOMY-Slots übertragen exakte Torque- und Angulationswerte, die in jedes Bracket integriert sind. Dies ermöglicht ein vorhersehbareres Ergebnis.



Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene

Vorteil des Rhodium

Das matte Finish und die reduzierte Bracketgröße ermöglichen eine diskretere Behandlungsapparatur.

Das EXPERIENCE Bracketsystem ist made by TOMY Inc. Japan, einer der führenden Hersteller selbstligierender Brackets seit dem Jahr 2000. EXPERIENCE Metall Brackets sind in zwei Größen und Varianten sowie in verschiedenen Techniken verfügbar: Standard oder mini Metall, jeweils rhodiniert oder ohne Oberflächenveredelung.



EXPERIENCE mini metal, Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	21-1110-0010	21-1210-0010	21-2110-0010	21-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	21-1120-0010	21-1220-0010	21-2120-0010	21-2220-0010
U 2/Hk	8°	9°	0°	21-112D-0010	21-122D-0010	21-212D-0010	21-222D-0010
U 3	-2°	13°	4°m	21-1130-0010	21-1230-0010	21-2130-0010	21-2230-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	21-113D-0010	21-123D-0010	21-213D-0010	21-223D-0010
U 3/(Optional)	-2°	10°	4°m	21-113D-0012	21-123D-0012	21-213D-0012	21-223D-0012
U 3/Passiv	-2°	10°	4°m	—	—	21-4130-0010	21-4230-0010
U 3/Hk Passiv	-2°	10°	4°m	—	—	21-413D-0010	21-423D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	21-1140-0010	21-1240-0010	21-2140-0010	21-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
U 4-5/Passiv	-7°	0°	2°d	—	—	21-4140-0010	21-4240-0010
U 4-5/Hk Passiv	-7°	0°	2°d	—	—	21-414D-0010	21-424D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	21-1410-0010	21-1310-0010	21-2410-0010	21-2310-0010
L 1-2/Hk	-1°	2°	0°	—	—	21-232D-0010	21-242D-0010
L 3	-11°	7°	2°m	21-1430-0010	21-1330-0010	21-2430-0010	21-2330-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	21-143D-0010	21-133D-0010	21-243D-0010	21-233D-0010
L 3/Passiv	-11°	7°	2°m	—	—	21-4430-0010	21-4330-0010
L 3/Hk Passiv	-11°	7°	2°m	—	—	21-443D-0010	21-433D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	21-1440-0010	21-1340-0010	21-2440-0010	21-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	21-144D-0010	21-134D-0010	21-244D-0010	21-234D-0010
L 4/Passiv	-17°	-1°	4°d	—	—	21-4440-0010	21-4340-0010
L 4/Hk Passiv	-17°	-1°	4°d	—	—	21-444D-0010	21-434D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	21-1450-0010	21-1350-0010	21-2450-0010	21-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	21-145D-0010	21-135D-0010	21-245D-0010	21-235D-0010
L 5 Passiv	-22°	-1°	4°d	—	—	21-4450-0010	21-4350-0010
L 5/Hk Passiv	-22°	-1°	4°d	—	—	21-445D-0010	21-435D-0010



EXPERIENCE mini metal, MBT Type*

				Artikelnummer .018"	
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	Aktiv	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	0.74	17°	4°	21-1110-0020	21-1210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-1120-0020	21-1220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-113D-0020	21-123D-0020
U 3/(Optional)	0.55	0°	8°	21-113D-0021	21-123D-0021
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-1540-0020	21-1540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-114D-0020	21-124D-0020
U 5/(Optional)	0.90	-7°	0°	21-1550-0020	21-1550-0020
U 5/Hk/(Optional)	0.90	-7°	0°	21-115D-0020	21-125D-0020
Unterkiefer					
L 1-2	1.05	-6	0	21-1610-0020	21-1610-0020
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-143D-0020	21-133D-0020
L 3/(Optional)	0.55	0	3	21-143D-0021	21-133D-0021
L 4	0.55	-12	2	21-1440-0020	21-1340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-144D-0020	21-134D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-1450-0020	21-1350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-145D-0020	21-135D-0020

Öffnungsinstrument

Öffnung EXPERIENCE mini metal 



50-2130-H000

Halter für Öffnungsklingen

50-2130-B000

Klingen für Öffnungsinstrument (2 Stk)

EXPERIENCE mini metal, MBT* Type

				Artikelnummer .022"			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Aktiv		Passiv	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	0.74	17°	4°	21-2110-0020	21-2210-0020	21-4110-0020	21-4210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-2120-0020	21-2220-0020	21-4120-0020	21-4220-0020
U 3	0.55	-7°	8°	21-2130-0020	21-2230-0020	21-4130-0020	21-4230-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-213D-0020	21-223D-0020	21-413D-0020	21-423D-0020
U 3/(Optional)	0.55	0°	8°	21-213D-0021	21-223D-0021	—	—
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-2540-0020	21-2540-0020	21-4540-0020	21-4540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-214D-0020	21-224D-0020	21-414D-0020	21-424D-0020
U 5/(Optional)	0.90	-7°	0°	21-2550-0020	21-2550-0020	21-4550-0020	21-4550-0020
U 5/Hk (Optional)	0.90	-7°	0°	21-215D-0020	21-225D-0020	21-415D-0020	21-425D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	1.05	-6	0	21-2610-0020	21-2610-0020	21-4610-0020	21-4610-0020
L 3	0.55	-6	3	21-2430-0020	21-2330-0020	21-4430-0020	21-4330-0020
L 3/(Optional)	0.55	0	3	21-243D-0021	21-233D-0021	—	—
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-243D-0020	21-233D-0020	21-443D-0020	21-433D-0020
L 4	0.55	-12	2	21-2440-0020	21-2340-0020	21-4440-0020	21-4340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-244D-0020	21-234D-0020	21-444D-0020	21-434D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-2450-0020	21-2350-0020	21-4450-0020	21-4350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-245D-0020	21-235D-0020	21-445D-0020	21-435D-0020



EXPERIENCE mini metal, Extra Torque

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	18°	5°	0°	21-1110-0030	21-1210-0030	21-2110-0030	21-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	21-1120-0030	21-1220-0030	21-2120-0030	21-2220-0030
U 2/Hk	10°	8°	0°	21-112D-0030	21-122D-0030	21-212D-0030	21-222D-0030
U 3	0°	8°	2°m	21-1130-0030	21-1230-0030	21-2130-0030	21-2230-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	21-113D-0030	21-123D-0030	21-213D-0030	21-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	21-1140-0030	21-1240-0030	21-2140-0030	21-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	21-114M-0030	21-124M-0030	21-214M-0030	21-224M-0030
Unterkiefer							
L 1-2	1°	0°	0°	21-1610-0030	21-1610-0030	21-2610-0030	21-2610-0030
L 3	-3°	7°	2°m	21-1430-0030	21-1330-0030	21-2430-0030	21-2330-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	21-143D-0030	21-133D-0030	21-243D-0030	21-233D-0030
L4/(Optional)	0°	0°	0°	21-1540-0025	21-1540-0025	21-2540-0025	21-2540-0025
L 4/5	-7°	-1°	2°d	21-1440-0030	21-1340-0030	21-2440-0030	21-2340-0030
L 4/5/Hk	-7°	-1°	2°d	21-144D-0030	21-134D-0030	21-244D-0030	21-234D-0030



EXPERIENCE mini metal Kits

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Type Roth/Aktiv	5-5	5-5	—	21-1CC0-0010	21-2CC0-0010
Type Roth/Aktiv	5-5	5-5	3	21-1CC3-0010	21-2CC3-0010
Type Roth/Aktiv	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0010	21-2CC5-0010
Type MBT*/Aktiv	5-5	5-5	3	21-1CC3-0020	21-2CC3-0020
Type MBT*/Aktiv	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0020	21-2CC5-0020
Type MBT*/Passiv	5-5	5-5	3	—	21-4CC3-0020
Type MBT*/Passiv	5-5	5-5	3,4,5	—	21-4CC5-0020





EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE mini ceramic



Product



Aesthetic

Das selbstligierende mini Keramikbracket vereint hervorragende Ästhetik mit Funktion. Der rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet ein unauffälliges ästhetisches Design, bei voller Slotabdeckung, für optimale Rotationskontrolle. Die mechanische Retention sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding ohne Splintern und Brechen.

Kombinieren Sie EXPERIENCE™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.

Verkleinerte, patientenfreundliche Bracketflügel


um okklusale Interferenzen zu minimieren

Drei sichere Öffnungsvarianten

zum einfachen Öffnen ohne Clipverformung

Keramik-Spritzguss

für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision



CNC-gefräster Slot



Abgerundete Slotwände

für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Torque in der Basis



Anatomisch gewölbte Basis

für eine optimale Passform

Mechanische Retention

für maximalen Klebeverbund und die optionale Repositionierung. **Base ID**



EXPERIENCE mini ceramic, Roth Type

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	12°	5°	0°	12-1110-0010	12-1210-0010	12-2110-0010	12-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	12-1120-0010	12-1220-0010	12-2120-0010	12-2220-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	12-113D-0010	12-123D-0010	12-213D-0010	12-223D-0010
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	2°d	12-114D-0010	12-124D-0010	12-214D-0010	12-224D-0010
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	12-1410-0010	12-1310-0010	12-2410-0010	12-2310-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	12-143D-0010	12-133D-0010	12-243D-0010	12-233D-0010
L 4/Hk	.38	-17°	0°	4°d	12-144D-0010	12-134D-0010	12-244D-0010	12-234D-0010
L 5/Hk	.28	-22°	0°	4°d	12-145D-0010	12-135D-0010	12-245D-0010	12-235D-0010





EXPERIENCE mini ceramic, MBT* Type

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	17°	4°	0°	12-1110-0020	12-1210-0020	12-2110-0020	12-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	12-1120-0020	12-1220-0020	12-2120-0020	12-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	12-113D-0020	12-123D-0020	12-213D-0020	12-223D-0020
U 3/Hk Optional	.46	0°	8°	0°	12-113D-0021	12-123D-0021	12-213D-0021	12-223D-0021
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	12-114D-0020	12-124D-0020	12-214D-0020	12-224D-0020
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	12-1610-0020	12-1610-0020	12-2610-0020	12-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	12-143D-0020	12-133D-0020	12-243D-0020	12-233D-0020
L 3/Hk Optional	.56	0°	3°	0°	12-143D-0021	12-133D-0021	12-243D-0021	12-233D-0021
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	12-144D-0020	12-134D-0020	12-244D-0020	12-234D-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	12-145D-0020	12-135D-0020	12-245D-0020	12-235D-0020

Kits EXPERIENCE mini ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Type Roth	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0010	12-2CC5-0010
Type MBT	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0020	12-2CC5-0020

Öffnungsinstrument

Öffnung EXPERIENCE mini ceramic



50-1030-0000

zum Öffnen von gingival.
Die doppelte Gabel erleichtert das Einligieren des Bogens.

Marketing EXPERIENCE mini ceramic



Typodonten

EXPERIENCE miniceramic	Artikelnummer
EXP. C BRACKET MODEL	55-1100-0000
TYPODONTEN EXP. C/M 7-7	55-1211-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (25 St.)
99-12G0-1200
Broschürenaufsteller
99-1200-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-12F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-12W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
99-12F0-16F0



EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE ceramic



Product



Aesthetic

Dieses selbstligierende Keramik-Bracket vereint hervorragende Ästhetik mit Funktion. Der rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet ein unauffälliges ästhetisches Design. Die 100 % mechanische Basis sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding ohne Splintern und Brechen. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück



Reduzierte okklusale

Bracketflügelhöhe


entwickelt um Interferenzen zu reduzieren

Drei sichere Öffnungsvarianten


zum einfachen Öffnen ohne Clipverformung

Keramik-Spritzguss

für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision



CNC-gefräster Slot



Abgerundete Slotwände

für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Torque in der Basis



Anatomisch gewölbte Basis
für eine optimale Passform

Mechanische Retention
für maximalen Klebeverbund und die optionale Repositionierung



Bracket & Wire Combination

Kombinieren Sie EXPERIENCE™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems


EXPERIENCE C debonding



EXPERIENCE ceramic, Roth Type

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	11-2110-0010	11-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	11-2120-0010	11-2220-0010
U 3	.46	-2°	13°	4°m	11-1130-0010	11-1230-0010	11-2130-0010	11-2230-0010
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	11-113D-0010	11-123D-0010	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	11-1140-0010	11-1240-0010	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	2°d	11-114D-0010	11-124D-0010	11-214D-0010	11-224D-0010
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	11-2410-0010	11-2310-0010
L 3	.56	-11°	7°	2°m	11-1430-0010	11-1330-0010	11-2430-0010	11-2330-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	11-143D-0010	11-133D-0010	11-243D-0010	11-233D-0010
L 4/(Zirkonia)	.38	-17°	0°	4°d	11-1440-Z010	11-1340-Z010	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk/(Zirkonia)	.38	-17°	0°	4°d	11-144D-Z010	11-134D-Z010	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5/(Zirkonia)	.28	-22°	0°	4°d	11-1450-Z010	11-1350-Z010	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk/(Zirkonia)	.28	-22°	0°	4°d	11-145D-Z010	11-135D-Z010	11-245D-Z010	11-235D-Z010

Single kit Dispenser: 55-7025-0000





EXPERIENCE ceramic Roth Type .020" x .028"

Diese von den Spezialisten Dr. Le Gall und Dr. Soulié entwickelte Technik beinhaltet für das Frontsegment in Ober- und Unterkiefer die Dimension von .020" x .028". Dies erlaubt bei Verwendung von .020" x .025" Stahlbögen die volle Torquekontrolle in der Front sowie Bewegungsfreiheit für den Lückenschluss im Seitenzahnbereich.

Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	Artikelnummer	
					R	L
Oberkiefer						
U 1	.81	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U 3 .022" x .028"/Hk	.46	0°	8°	2°m	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4/5 .022" x .028"	.46	-7°	0°	2°d	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4/5 .022" x .028"/Hk	.46	-7°	0°	2°d	11-214D-0010	11-224D-0010
Unterkiefer						
L 1/2	1.17	0°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L 3 .022" x .028"/Hk	.56	-3°	7°	2°m	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4 .022" x .028"/Hk/(zirconium)	.38	-17°	0°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5 .022" x .028"/Hk/(zirconium)	.28	-22°	0°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010

EXPERIENCE ceramic CCO

Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	.022"x.028"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	.81	12°	5°	11-2110-0007	11-2210-0007
U 2	1.07	10°	9°	11-2120-0007	11-2220-0007
U 3/Hk	.46	-7°	10°	11-213D-0007	11-223D-0007
U 4/5	.46	-9°	0°	11-2540-0007	11-2540-0007
U 4/5/Hk	.46	-9°	0°	11-214D-0007	11-224D-0007
Unterkiefer					
L 1/2	1.17	-6°	0°	11-2610-0007	11-2610-0007
L 3/Hk	.56	-8°	3°	11-243D-0007	11-233D-0007
L 4	.38	-12°	0°	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk	.38	-12°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5	.38	-17°	0°	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk	.38	-17°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE ceramic, Extra Torque

Diese Technik basiert auf der Verwendung von Bogendrähten mit geringerer Größe, aufgrund des erhöhten Torque an den Oberkiefer-Schneidezähnen. Ein erhöhter bukkaler Wurzeltorque bei den OK Prämolaren verhindert jegliche linguale Höckerinterferenzen.

					Artikelnummer			
Zähne	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	18°	5°	0°	11-1110-0030	11-1210-0030	11-2110-0030	11-2210-0030
U 2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0030	11-1220-0030	11-2120-0030	11-2220-0030
U 3	.46	0°	8°	2°m	11-1130-0030	11-1230-0030	11-2130-0030	11-2230-0030
U 3/Hk	.46	0°	8°	2°m	11-113D-0030	11-123D-0030	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4-5	.46	-10°	4°	2°d	11-1140-0030	11-1240-0030	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4-5/Hk	.46	-10°	4°	2°d	11-114D-0030	11-124D-0030	11-214D-0030	11-224D-0030
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	1°	0°	0°	11-1610-0030	11-1610-0030	11-2610-0030	11-2610-0030
L 3	.56	-3°	7°	2°m	11-1430-0030	11-1330-0030	11-2430-0030	11-2330-0030
L 3/Hk	.56	-3°	7°	2°m	11-143D-0030	11-133D-0030	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4*/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4/Hk/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030
L 5*/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-1450-0030	20-1350-0030	20-2450-0030	20-2350-0030
L 5/Hk/(Exp M)	.33	-7°	0°	2°d	20-145D-0030	20-135D-0030	20-245D-0030	20-235D-0030

* Da Keramik wesentlich härter als Schmelz ist, empfehlen wir die Verwendung von EXPERIENCE Metallbrackets an Unterkiefer-Prämolaren (L4, L5)



EXPERIENCE ceramic, MBT* Type

					Artikelnummer			
Zähne	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	17°	4°	0°	11-1110-0020	11-1210-0020	11-2110-0020	11-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0020	11-1220-0020	11-2120-0020	11-2220-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	11-113D-0020	11-123D-0020	11-213D-0020	11-223D-0020
U 3/Hk Optional	.46	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	11-1540-0020	11-1540-0020	11-2540-0020	11-2540-0020
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	11-114D-0020	11-124D-0020	11-214D-0020	11-224D-0020
U 5/(Optional)	.96	-7°	0°	0°	11-1550-0020	11-2550-0020	11-2550-0020	11-2550-0020
U 5/Hk/(Opt)	.96	-7°	0°	0°	11-115D-0020	11-125D-0020	11-215D-0020	11-225D-0020
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	11-2610-0020	11-2610-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	11-143D-0020	11-133D-0020	11-243D-0020	11-233D-0020
L 3/Hk Optional	.56	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4/	.33	-12°	0°	0°	11-1440-0020	11-1340-0020	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk/	.33	-12°	0°	0°	11-144D-0020	11-134D-0020	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5/	.33	-17°	0°	0°	11-1450-0020	11-1350-0020	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk/	.33	-17°	0°	0°	11-145D-0020	11-135D-0020	11-245D-0020	11-235D-0020





Kits EXPERIENCE ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer
				.020" x .028"
Roth Type .020" x .028"	5-5	3-3	3	11-5CE3-0010
Roth Type .020" x .028"	5-5	—	3	11-5C03-0010

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT* Type	3-3	—	3	11-1E03-0020	11-2E03-0020
MBT* Type	3-3	3-3	3	11-1EE3-0020	11-2EE3-0020
MBT* Type	5-5	—	3	11-1C03-0020	11-2C03-0020
MBT* Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0020	11-2C05-0020
MBT* Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0020	11-2CE3-0020
MBT* Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0020	11-2CE5-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3	11-1CC3-0020	11-2CC3-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-0020	11-2CC5-0020

Roth Type

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	3-3	—	3	11-1E03-0010	11-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	11-1EE3-0010	11-2EE3-0010
Roth Type	5-5	—	3	11-1C03-0010	11-2C03-0010
Roth Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0010	11-2C05-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0010	11-2CE3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0010	11-2CE5-0010
Roth Type (L 4-5 Zirkonia)	5-5	5-5	3	11-1CC3-M010	11-2CC3-M010
Roth Type (L 4-5 Zirkonia)	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-M010	11-2CC5-M010

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer
				.020" x .028"
CCO	5-5	5-5	3	11-2CC3-M007
CCO	5-5	5-5	3,4,5	11-2CC5-M007



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Extra Torque	3-3	—	3	11-1E03-0030	11-2E03-0030
Extra Torque	3-3	3-3	3	11-1EE3-0030	11-2EE3-0030
Extra Torque	5-5	—	3	11-1C03-0030	11-2C03-0030
Extra Torque	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0030	11-2C05-0030
Extra Torque	5-5	3-3	3	11-1CE3-0030	11-2CE3-0030
Extra Torque	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0030	11-2CE5-0030

Optionale Brackets

Zähne	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	7°	5°	0°	—	—	11-2110-0044	11-2210-0044
U 2	3°	9°	0°	—	—	11-2120-0044	11-2220-0044
U 3/Hk	7°	5°	0°	11-113D-0027	11-123D-0027	11-213D-0027	11-223D-0027
U 4 Univ	0°	0°	0°	11-1540-0025	11-1540-0025	11-2540-0025	11-2540-0025

Öffnungsinstruments

Öffnung EXPERIENCE brackets:



50-1030-0000

Instrument zum Öffnen von gingival. Die doppelte Gabel erleichtert das Einlagern des Bogens.



50-0030-0000

Öffnungsinstrument zum Öffnen der EXPERIENCE C Brackets sowohl von vestibulär als auch von gingival.

Marketing EXPERIENCE ceramic



Typodonten

EXPERIENCE ceramic	Artikelnummer
EXP. C BRACKET MODEL	55-1100-0000
TYPODONTEN EXP. C 7-7	55-1111-0000
TYPODONTEN EXP. C/M 7-7	55-1111-00S1

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
 Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (25 St.)
 99-10G0-1200
 Broschürenaufsteller
 99-1000-5500



Poster 40 x 60 cm
 Papierdruck
 99-11F1-16F0
 Leinwand auf Holzrahmen
 99-11W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
 99-11F0-16F0





EXPERIENCE metal

EXPERIENCE metal

SL Product

Das selbstligierende EXPERIENCE™ Bracketssystem bietet dem Behandler und Patienten eine Vielfalt an Behandlungsoptionen. EXPERIENCE™ Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase. Verkaufsmengeneinheit = 10 Stück.



Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene



EXPERIENCE metal, Type Roth

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	12°	5°	0°	20-1110-0010	20-1210-0010	20-2110-0010	20-2210-0010
U 2	1.07	8°	9°	0°	20-1120-0010	20-1220-0010	20-2120-0010	20-2220-0010
U 2/Hk	1.07	8°	9°	0°	20-112D-0010	20-122D-0010	20-212D-0010	20-222D-0010
U 3	.46	-2°	13°	4°m	20-1130-0010	20-1230-0010	20-2130-0010	20-2230-0010
U 3/Optional	.46	-2°	10°	4°m	—	—	20-2130-0012	20-2230-0012
U 3/Hk	.46	-2°	13°	4°m	20-113D-0010	20-123D-0010	20-213D-0010	20-223D-0010
U 3/Hk Optional	.46	-2°	10°	4°m	20-113D-0012	20-123D-0012	20-213D-0012	20-223D-0012
U 4-5	.46	-7°	0°	2°d	20-1140-0010	20-1240-0010	20-2140-0010	20-2240-0010
U 4-5/Hk d.	.46	-7°	0°	2°d	20-114D-0010	20-124D-0010	20-214D-0010	20-224D-0010
U 4-5/Hk m.	.46	-7°	0°	2°d	20-114M-0010	20-124M-0010	20-214M-0010	20-224M-0010
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-1°	2°	0°	20-1410-0010	20-1310-0010	20-2410-0010	20-2310-0010
L 2/Hk	1.17	-1°	2°	0°	—	—	20-242D-0010	20-232D-0010
L 3	.56	-11°	7°	2°m	20-1430-0010	20-1330-0010	20-2430-0010	20-2330-0010
L 3/Hk	.56	-11°	7°	2°m	20-143D-0010	20-133D-0010	20-243D-0010	20-233D-0010
L 4	.38	-17°	-1°	4°d	20-1440-0010	20-1340-0010	20-2440-0010	20-2340-0010
L 4/(Offset-Base)	.38	-17°	-1°	4°d	20-1440-0013	20-1340-0013	20-2440-0013	20-2340-0013
L 4/Hk	.38	-17°	-1°	4°d	20-144D-0010	20-134D-0010	20-244D-0010	20-234D-0010
L 4/Hk/(O.-Base)	.38	-17°	-1°	4°d	—	—	20-244D-0013	20-234D-0013
L 5	.28	-22°	-1°	4°d	20-1450-0010	20-1350-0010	20-2450-0010	20-2350-0010
L 5/(Offset-Base)	.28	-22°	-1°	4°d	20-1450-0013	20-1350-0013	20-2450-0013	20-2350-0013
L 5/Hk	.28	-22°	-1°	4°d	20-145D-0010	20-135D-0010	20-245D-0010	20-235D-0010
L 5/Hk/ (O.-Base)	.28	-22°	-1°	4°d	—	—	20-245D-0013	20-235D-0013



EXPERIENCE metal, Type Roth .020" x .028"

Diese von den Spezialisten Dr. Le Gall und Dr. Soulié entwickelte Technik beinhaltet für das Frontsegment in Ober- und Unterkiefer die Dimension von .020" x .028". Dies erlaubt bei Verwendung von .020" x .025" Stahlbögen die volle Torquekontrolle in der Front sowie Bewegungsfreiheit für den Lückenschluss im Seitenzahnbereich.

Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
					R	L
Oberkiefer						
U 1 .020"x.028"	.81	12°	5°	0°	20-5110-0010	20-5210-0010
U 2 .020"x.028"	1.07	8°	9°	0°	20-5120-0010	20-5220-0010
U 3 Hk .022"x.028"	.46	0°	8°	2°m	20-213D-0030	20-223D-0030
U 4/5 .022"x.028"	.46	-7°	0°	2°d	20-2140-0010	20-2240-0010
U 4/5 Hk .022"x.028"	.46	-7°	0°	2°d	20-214D-0010	20-224D-0010
Unterkiefer						
L 1/2 .020"x.028"	1.17	-1°	2°	0°	20-5410-0010	20-5310-0010
L 3 Hk .022"x.028"	.56	-3°	7°	2°m	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4 Hk .022"x.028"	.38	-17°	-1°	4°d	20-244D-0010	20-234D-0010
L 5 Hk .022"x.028"	.28	-22°	-1°	4°d	20-245D-0010	20-235D-0010



EXPERIENCE metal, Extra Torque

Diese Technik basiert auf der Verwendung von Bogendrähten mit geringerer Größe, aufgrund des erhöhten Torque an den Oberkiefer-Schneidezähnen. Ein erhöhter bukkaler Wurzeltorque bei den OK Prämolaren verhindert jegliche linguale Höckerinterferenzen.

					Artikelnummer			
Zähne	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	18°	5°	0°	20-1110-0030	20-1210-0030	20-2110-0030	20-2210-0030
U 2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0030	20-1220-0030	20-2120-0030	20-2220-0030
U 2/Hk	1.07	10°	8°	0°	20-112D-0030	20-122D-0030	20-212D-0030	20-222D-0030
U 3	.46	0°	8°	2°m	20-1130-0030	20-1230-0030	20-2130-0030	20-2230-0030
U 3/Hk	.46	0°	8°	2°m	20-113D-0030	20-123D-0030	20-213D-0030	20-223D-0030
U 4-5	.46	-10°	4°	2°d	20-1140-0030	20-1240-0030	20-2140-0030	20-2240-0030
U 4-5/Hk	.46	-10°	4°	2°d	20-114M-0030	20-124M-0030	20-214M-0030	20-224M-0030
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	1°	0°	0°	20-1610-0030	20-1610-0030	20-2610-0030	20-2610-0030
L 3	.56	-3°	7°	2°m	20-1430-0030	20-1330-0030	20-2430-0030	20-2330-0030
L 3/Hk	.56	-3°	7°	2°m	20-143D-0030	20-133D-0030	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4/5	.33	-7°	-1°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4/5/Hk	.33	-7°	-1°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030



EXPERIENCE metal, MBT* Type

					Artikelnummer			
Zähne	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	17°	4°	0°	20-1110-0020	20-1210-0020	20-2110-0020	20-2210-0020
U 2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0020	20-1220-0020	20-2120-0020	20-2220-0020
U 3	.46	-7°	8°	0°	20-1130-0020	20-1230-0020	20-2130-0020	20-2230-0020
U 3/Hk	.46	-7°	8°	0°	20-113D-0020	20-123D-0020	20-213D-0020	20-223D-0020
U 3/Hk Optional	.46	0°	8°	0°	20-113D-0021	20-123D-0021	20-213D-0021	20-223D-0021
U 4-5	.46	-7°	0°	0°	20-1540-0020	20-1540-0020	20-2540-0020	20-2540-0020
U 4-5/Hk	.46	-7°	0°	0°	20-114D-0020	20-124D-0020	20-214D-0020	20-224D-0020
U 5/Optional	.96	-7°	0°	0°	20-1550-0020	20-1550-0020	20-2550-0020	20-2550-0020
U 5/Hk/(Opt)	.96	-7°	0°	0°	20-115D-0020	20-125D-0020	20-215D-0020	20-225D-0020
Unterkiefer								
L 1-2	1.17	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	20-2610-0020	20-2610-0020
L 3	.56	-6°	3°	0°	20-1430-0020	20-1330-0020	20-2430-0020	20-2330-0020
L 3/Hk	.56	-6°	3°	0°	20-143D-0020	20-133D-0020	20-243D-0020	20-233D-0020
L 3/Hk (Optional)	.56	0°	3°	0°	20-143D-0021	20-133D-0021	20-243D-0021	20-233D-0021
L 4	.33	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L 4/Hk	.33	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020

EXPERIENCE metal CCO

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.022"x.028"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	12°	5°	0°	20-2110-0007	20-2210-0007
U 2	10°	9°	0°	20-2120-0007	20-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	2m	20-213D-0007	20-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	0°	20-2540-0007	20-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	0°	20-214D-0007	20-224D-0007
Unterkiefer					
L 1/2	-6°	0°	0°	20-2610-0007	20-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	0°	20-243D-0007	20-233D-0007
L 4	-12°	2°	0°	20-2440-0007	20-2340-0007
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-244D-0007	20-234D-0007
L 5	-17°	-1°	0°	20-2450-0007	20-2350-0007
L 5/Hk	-17°	-1°	0°	20-245D-0007	20-235D-0007

EXPERIENCE metal, Type Andrews

Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer .022"	
					R	L
Oberkiefer						
U 1	.81	7°	5°	0°	20-2110-0044	20-2210-0044
U 2	1.07	3°	9°	0°	20-2120-0044	20-2220-0044
U 3/Hk	.46	-7°	11°	0°	20-213D-0044	20-223D-0044
U 4/5	.46	-7°	0°	0°	20-2540-0044	20-2540-0044
Unterkiefer						
L 1/2	1.17	-6°	2°	0°	20-2410-0044	20-2310-0044
L 1/2	1.17	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L 3/Hk	.56	-11°	5°	0°	20-243D-0044	20-233D-0044
L 4	.38	-17°	0°	0°	20-2640-0044	20-2640-0044
L 5	.28	-22°	0°	0°	20-2650-0044	20-2650-0044



EXPERIENCE metal (Optional)

Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.81	24°	5°	0°	—	—	20-2110-0017	20-2210-0017
U 2	1.07	16°	8°	0°	—	—	20-2120-0017	20-2220-0017
U 3/Hk	.46	7°	5°	0°	20-113D-0027	20-123D-0027	20-213D-0027	20-223D-0027
U 4	.46	0°	0°	0°	20-1540-0025	20-1540-0025	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE metal (schweißbar)

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 4-5/Hk	-7°	0°	2d	22-114D-0010	22-124D-0010	22-214D-0010	22-224D-0010
Unterkiefer							
L 4/Hk	-17°	-1°	4d	22-144D-0010	22-134D-0010	22-244D-0010	22-234D-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4d	22-145D-0010	22-135D-0010	22-245D-0010	22-235D-0010



Kits EXPERIENCE metal

Kit EXPERIENCE metal .020" x .028"	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .020" x .028"
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0010

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	20-1CC0-0010	20-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0010	20-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0010	20-2CC5-0010
Extra Torque	5-5	5-5	—	20-1CC0-0030	20-2CC0-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3	20-1CC3-0030	20-2CC3-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0030	20-2CC5-0030
MBT* Type	5-5	5-5	—	20-1CC0-0020	20-2CC0-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0020	20-2CC3-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0020	20-2CC5-0020
CCO	5-5	5-5	3	—	20-2CC3-0007
CCO	5-5	5-5	3,4,5	—	20-2CC5-0007
Andrews Type	5-5	5-5	3	—	20-2CC3-0044

Instruments:

To open EXPERIENCE brackets: 



50-2030-0000

Instrument zum Öffnen von gingival. Die doppelte Gabel erleichtert das Einlegen des Bogens.



50-0030-0000

Öffnungsinstrument zum Öffnen der EXPERIENCE M Brackets sowohl von vestibulär als auch von gingival.



Marketing EXPERIENCE metal



Typodonten

EXPERIENCE metal	Artikelnummer
EXM BRACKET MODEL 022	55-2000-0000
TYPODONTEN EXP.M 7-7	55-2011-0000
TYPODONTEN EXP. M/MM 7-7	55-2011-00S2

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**

Poster 60 x 150 cm



Patientenbroschüren (x25)
99-10F0-1200
Brochürenhalter
99-1000-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-20F1-16M0
Leinwand auf Holzrahmen
99-20W1-16M0



99-20F0-16M0






EXPERIENCE L

EXPERIENCE L

SL Product **HI** Aesthetic

Das EXPERIENCE L Bracket ist ein selbstligierendes interaktives Lingualbracket. Die geringen Abmessungen und die Low-Profile Bauweise führen zu großer Patientenakzeptanz bei hohem Tragekomfort. Die Goldfärbung des Clips bewirkt gute Erkennbarkeit des Öffnungsmechanismus und gewährleistet somit ein effizientes Arbeiten. Verkaufsmengeinheit = 5 Stück.



EXPERIENCE L

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1-2	60°	0°	0°	16-1510-0010	16-1510-0010
U 3	60°	0°	0°	16-1530-0010	16-1530-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	16-153U-0010	16-153U-0010
U 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
U 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
U 6-7/Hk	10°	0°	0°	16-116M-0010	16-126M-0010
U 7/Comfortube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000
Unterkiefer					
L 1-2	50°	0°	0°	16-1610-0010	16-1610-0010
L 3	50°	0°	0°	16-1630-0010	16-1630-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	16-163U-0010	16-163U-0010
L 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
L 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
L 6-7/Hk	0°	0°	0°	16-146M-0010	16-136M-0010
L 7/Comfortube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000

EXPERIENCE L Kits

Artikelnummer	
.018"	
U 7-7	16-1A00-0010
U/L 7-7	16-1AA0-0010



EXPERIENCE LSB

EXPERIENCE LSB (Small Base)



Product



Aesthetic

Das EXPERIENCE LSB Bracket ist im Aufbau vergleichbar mit dem EXPERIENCE L jedoch mit kleinerer Basis. EXPERIENCE LSB kann je nach Behandlungssituation für komplexe Fälle, für ästhetische Frontzahnkorrekturen oder Rezidivbehandlungen verwendet werden und ist für jedes Behandlungsalter geeignet. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück.



Abgerundete und polierte Flügel zur Vermeidung von okklusalen Interferenzen

Goldfarbener Clip für bessere Sichtbarkeit mit zwei Kontaktpunkten, der den Brackettschlitz vollständig bedeckt.



Eckzahn-Bracket mit Häkchen
U: 17-153U-0010
L: 17-163U-0010



Die Mikrosandstrahlung der Klebebasis verbessert den Halt

Interaktiver Clip

Flaches Profil für mehr Komfort

Anatomisch geformte Basis



EXPERIENCE LSB


				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010
Unterkiefer					
L 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3/Narrow Base	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 1-2-3/Narrow Base/Hk	50°	0°	0°	17-161U-0010	17-161U-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

EXPERIENCE LSB Kits

Artikelnummer	
.018"	
Kit EXPERIENCE LSB U 3-3	17-1E00-0010
Kit EXPERIENCE LSB L 3-3	17-10E0-0010
Kit EXPERIENCE LSB U/L 3-3	17-1EE0-0010



Lingualbögen Initialloy und BioEdge



Tatsächliche Größen finden Sie unter www.gcorthodontics.eu

INITIALLOY Lingualbögen



Dimension / Kraft	N1		N2	
	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Light				
.012"	71-N1U1-0012	71-N1L1-0012	71-N1U2-0012	71-N1L2-0012
.014"	71-N1U1-0014	71-N1L1-0014	71-N1U2-0014	71-N1L2-0014
.016"	71-N1U1-0016	71-N1L1-0016	71-N1U2-0016	71-N1L2-0016

Dimension / Kraft	N3		N4	
	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Light				
.012"	71-N1U3-0012	71-N1L3-0012	71-N1U4-0012	71-N1L4-0012
.014"	71-N1U3-0014	71-N1L3-0014	71-N1U4-0014	71-N1L4-0014
.016"	71-N1U3-0016	71-N1L3-0016	71-N1U4-0016	71-N1L4-0016

BIO-EDGE lingual



		N1		N2	
		Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension / Kraft		Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
80 g					
.016"x.016"		72-N1U1-1616	72-N1L1-1616	72-N1U2-1616	72-N1L2-1616
.016"x.022"		72-N1U1-1622	72-N1L1-1622	72-N1U2-1622	72-N1L2-1622
100 g					
.018"x.018"		72-N1U1-1818	72-N1L1-1818	72-N1U2-1818	72-N1L2-1818
.018"x.025"		72-N1U1-1825	72-N1L1-1825	72-N1U2-1825	72-N1L2-1825

		N3		N4	
		Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension / Kraft		Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
80 g					
.016"x.016"		72-N1U3-1616	72-N1L3-1616	72-N1U4-1616	72-N1L4-1616
.016"x.022"		72-N1U3-1622	72-N1L3-1622	72-N1U4-1622	72-N1L4-1622
100 g					
.018"x.018"		72-N1U3-1818	72-N1L3-1818	72-N1U4-1818	72-N1L4-1818
.018"x.025"		72-N1U3-1825	72-N1L3-1825	72-N1U4-1825	72-N1L4-1825



Marketing EXPERIENCE L/LSB



Typodonten

EXPERIENCE L	Artikelnummer	EXPERIENCE LSB	Artikelnummer
EXL BRACKET MODEL	55-1600-0000		
TYPODONTEN EXP. L 7-7	55-1611-0000	TYPODONT EXP. L SB 4-4	55-1715-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (25 St.)
99-16G0-1200
Broschürenaufsteller
99-1600-5500





Chic.

Chic. mini und Chic.



Chic ist die Antwort für alle Behandler, die ein anspruchsvolles Keramikbracket ohne Kompromisse suchen. Chic wird im Keramik-Spritzgussverfahren hergestellt, bietet optimalen Tragekomfort bei hoher Stabilität und einer echten mechanischen Retentionsbasis. Die lichtdurchlässige Keramik passt sich optimal der natürlichen Zahnfarbe an und ist äußerst resistent gegen Verfärbungen.



Rhomboides Bracketdesign für eine leichte Positionierung

Abgerundete Slotwände für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Keramik-Spritzguss für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision




Längsachsenmarkierung für einfache Bracketpositionierung; verschwindet nach dem ersten Zähneputzen

Transluzente Keramik für hohe ästhetische Ansprüche

CNC Milling Slot

Torque in der Basis



Großzügige Flügelunterschnitte für einfaches Einligieren und Mehrfachligaturen

Mechanische Basis für optimale Retention und sicheres Debonding



Mesio-inzisale Abnahmekante für einfaches und sicheres Debonding

Bracketkombinationen

Kombinieren Sie Chic Ceramic Brackets mit LEGEND™ Rhodium Brackets für eine vollständig ästhetische Behandlungsapparatur.



Chic debonding



Chic. mini

Chic. mini Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	0.80	12°	5°	15-1110-0010	15-1210-0010	15-2110-0010	15-2210-0010
U 2	32	8°	9°	15-1120-0010	15-1220-0010	15-2120-0010	15-2220-0010
U 3/Hk	0.73	-2°	13°	15-113D-0010	15-123D-0010	15-213D-0010	15-223D-0010
U 3/Hk	0.73	-2°	13°	15-113D-0011	15-123D-0011	15-213D-0011	15-223D-0011
U 4-5	0.77	-7°	0°	15-1540-0010	15-1540-0010	15-2540-0010	15-2540-0010
U 4-5/Hk	0.77	-7°	0°	15-114D-0010	15-124D-0010	15-214D-0010	15-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	1.26	0°	0°	15-1610-0010	15-1610-0010	15-2610-0010	15-2610-0010
L 3/Hk	0.83	-11°	7°	15-133D-0010	15-143D-0010	15-233D-0010	15-243D-0010
L 3/Hk	0.83	-11°	7°	15-133D-0011	15-143D-0011	15-233D-0011	15-243D-0011
L 4	0.95	-17°	0°	15-1640-0010	15-1640-0010	15-2640-0010	15-2640-0010
L 4/Hk	0.95	-17°	0°	15-134D-0010	15-144D-0010	15-234D-0010	15-244D-0010
L 5	0.95	-22°	0°	15-1650-0010	15-1650-0010	15-2650-0010	15-2650-0010
L 5/Hk	0.95	-22°	0°	15-135D-0010	15-145D-0010	15-235D-0010	15-245D-0010



Chic. mini MBT* Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	0.80	17°	4°	15-1110-0020	15-1210-0020	15-2110-0020	15-2210-0020
U 2	1.10	10°	8°	15-1120-0020	15-1220-0020	15-2120-0020	15-2220-0020
U 3/Hk	0.80	-7°	8°	15-113D-0020	15-123D-0020	15-213D-0020	15-223D-0020
U 3/Hk Optional	0.80	0°	8°	15-113D-0021	15-123D-0021	15-213D-0021	15-223D-0021
U 4-5	0.80	-7°	0°	15-1540-0020	15-1540-0020	15-2540-0020	15-2540-0020
U 4-5/Hk	0.80	-7°	0°	15-114D-0020	15-124D-0020	15-214D-0020	15-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	1.26	-6°	0°	15-1610-0020	15-1610-0020	15-2610-0020	15-2610-0020
L 3/Hk	1.26	-6°	3°	15-133D-0020	15-143D-0020	15-233D-0020	15-243D-0020
L 3/Hk Optional	1.26	0°	3°	15-133D-0021	15-143D-0021	15-233D-0021	15-243D-0021
L 4	0.80	-12°	0°	15-1640-0020	15-1640-0020	15-2640-0020	15-2640-0020
L 4/Hk	0.80	-12°	0°	15-134D-0020	15-144D-0020	15-234D-0020	15-244D-0020
L 5	0.95	-17°	0°	15-1650-0020	15-1650-0020	15-2650-0020	15-2650-0020
L 5/Hk	0.95	-17°	0°	15-135D-0020	15-145D-0020	15-235D-0020	15-245D-0020

Chic. mini Kits

Kits	Häkchen	Artikelnummer	
		.018"	.022"
Chic. mini U 3-3	3	15-1E03-0020	15-2E03-0020
Chic. mini U/L 3-3	3	15-1EE3-0020	15-2EE3-0020
Chic. mini U 5-5	3	15-1C03-0020	15-2C03-0020
Chic. mini U 5-5	3, 4, 5	15-1C05-0020	15-2C05-0020
Chic. mini U/L 5-5	3	15-1CC3-0020	15-2CC3-0020
Chic. mini U/L 5-5	3, 4, 5	15-1CC5-0020	15-2CC5-0020

Chic.

Chic., Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	14-1110-0010	14-1210-0010	14-2110-0010	14-2210-0010
U 2	8°	9°	14-1120-0010	14-1220-0010	14-2120-0010	14-2220-0010
U 3	-2°	13°	14-1130-0010	14-1230-0010	14-2130-0010	14-2230-0010
U 3/Hk	-2°	13°	14-113D-0010	14-123D-0010	14-213D-0010	14-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0010	14-1540-0010	14-2540-0010	14-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0010	14-124D-0010	14-214D-0010	14-224U-0010
Unterkiefer						
L 1-2	0°	0°	14-1610-0010	14-1610-0010	14-2610-0010	14-2610-0010
L 3	-11°	7°	14-1430-0010	14-1330-0010	14-2430-0010	14-2330-0010
L 3/Hk	-11°	7°	14-143D-0010	14-133D-0010	14-243D-0010	14-233D-0010
L 4	-17°	0°	14-1640-0010	14-1640-0010	14-2640-0010	14-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	14-144D-0010	14-134D-0010	14-244D-0010	14-234D-0010
L 5	-22°	0°	14-1650-0010	14-1650-0010	14-2650-0010	14-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	14-145D-0010	14-135D-0010	14-245D-0010	14-235D-0010



Chic., MBT* Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	0.80	17°	4°	14-1110-0020	14-1210-0020	14-2110-0020	14-2210-0020
U 2	1.32	10°	8°	14-1120-0020	14-1220-0020	14-2120-0020	14-2220-0020
U 3/Hk	0.73	-7°	8°	14-113D-0020	14-123D-0020	14-213D-0020	14-223D-0020
U 3/Hk Optional	0.73	0°	8°	14-113D-0021	14-123D-0021	14-213D-0021	14-223D-0021
U 4-5	0.77	-7°	0°	14-1540-0020	14-1540-0020	14-2540-0020	14-2540-0020
U 4-5/Hk	0.77	-7°	0°	14-114D-0020	14-124D-0020	14-214D-0020	14-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	1.26	-6°	0°	14-1610-0020	14-1610-0020	14-2610-0020	14-2610-0020
L 3/Hk	0.83	-6°	3°	14-143D-0020	14-133D-0020	14-243D-0020	14-233D-0020
L 3/Hk Optional	0.83	0°	3°	14-143D-0021	14-133D-0021	14-243D-0021	14-233D-0021
L 4	0.95	-12°	0°	14-1640-0020	14-1640-0020	14-2640-0020	14-2640-0020
L 4/Hk	0.95	-12°	0°	14-144D-0020	14-134D-0020	14-244D-0020	14-234D-0020
L 5	0.95	-17°	0°	14-1650-0020	14-1650-0020	14-2650-0020	14-2650-0020
L 5/Hk	0.95	-17°	0°	14-145D-0020	14-135D-0020	14-245D-0020	14-235D-0020

Kits Chic.



Kombinieren Sie OK ceramic Brackets mit UK metal Buckets. Sprechen Sie uns hierauf gerne an.

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .018"	Artikelnummer .022"
Type Roth	3-3	—	3	14-1E03-0010	14-2E03-0010
Type Roth	3-3	3-3	3	14-1EE3-0010	14-2EE3-0010
Type Roth	5-5	—	3	14-1C03-0010	14-2C03-0010
Type Roth	5-5	3-3	3	14-1CE3-0010	14-2CE3-0010
Type Roth	5-5	5-5	3	14-1CC3-0010	14-2CC3-0010
Type Roth	5-5	3-3	3,4,5	14-1CE5-0010	14-2CE5-0010
Type Roth	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0010	14-2CC5-0010
Type MBT	3-3	—	3	—	14-2E03-0020
Type MBT	5-5	—	3	14-1C03-0020	14-2C03-0020
Type MBT	5-5	3-3	3	—	14-2CE3-0020
Type MBT	5-5	5-5	3	14-1CC3-0020	14-2CC3-0020
Type MBT	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0020
Type MBT	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0020	14-2CC5-0020



Marketing Chic.



Typodonten

Chic.	Artikelnummer
TYPODONTEN CHIC 7-7	55-1411-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (25 St.)
99-14G0-1200
Broschürenaufsteller
99-1400-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-14F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-14W1-16F0



Poster 60 x 150 cm

99-14F0-16F0




Aimee Treated with Chic.



LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium

Das LEGEND™ Bracketssystem ist ein konventionelles Standard Metallbracket welches in zwei Größen medium und mini erhältlich ist. LEGEND™ medium wird im (MIM) Spritzgussverfahren hergestellt und anschließend wird der Slot im CNC- Präzisions-Fräsverfahren nachgefräst. Dieser Herstellungsprozess reduziert deutlich die Slot-Toleranzen im Vergleich zum reinen Spritzgussverfahren. LEGEND™ medium hat eine anatomisch angepasste Netzbasis für präzise Passform und maximale Haftung am Zahn.



Bracketkombinationen

Kombinieren Sie LEGEND™ Brackets mit Chic Ceramic Brackets für eine vollständig ästhetische Behandlungsapparatur.

LEGEND™ made by TOMY Inc. Yumoto Japan. Anwender auf der ganzen Welt schätzen die Tomy Brackets seit der ersten Bracketgeneration die im Dezember 1961 eingeführt wurde. Heute zählt TOMY zu einem der angesehensten Bracketproduzenten der Welt. Das LEGEND™ Bracketssystem ist in zwei Größen medium und mini erhältlich. LEGEND™ mini ist auch in rhodierter Ausführung und in unterschiedlichen Techniken erhältlich.



LEGEND mini

LEGEND mini, Roth Type

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.25	12°	5°	0°	31-1110-0010	31-1210-0010	31-2110-0010	31-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	31-1120-0010	31-1220-0010	31-2120-0010	31-2220-0010
U 2/Hk	.78	8°	9°	0°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3	.25	2°	10°	4 °m	31-1130-0010	31-1230-0010	31-2130-0010	31-2230-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	4 °m	31-113D-0010	31-123D-0010	31-213D-0010	31-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010	31-2140-0010	31-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010	31-214M-0010	31-224M-0010
U 4/Hk,Off. Base	.37	-7°	0°	0°	—	—	31-214M-0013	31-224M-0013
U 4-5/Off. Base	.37	-7°	0°	0°	31-1540-0013	31-1540-0013	31-2540-0013	31-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010	31-2150-0010	31-2250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010	31-215M-0010	31-225M-0010
Unterkiefer								
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010	31-2610-0010	31-2610-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°m	31-1430-0010	31-1330-0010	31-2430-0010	31-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	31-143D-0010	31-133D-0010	31-243D-0010	31-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	4°d	31-1440-0010	31-1340-0010	31-2440-0010	31-2340-0010
L 4/Off. Base	.28	-17°	0°	0°	31-1640-0013	31-1640-0013	31-2640-0013	31-2640-0013
L 4/Hk	.28	-17°	0°	4°d	31-144D-0010	31-134D-0010	31-244D-0010	31-234D-0010
L 4/Hk, Off. Base	.28	-17°	0°	0°	31-144D-0013	31-134D-0013	31-244D-0013	31-234D-0013
L 5	.33	-22°	0°	4°d	31-1450-0010	31-1350-0010	31-2450-0010	31-2350-0010
L 5/Off. Base	.33	-22°	0°	0°	31-1650-0013	31-1650-0013	31-2650-0013	31-2650-0013
L 5/Hk	.33	-22°	0°	4°d	31-145D-0010	31-135D-0010	31-245D-0010	31-235D-0010
L 5/Hk, Off. Base	.33	-22°	0°	0°	—	—	31-245D-0013	31-235D-0013



LEGEND mini, MBT* Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.25	17°	4°	31-1110-0020	31-1110-0020	31-2110-0020	31-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	31-1120-0020	31-1220-0020	31-2120-0020	31-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	31-1130-0020	31-1230-0020	31-2130-0020	31-2230-0020
U 3/Hk	.25	0°	8°	31-113D-0021	31-123D-0021	31-213D-0021	31-223D-0021
U 3/Hk Optional	.25	-7°	8°	31-113D-0020	31-123D-0020	31-213D-0020	31-223D-0020
U 4	.37	-7°	0°	31-1540-0020	31-1540-0020	31-2540-0020	31-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	31-114D-0020	31-124D-0020	31-214D-0020	31-224D-0020
U 5	.48	-7°	0°	31-1550-0020	31-1550-0020	31-2550-0020	31-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	31-115D-0020	31-125D-0020	31-215D-0020	31-225D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	.97	-6°	0°	31-1610-0020	31-1610-0020	31-2610-0020	31-2610-0020
L 1-2/(Optional)	.97	-1°	2°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 3	.25	-6°	3°	31-1430-0020	31-1330-0020	31-2430-0020	31-2330-0020
L 3/Hk	.25	-6°	3°	31-143D-0020	31-133D-0020	31-243D-0020	31-233D-0020
L 3/Hk Optional	.25	0°	3°	31-143D-0021	31-133D-0021	31-243D-0021	31-233D-0021
L 4	.28	-12°	2°	31-1440-0020	31-1340-0020	31-2440-0020	31-2340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	31-144D-0020	31-134D-0020	31-244D-0020	31-234D-0020
L 4, Off. Base	.28	-12°	2°	31-1440-0073	31-1340-0073	31-2440-0073	31-2340-0073
L 4,/Hk, Off. Base	.28	-12°	2°	31-144D-0073	31-134D-0073	31-244D-0073	31-234D-0073
L 5	.33	-17°	2°	31-1450-0020	31-1350-0020	31-2450-0020	31-2350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	31-145D-0020	31-135D-0020	31-245D-0020	31-235D-0020
L 5 ,Off. Base	.33	-17°	2°	31-1450-0073	31-1350-0073	31-2450-0073	31-2350-0073
L 5/Hk, Off. Base	.33	-17°	2°	31-145D-0073	31-135D-0073	31-245D-0073	31-235D-0073

LEGEND mini, Planché Type

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.022"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	21°	3°	0°	31-2110-0023	31-2210-0023
U 1 /(Optional)	14°	5°	0°	31-2110-0042	31-2210-0042
U 2	13°	7°	0°	31-2120-0023	31-2220-0023
U 2/Hk	13°	7°	0°	31-212D-0023	31-222D-0023
U 3	3°	13°	0°	31-2130-0023	31-2230-0023
U 3/Hk	3°	13°	0°	31-213D-0023	31-223D-0023
U 3/Hk/(Optional)	0°	10°	0°	31-213D-0042	31-223D-0042
Unterkiefer					
L 1-2	-10°	4°	0°	31-2410-0023	31-2310-0023
L 1-2/(Optional)	-1°	2°	0°	31-2410-0042	31-2310-0042
L 3	-14°	3°	0°	32-2430-0023	32-2330-0023
L 3/Hk	-14°	3°	0°	32-243D-0023	32-233D-0023
L 3/Hk/(Optional)	-1°	2°	0°	32-243D-0042	32-233D-0042





LEGEND mini, Roth Type V-Slot

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.70	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	31-2110-0034	31-2210-0034
U 2	.97	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	31-2120-0034	31-2220-0034
U 3	.56	-2°	7°	0°	31-1130-0034	31-1230-0034	31-2130-0034	31-2230-0034
U 3/Hk	.56	-2°	7°	0°	31-113D-0034	31-123D-0034	31-213D-0034	31-223D-0034
U 4-5	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0034	31-1540-0034	31-2540-0034	31-2540-0034
U 4-5/B. Off.	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0035	31-1540-0035	31-2540-0035	31-2540-0035
U 4-5/Hk	.56	-7°	0°	0°	31-114M-0034	31-124M-0034	31-214M-0034	31-224M-0034
Unterkiefer								
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	31-2610-0034	31-2610-0034
L 3	.56	-5°	7°	0°	31-1430-0034	31-1330-0034	31-2430-0034	31-2330-0034
L 3/Hk	.56	-5°	7°	0°	31-143D-0034	31-133D-0034	31-243D-0034	31-233D-0034
L 4	.56	-11°	0°	0°	31-1640-0034	31-1640-0034	31-2640-0034	31-2640-0034
L 4/Hk	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0034	31-134D-0034	31-244D-0034	31-234D-0034
L 4/B. Off.	.56	-11°	0°	0°	31-1640-0035	31-1640-0035	31-2640-0035	31-2640-0035
L 4/Hk, B. Off.	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0035	31-134D-0035	31-244D-0035	31-234D-0035
L 5	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0034	31-1650-0034	31-2650-0034	31-2650-0034
L 5/Hk	.56	-17°	0°	0°	31-145D-0034	31-135D-0034	31-245D-0034	31-235D-0034
L 5/B. Off.	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0035	31-1650-0035	31-2650-0035	31-2650-0035
L 5/Hk, B. Off.	.56	-17°	0°	0°	31-145D-0035	31-135D-0035	31-245D-0035	31-235D-0035

LEGEND mini, V-Slot BiDimensional

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.70	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	—	—
U 2	.97	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	—	—
U 3	.56	0°	7°	0°	—	—	31-2130-0040	31-2230-0040
U 3/Hk	.56	0°	7°	0°	—	—	31-213D-0040	31-223D-0040
U 4-5	.56	0°	0°	0°	—	—	31-2540-0040	31-2540-0040
U 4-5/Hk	.56	0°	0°	0°	—	—	31-215M-0040	31-225M-0040
Unterkiefer								
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	—	—
L 3	.56	0°	5°	0°	—	—	31-2430-0040	31-2330-0040
L 3/Hk	.56	0°	5°	0°	—	—	31-243D-0040	31-233D-0040
L 4-5	.56	0°	0°	0°	—	—	31-2640-0040	31-2640-0040
L 4-5/Hk	.56	0°	0°	0°	—	—	31-244D-0040	31-234D-0040



LEGEND mini, Bio-Progressiv

					Artikelnummer	
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
					R	L
Oberkiefer						
U 1	.25	22°	5°	0°	31-1110-0027	31-1210-0027
U 2	.25	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011
U 3/Hk	.25	7°	5°	0°	31-113D-0027	31-123D-0027
U 4-5	.40	0°	0°	0°	31-1540-0025	31-1540-0025
Unterkiefer						
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010
L 3/Hk	.25	7°	5°	0°	31-143D-0027	31-133D-0027
L 4-5	.40	0°	0°	0°	31-1640-0025	31-1640-0025

Optionale Brackets

					Artikelnummer	
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
					R	L
Oberkiefer Roth Type						
U 4	.37	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010
U 5	.48	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010
Unterkiefer MBT Type						
L 4	.28	-12°	2°	0°	31-1440-0020	31-1340-0020
L 4/Hk	.28	-12°	2°	0°	31-144D-0020	31-134D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	31-1450-0020	31-1350-0020
L 5/Hk	.33	-17°	2°	0°	31-145D-0020	31-135D-0020

LEGEND mini, Alexander Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1/twin	.25	14°	5°	31-1110-0031	31-1210-0031	31-2110-0031	31-2210-0031
U 2/twin	.78	7°	9°	31-1120-0031	31-1220-0031	31-2120-0031	31-2220-0031
U 2/Hk	.78	8°	9°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3/Lewis (sw)	.35	-3°	10°	31-1130-0031	31-1230-0031	31-2130-0031	31-2230-0031
U 3/Hk (sw)	.35	-3°	10°	31-113U-0031	31-123U-0031	31-213U-0031	31-223U-0031
U 4/Lewis (sw)	.37	-7°	0°	31-1540-0031	31-1540-0031	31-2540-0031	31-2540-0031
U 4/Hk (sw)	.37	-7°	0°	31-154U-0031	31-154U-0031	31-254U-0031	31-254U-0031
U 5/Lewis (sw)	.48	-7°	0°	31-1550-0031	31-1550-0031	31-2550-0031	31-2550-0031
U 5/Hk (sw)	.48	-7°	0°	31-155U-0031	31-155U-0031	31-255U-0031	31-255U-0031
U 4-5/B. Off.	.43	-7°	0°	31-1540-0032	31-1540-0032	31-2540-0032	31-2540-0032
U 4-5/Hk, Off. Base	.43	-7°	0°	31-154U-0032	31-154U-0032	31-254U-0032	31-254U-0032
Unterkiefer							
L 1-2/Lewis (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0031	31-1610-0031	31-2610-0031	31-2610-0031
L 1-2/Hk (sw)	.97	-5°	0°	31-161U-0031	31-161U-0031	31-261U-0031	31-261U-0031
L 1-2/Hk (sw)	.97	-1°	0°	31-161U-0033	31-161U-0033	—	—
L 1-2 (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0024	31-1610-0024	—	—
L 1-2 (sw)	.97	-1°	0°	31-1610-0033	31-1610-0033	31-2610-0033	31-2610-0033
L 2/Hk	.97	-5°	6°	31-132U-0046	31-142U-0046	—	—
L 2/Hk (sw)	.97	-1°	6°	31-142U-0031	31-132U-0031	—	—
L 3/Lewis (sw)	.25	-7°	6°	31-1430-0031	31-1330-0031	31-2430-0031	31-2330-0031
L 3/Hk (sw)	.25	-7°	6°	31-143U-0031	31-133U-0031	31-243U-0031	31-233U-0031
L 3 (sw)	.25	0°	6°	31-1430-0033	31-1330-0033	—	—
L 4/Lewis (sw)	.28	-11°	0°	31-1640-0031	31-1640-0031	31-2640-0031	31-2640-0031
L 4/Off. Base	.28	-11°	0°	31-1640-0032	31-1640-0032	31-2640-0032	31-2640-0032
L 4/Hk (sw)	.28	-11°	0°	31-164U-0031	31-164U-0031	31-264U-0031	31-264U-0031
L 4/Hk/Off. Base	.28	-11°	0°	31-164U-0032	31-164U-0032	31-264U-0032	31-264U-0032
L 5/Lewis (sw)	.33	-17°	0°	31-1650-0031	31-1650-0031	31-2650-0031	31-2650-0031
L 5/Off. Base	.33	-17°	0°	31-1650-0032	31-1650-0032	31-2650-0032	31-2650-0032
L 5/Hk (sw)	.33	-17°	0°	31-165U-0031	31-165U-0031	31-265U-0031	31-265U-0031
L 5/Hk, Off. Base	.33	-17°	0°	31-165U-0032	31-165U-0032	31-265U-0032	31-265U-0032



LEGEND mini, Optional

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.25	17°	5°	0°	31-1110-0011	31-1210-0011	31-2110-0011	31-2210-0011
U 2	.25	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011	31-2120-0011	31-2220-0011
U 3/Hk	.25	0°	7°	4°m	31-113D-0011	31-123D-0011	31-213D-0011	31-223D-0011
U 3/Hk	.25	-7°	10°	0	—	—	31-213D-0015	31-223D-0015
U 4/Univ.	.28	-7°	0°	0	31-1540-0015	31-1540-0015	31-2540-0015	31-2540-0015
Unterkiefer								
L 1	.97	-5°	0°	0°	31-1610-0011	31-1610-0011	31-2610-0011	31-2610-0011
L 1-2	.97	-10°	0°	0°	31-1610-0037	31-1610-0037	31-2610-0037	31-2610-0037
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 4	.28	-11°	0°	0°	31-1640-0039	31-1640-0039	—	—
L 4/Hk	.28	-11°	0°	0°	—	—	31-244D-0039	31-244D-0039
L 4/Univ.	.28	-17°	0°	0°	31-1640-0015	31-1640-0015	31-2640-0015	31-2640-0015
L 5	.33	-22	0°	0°	31-1650-0015	31-1650-0015	31-2650-0015	31-2650-0015



LEGEND mini Kits

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	31-1CC0-0010	31-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0010	31-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0010	31-2CC5-0010
MBT* Type	5-5	5-5	—	31-1CC0-0020	31-2CC0-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0020	31-2CC3-0020
MBT* Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0020	31-2CC5-0020

LEGEND mini, schweißbar Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 4-5	.37	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010
Unterkiefer							
L 5	.33	-22°	0°	—	—	34-2650-0010	34-2650-0010

MBT Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 4-5	.37	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010

Single kit Spender: 55-7025-0000





LEDEND medium

LEGEND medium, Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.25	12°	5°	32-1110-0010	32-1210-0010	32-2110-0010	32-2210-0010
U 1	.25	17°	5°	—	—	32-2110-0011	32-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	32-1120-0010	32-1220-0010	32-2120-0010	32-2220-0010
U 2/Hk	.78	8°	9°	32-112D-0010	32-122D-0010	32-212D-0010	32-222D-0010
U 3	.25	2°	10°	32-1130-0010	32-1230-0010	32-2130-0010	32-2230-0010
U 3/Hk	.25	2°	10°	32-113D-0010	32-123D-0010	32-213D-0010	32-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0010	32-1540-0010	32-2540-0010	32-2540-0010
U4/Univ.	.37	-7°	0°	32-1540-0011	32-1540-0011	—	—
U 4/Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0010	32-124M-0010	32-214M-0010	32-224M-0010
U 4/Hk/Base Off.	.37	-7°	0°	—	—	32-214M-0013	32-224M-0013
U 4-5/B. Off.	.37	-7°	0°	32-1540-0013	32-1540-0013	32-2540-0013	32-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0010	32-1550-0010	32-2550-0010	32-2550-0010
U 5/Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0010	32-125M-0010	32-215M-0010	32-225M-0010
U 5/Hk/Base Off.	.48	-7°	0°	—	—	32-215M-0013	32-225M-0013
Unterkiefer							
L 1	.97	-5°	0°	32-1610-0011	32-1610-0011	32-2610-0011	32-2610-0011
L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 1-2/Hk	.97	-1°	0°	—	—	32-241D-0010	32-231D-0010
L 3	.25	-11°	7°	32-1430-0010	32-1330-0010	32-2430-0010	32-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	32-143D-0010	32-133D-0010	32-243D-0010	32-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	32-1640-0010	32-1640-0010	32-2640-0010	32-2640-0010
L 4/Hk	.28	-17°	0°	32-144D-0010	32-134D-0010	32-244D-0010	32-234D-0010
L 4/B. Off.	.28	-17°	0°	32-1640-0013	32-1640-0013	32-2640-0013	32-2640-0013
L 4/Hk, B. Off.	.28	-17°	0°	32-144D-0013	32-134D-0013	32-244D-0013	32-234D-0013
L 5	.33	-22°	0°	32-1650-0010	32-1650-0010	32-2650-0010	32-2650-0010
L 5/Hk	.33	-22°	0°	32-145D-0010	32-135D-0010	32-245D-0010	32-235D-0010
L 5/B. Off.	.33	-22°	0°	32-1650-0013	32-1650-0013	32-2650-0013	32-2650-0013
L 5/Hk, B. Off.	.33	-22°	0°	32-145D-0013	32-135D-0013	32-245D-0013	32-235D-0013

LEGEND medium, Extra Torque

					Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
					R	L	R	L
Oberkiefer								
U 1	.25	18°	5°	0°	32-1110-0030	32-1210-0030	32-2110-0030	32-2210-0030
U 2	.78	10°	8°	0°	32-1120-0030	32-1220-0030	32-2120-0030	32-2220-0030
U 3	.25	0°	8°	2°m	32-1130-0030	32-1230-0030	32-2130-0030	32-2230-0030
U 3/Hk	.25	0°	8°	2°m	32-113D-0030	32-123D-0030	32-213D-0030	32-223D-0030
U 4-5	.42	-10°	4°	2°d	32-1140-0030	32-1240-0030	32-2140-0030	32-2240-0030
U 4-5/Hk	.42	-10°	4°	2°d	32-114M-0030	32-124M-0030	32-214M-0030	32-224M-0030
Unterkiefer								
L 1-2	.97	1°	0°	0°	32-1610-0030	32-1610-0030	32-2610-0030	32-2610-0030
L 3	.25	-3°	7°	2°m	32-1430-0030	32-1330-0030	32-2430-0030	32-2330-0030
L 3/Hk	.25	-3°	7°	2°m	32-143D-0030	32-133D-0030	32-243D-0030	32-233D-0030
L 4-5	.30	-7°	0°	2°d	32-1440-0030	32-1340-0030	32-2440-0030	32-2340-0030
L 4-5/Hk	.30	-7°	0°	2°d	32-144D-0030	32-134D-0030	32-244D-0030	32-234D-0030

Optionale Brackets

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer Andrews Type					
U 1	7°	5°	0°	32-1110-0015	32-1210-0015
U 2	9°	9°	0°	32-1120-0015	32-1220-0015



LEGEND medium MBT* Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.25	17°	4°	32-1110-0020	32-1210-0020	32-2110-0020	32-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	32-1120-0020	32-1220-0020	32-2120-0020	32-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	32-1130-0020	32-1230-0020	32-2130-0020	32-2230-0020
U 3/Hk	.25	-7°	8°	32-113D-0020	32-123D-0020	32-213D-0020	32-223D-0020
U 3/Hk(Optional)	.25	0°	8°	32-113D-0021	32-123D-0021	32-213D-0021	32-223D-0021
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0020	32-1540-0020	32-2540-0020	32-2540-0020
U 4/Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0020	32-124M-0020	32-214M-0020	32-224M-0020
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0020	32-1550-0020	32-2550-0020	32-2550-0020
U 5/Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0020	32-125M-0020	32-215M-0020	32-225M-0020
Unterkiefer							
L 1-2	.97	-6°	0°	32-1610-0020	32-1610-0020	32-2610-0020	32-2610-0020
L 3	.30	-6°	3°	32-1430-0020	32-1330-0020	32-2430-0020	32-2330-0020
L 3/Hk	.30	-6°	3°	32-143D-0020	32-133D-0020	32-243D-0020	32-233D-0020
L 3/Hk(Optional)	.30	0°	8°	32-143D-0021	32-133D-0021	32-243D-0021	32-133D-0021
L 4	.50	-12°	2°	32-1440-0020	32-1340-0020	32-2440-0020	32-2340-0020
L 4/Hk	.50	-12°	2°	32-144D-0020	32-134D-0020	32-244D-0020	32-234D-0020
L 4/Offset Base	.50	-12°	2°	32-1440-0073	32-1340-0073	32-2440-0073	32-2340-0073
L 4/Hk/Offset Base	.50	-12°	2°	32-144D-0073	32-134D-0073	32-244D-0073	32-234D-0073
L 5	.50	-17°	2°	32-1450-0020	32-1350-0020	32-2450-0020	32-2350-0020
L 5/Hk	.50	-17°	2°	32-145D-0020	32-135D-0020	32-245D-0020	32-235D-0020
L 5/Offset Base	.50	-17°	2°	32-1450-0073	32-1350-0073	32-2450-0073	32-2350-0073
L 5/Hk/Offset Base	.50	-17°	2°	32-145D-0073	32-135D-0073	32-245D-0073	32-235D-0073

LEGEND medium Bio-Progressive

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Maxaillary							
U 1	.25	22°	5°	32-1110-0027	32-1210-0027	32-2110-0027	32-2210-0027
U 2	.78	14°	9°	32-1120-0027	32-1220-0027	32-2120-0027	32-2220-0027
U 3	.25	7°	5°	32-1130-0027	32-1230-0027	32-2130-0027	32-2230-0027
U 3/Hk	.37	7°	5°	32-113D-0027	32-123D-0027	32-213D-0027	32-223D-0027
U 4-5	.48	0°	0°	32-1540-0027	32-1540-0027	—	—
U 4-5/extra Torque	.48	-7°	0°	32-1540-0029	32-1540-0029	—	—
U 4-5/Hk	.48	0°	0°	32-114M-0027	32-124M-0027	—	—
Unterkiefer							
L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3	.25	7°	5°	32-1430-0027	32-1330-0027	32-2430-0027	32-2330-0027
L 3/Hk	.25	7°	5°	32-143D-0027	32-133D-0027	32-243D-0027	32-233D-0027
L 4-5	.28	0°	0°	32-1640-0027	32-1640-0027	—	—
L 4-5/Hk	.28	0°	0°	32-144D-0027	32-134D-0027	—	—
L 4/extra Torque	.36	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/extra Torque	.36	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—

LEGEND medium Bio-Progressive V-Slot

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.41	22°	5°	32-1110-0028	32-1210-0028	32-2110-0028	32-2210-0028
U 2	.93	14°	9°	32-1120-0028	32-1220-0028	32-2120-0028	32-2220-0028
U 3/Hk	.36	7°	5°	32-113D-0028	32-123D-0028	32-213D-0028	32-223D-0028
U 4-5/univ.	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
Unterkiefer							
L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3/Hk	.36	7°	5°	32-143D-0028	32-133D-0028	32-243D-0028	32-233D-0028
L 4/univ.	.36	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/univ.	.36	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—



LEGEND medium V-Slot/BiDimensionnal Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.41	12°	5°	32-1110-0034	32-1210-0034	32-2110-0034	32-2210-0034
U 2	.93	8°	9°	32-1120-0034	32-1220-0034	32-2120-0034	32-2220-0034
U 3	.36	0°	7°	32-1130-0040	32-1230-0040	—	—
U 3	.36	-2°	7°	32-1130-0034	32-1230-0034	32-2130-0034	32-2230-0034
U 3/Hk	.36	0°	7°	32-113D-0040	32-123D-0040	32-213D-0040	32-223D-0040
U 3/Hk	.36	-2°	7°	32-113D-0034	32-123D-0034	32-213D-0034	32-223D-0034
U 4/Hk	.43	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
U 4-5	.43	-7°	0°	32-1540-0034	32-1540-0034	32-2540-0034	32-2540-0034
U 4-5/Hk	.43	-7°	0°	32-114M-0034	32-124M-0034	32-214M-0034	32-224M-0034
U 4-5/Hk	.43	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5/B. Off.	.43	-7°	0°	32-1540-0035	32-1540-0035	32-2540-0035	32-2540-0035
Unterkiefer							
L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3	.36	-5°	7°	32-1430-0034	32-1330-0034	32-2430-0034	32-2330-0034
L 3/Hk	.36	-5°	7°	32-143D-0034	32-133D-0034	32-243D-0034	32-233D-0034
L 3/Hk	.36	0°	5°	—	—	32-243D-0040	32-233D-0040
L 4-5	.36	0°	0°	32-1640-0040	32-1640-0040	32-2640-0040	32-2640-0040
L 4	.36	-11°	0°	32-1640-0034	32-1640-0034	32-2640-0034	32-2640-0034
L 4/B. Off.	.36	-11°	0°	32-1640-0035	32-1640-0035	32-2640-0035	32-2640-0035
L 4/Hk	.36	-11°	0°	32-144D-0034	32-134D-0034	32-244D-0034	32-234D-0034
L 4/Hk	.36	0°	0°	—	—	32-244D-0040	32-234D-0040
L 4-5/B. Off.	.36	0°	0°	32-1640-0041	32-1640-0041	32-2640-0041	32-2640-0041
L 5	.36	-17°	0°	32-1650-0034	32-1650-0034	32-2650-0034	32-2650-0034
L 5/Hk	.36	-17°	0°	32-145D-0034	32-135D-0034	32-245D-0034	32-235D-0034
L 5/B. Off.	.36	-17°	0°	32-1650-0035	32-1650-0035	32-2650-0035	32-2650-0035

LEGEND medium Polar

				Artikelnummer	
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	1.10	20°	3°	32-1110-0022	32-1210-0022
U 2	1.10	14°	9°	32-1120-0022	32-1220-0022
U 3/Hk	.40	-2°	6°	32-113D-0022	32-123D-0022
U 4-5	.70	-10°	2°	32-1140-0022	32-1240-0022
Unterkiefer					
L 1-2	1.10	0°	0°	32-1610-0022	32-1610-0022
L 3/Hk	.40	0°	5°	32-143D-0022	32-133D-0022
L 4	.40	-10°	2°	32-1440-0022	32-1340-0022
L 5	.40	-15°	2°	32-1450-0022	32-1350-0022



LEGEND medium Kits

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	—	32-1CC0-0010	32-2CC0-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0010	32-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0010	32-2CC5-0010
Extra-Torque	5-5	5-5	3	32-1CC3-0030	32-2CC3-0030
Extra-Torque	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0030	32-2CC5-0030
MBT Type	5-5	5-5	—	32-1CC0-0020	32-2CC0-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0020	32-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0020	32-2CC5-0020
Bio-Progressive	5-5	5-5	3	32-1CC3-0027	32-2CC3-0027
Bio-Progressive	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0027	32-2CC5-0027



Weldable LEGEND medium Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	33-114M-0010	33-124M-0010	33-214M-0010	33-224M-0010
U 4-5	0°	0°	—	—	37-2510-0071	37-2510-0071
Unterkiefer						
L 4	-17°	0°	33-1640-0010	33-1640-0010	33-2640-0010	33-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	33-144D-0010	33-134D-0010	33-244D-0010	33-234D-0010
L 5	-22°	0°	33-1650-0010	33-1650-0010	33-2650-0010	33-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	33-145D-0010	33-135D-0010	33-245D-0010	33-235D-0010

MBT* Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010

LEGEND medium V-Slot

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U4-5/Univ.	.37	-7°	0°	33-1540-0034	33-1540-0034	33-2540-0034	33-2540-0034
Unterkiefer							
L 4/Univ.	.36	-11°	0°	33-1640-0034	33-1640-0034	33-2640-0034	33-2640-0034
L 5/Univ.	.36	-17°	0°	33-1650-0034	33-1650-0034	33-2650-0034	33-2650-0034

Marketing LEGEND mini/medium



Typodonten

LEGEND mini	Artikelnummer	LEGEND medium	Artikelnummer
LEGEND mini 7-7	55-3111-0000	LEGEND med 7-7	55-3211-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
 Password: **3ortho7**



Patientenbrochüren (x25)
 99-14G0-1200
 Broschürenaufsteller
 99-1400-5500



Poster 40 x 60 cm
 Papierdruck
 99-31F1-16M0
 Leinwand auf Holzrahmen
 99-31W1-16M0

Poster 60 x 150 cm



99-32F0-16M0



AXCESS

Dieses Bracket wird in Japan von der Firma Tomy Inc. nach dem Spritzguss - Verfahren (Metal Injection Molding) hergestellt. Alle Einstellungen (3 Ausrichtungen) sind programmiert. Torque in der Basis. Die anatomische, lasergravierte Klebebasis ermöglicht einen guten Halt.



AXCESS Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	.73	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	1.19	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3/Hk	.56	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U 3/Hk Barbosa Type	.56	0°	13°	—	—	30-213D-0014	30-223D-0014
U 4-5	.56	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U 4-5/Hk	.56	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010
Unterkiefer							
L 1-2	1.19	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3/Hk	.43	-11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 3/Hk Barbosa Type	.43	-11°	7°	30-143D-0014	30-133D-0014	30-243D-0014	30-233D-0014
L 4 Offset base	.40	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4/Hk	.40	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Offset base	.38	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5/Hk	.38	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010

Kits AXCESS Roth



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	30-1CC3-0010	30-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	30-1CC5-0010	30-2CC5-0010



AXCESS MBT* Type

Zahn	I/O mm	Torque	Angulation	022"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	.73	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	1.19	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3	.56	-7°	8°	30-2130-0020	30-2230-0020
U 3/Hk	.56	-7°	8°	30-213D-0020	30-223D-0020
U 4/Hk	.56	-7°	0°	30-214D-0020	30-224D-0020
U 5 (Optional)	.67	-7°	0°	30-2550-0020	30-2550-0020
U 5/Hk (Optional)	.67	-7°	0°	30-215D-0020	30-225D-0020
U 4-5	.56	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020
Unterkiefer					
L 1-2	1.19	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3	.43	-6°	3°	30-2430-0020	30-2330-0020
L 3/Hk	.43	-6°	3°	30-243D-0020	30-233D-0020
L 4	.40	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4/Hk	.40	-12°	2°	30-244D-0020	30-234D-0020
L 5	.38	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5/Hk	.38	-17°	2°	30-245D-0020	30-235D-0020

Kits AXCESS MBT* Type



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer
				.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	30-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	30-2CC5-0020



06
Gang 02 Reihe 048 Ebene 06
41-280-3398
Bil 1920

Gang 02 Reihe 049 Ebene 06
41-280-3398
Bil 1920

Gang 02 Reihe 050 Ebene 06
41-280-3398
Bil 1920

Reihe 047 Ebene 05
41-280-3398
Bil 1920

Gang 02 Reihe 048 Ebene 05
41-280-3398
Bil 1920


Gang 02 Reihe 049 Ebene 05
41-280-3398
Bil 1920

Gang 02 Reihe 050 Ebene 05
41-280-3398
Bil 1920



Legacy & Legacy mini

Dieses Bracket mit Roth-Programmierung ist ein sogenanntes "True Straight Wire Bracket". Zusätzlich zu In/Out (1. Ausrichtung), dem Torque (2. Ausrichtung) und der Angulation (3. Ausrichtung) ist auf den Eckzähnen und Prämolaren ein Offset (4. Ausrichtung) programmiert. Man kann dieses Brackets deshalb als "4-Dimensional" bezeichnen.



Legacy Mini Roth Type

					Artikelnummer	
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.022"	
					R	L
Oberkiefer						
U 1	.25	12°	5°	0°	27-2110-0010	27-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	27-2120-0010	27-2220-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	27-2130-0010	27-2230-0010
U 3/Hk	.25	-2°	13°	4°m	27-213D-0010	27-223D-0010
U 3/Hk geringe Angulation	.25	-2°	9°	4°m	27-213D-0012	27-223D-0012
U 4	.37	-7°	0°	2°d	27-2140-0010	27-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	27-214M-0010	27-224M-0010
Unterkiefer						
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	27-2410-0010	27-2310-0010
L 1-2/Spezial	.97	-5°	2°	0°	27-2410-0011	27-2310-0011
L 3	.25	-11°	7°	2°m	27-2430-0010	27-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	27-243D-0010	27-233D-0010
L 4/B. Off.	.28	-17°	-1°	4°d	27-2440-0013	27-2340-0013
L 4/Hk	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0010	27-234D-0010
L 4/Hk, B. Off.	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0013	27-234D-0013
L 5/B. Off.	.33	-22°	-1°	4°d	27-2450-0013	27-2350-0013
L 5/Hk	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0010	27-235D-0010
L 5/Hk, B. Off.	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0013	27-235D-0013



Legacy Roth Type

					Artikelnummer	
Zahn	I/O mm	Torque	Ang.	Rotation	.022"	
					R	L
Oberkiefer						
U 1	.25	12°	5°	0°	28-2110-0010	28-2210-0010
U 1/XT	.25	17°	5°	0°	28-2110-0011	28-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U 2/XT	.78	10°	9°	0°	28-2120-0011	28-2220-0011
U 2/Hk	.78	8°	9°	0°	28-212D-0010	28-222D-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	28-2130-0010	28-2230-0010
U 3/Hk	.25	-2°	13°	4°m	28-213D-0010	28-223D-0010
U 3	.25	3°	13°	4°m	28-2130-0011	28-2230-0011
U 3/Hk	.25	3°	13°	4°m	28-213D-0011	28-223D-0011
U 3	.25	-2°	9°	4°m	28-2130-0012	28-2230-0012
U 3/Hk	.25	-2°	9°	4°m	28-213D-0012	28-223D-0012
U 4-5	.37	-7°	0°	2°d	28-2140-0010	28-2240-0010
U 4/Hk	.37	-7°	0°	2°d	28-214D-0010	28-224D-0010
U 4/Hk m.	.37	-7°	0°	2°d	28-214M-0010	28-224M-0010
Unterkiefer						
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	28-2410-0010	28-2310-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°m	28-2430-0010	28-2330-0010
L 3/Hk	.25	-11°	7°	2°m	28-243D-0010	28-233D-0010
L 3/Hk/XT	.25	0°	5°	2°m	28-243D-0011	28-233D-0011
L 4	.28	-17°	-1°	4°d	28-2440-0010	28-2340-0010
L 4/Hk	.28	-17°	-1°	4°d	28-244D-0010	28-234D-0010
L 5	.33	-22°	-1°	4°d	28-2450-0010	28-2350-0010
L 5/Hk	.33	-22°	-1°	4°d	28-245D-0010	28-235D-0010

Standard Edgewise

Twin Edgewise

		Breite	Artikelnummer	
		mm	.018"	.022"
	Mittlerer Schneidezahn Oberkiefer			
	Extragroß	4.0	29-1510-0062	29-2510-0062
	Groß	3.2	29-1510-0059	29-2510-0059
	Seitlicher Schneidezahn Oberkiefer			
	Groß	3.2	—	29-2520-0059
	Mittel	2.6	29-1520-0053	29-2520-0053
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer			
	Groß	3.2	29-1730-0059	29-2730-0059
	Mittel	2.6	29-1730-0053	29-2730-0053
	Mittel, flach	2.6	29-1630-0054	—
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer			
	Groß, Häkchen, UL/LR	3.2	29-153D-0059	29-253D-0059
	Groß, Häkchen, UR/LL	3.2	29-163D-0059	29-263D-0059
	Prämolaren Oberkiefer			
	Offset-Flügel, groß	3.2	29-1540-0061	—
	Offset-Flügel, mittel	2.6	29-1540-0057	29-2540-0057
	Offset Flügel, schmal	2.1	—	29-2540-0052
	Schmal	2.1	—	29-2740-0050
	Mittel	2.6	29-1740-0053	29-2740-0053
	Molaren Oberkiefer/Unterkiefer			
	Extragroß	4.0	29-1760-0062	29-2760-0062
	Groß	3.2	29-1760-0059	29-2760-0059
	Schneidezähne Unterkiefer			
	Flach, schmal	2.1	29-1610-0051	29-2610-0051
	Flach, mittel	2.6	29-1610-0055	29-2610-0055
	Standard, schmal	2.1	29-1610-0050	29-2610-0050
	Standard mittel	2.6	—	29-2610-0053
	Prämolaren Unterkiefer			
	Flach, mittel	2.6	29-1640-0055	29-2640-0055
	Flach, mittel, nierenförmige Basis	2.6	—	29-2640-0058
	Flach, schmal	2.1	—	29-2640-0051




Twin Edgewise

		Breite	Artikelnummer	
		mm	.018"	.022"
	Prämolaren Oberkiefer/Unterkiefer			
	U 4-5	Medium	37-1540-0071	—
	U/L 4-5	Medium	37-1730-0053	37-2730-0053
	U/L 4-5	Wide	—	37-2510-0059
	U/L 4-5 V-Slot	Medium	—	37-2510-0071

Single Edgewise (Tweed)

		Breite	Artikelnummer
		mm	.022"
	Mittlerer Schneidezahn Oberkiefer		
	Extragroß	2.6	26-2510-0062
	Groß	2.0	26-2510-0059
	Seitlicher Schneidezahn Oberkiefer		
	Extragroß	2.6	26-2520-0062
	Groß	2.0	26-2520-0059
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer		
	Extragroß	2.6	26-2730-0062
	Groß	2.0	26-2730-0059
	Prämolaren Oberkiefer/Unterkiefer		
	Groß, flach	2.0	26-2640-0060
	Groß, Standard	2.0	26-2740-0059
	Schneidezähne Unterkiefer		
	Trapezförmig	1.3	26-2610-0051
	Schmal Standard	1.3	26-2610-0050
	Groß, flach	2.0	26-2610-0060
	Extragroß, Standard	2.6	26-2610-0062

[illegible]



Katalog N°6

Bukkalröhrchen



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Buccal Tubes

Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)	119
Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE	121
LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)	123
AXCESS Röhrchen	125
Oberkiefer Einfachröhrchen	127
konvertierbar	127
nicht konvertierbar	128
Oberkiefer Zweifachröhrchen	133
1. Molar (konvertierbar)	133
ohne HG-Röhrchen	133
1. Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen	134
Oberkiefer Dreifachröhrchen	139
1. Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen	139
Unterkiefer Einfachröhrchen 1. Molar	142
konvertierbar	142
Einfachröhrchen 2. Molar	144
nicht konvertierbar	144
Unterkiefer Zweifachröhrchen 1 Molar	147
konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen	147
konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen	148
nicht konvertierbar	150
Linguale Klebeattachments	151
Linguale Schweißattachments	152



Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)

Einfachröhrchen Roth Type

Zahn	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer					
OK6	-14°	14°	R	40-1160-0114	40-2160-0114
			L	40-1260-0114	40-2260-0114
OK7	-14°	14°	R	40-1170-0114	40-2170-0114
			L	40-1270-0114	40-2270-0114
Unterkiefer					
UK6	-25°	4°	R	40-1460-0114	40-2460-0114
			L	40-1360-0114	40-2360-0114
UK7	-24°	6°	R	40-1470-0114	40-2470-0114
			L	40-1370-0114	40-2370-0114

Einfachröhrchen MBT*

Zahn	Torque	Rotation	Angulation	R/L	Artikelnummer	
					.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer						
OK6	-14°	10°	0°	R	—	40-2160-0106
				L	—	40-2260-0106
OK7	-20°	10°	0°	R	40-1170-0120	40-2170-0120
				L	40-1270-0120	40-2270-0120
OK7 (kurz)	-20°	10°	0°	R	—	40-2170-0007
				L	—	40-2270-0007
Unterkiefer						
UK6	-25°	0°	-1°	R	—	40-2460-0007
				L	—	40-2360-0007
UK7	-20°	0°	0°	R	40-1470-0120	40-2470-0120
				L	40-1370-0120	40-2370-0120
UK7 (kurz)	-20°	0°	-1°	R	—	40-2470-0007
				L	—	40-2370-0007



Einfachröhrchen MBT*

Zahn	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer					
OK 6	-14°	10°	R	40-1160-0106	40-2160-0106
			L	40-1260-0106	40-2260-0106
OK 6	-14°	0°	R	40-1160-0107	40-2160-0107
			L	40-1260-0107	40-2260-0107
OK 7	-14°	10°	R	40-1170-0106	40-2170-0106
			L	40-1270-0106	40-2270-0106
OK 7	-14°	0°	R	40-1170-0107	40-2170-0107
			L	40-1270-0107	40-2270-0107
Unterkiefer					
UK 6	-20°	0°	R	40-1460-0106	40-2460-0106
			L	40-1360-0106	40-2360-0106
UK 7	-10°	0°	R	40-1470-0106	40-2470-0106
			L	40-1370-0106	40-2370-0106



Einfachröhrchen GET

Dimension .022" x.028", Länge 4,0 mm		Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
					Klebbar	Schweißbar
Oberkiefer						
OK 6	-20°	10°D	R	40-2160-0510	—	
			L	40-2260-0510	—	
	-20°	0°	R	40-2160-0511	—	
			L	40-2260-0511	—	
OK 7	-25°	6°D	R	40-2170-0510	41-2170-0510	
			L	40-2270-0510	41-2270-0510	
	-25°	0°	R	40-2170-0511	41-2170-0511	
			L	40-2270-0511	41-2270-0511	



Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Auf den ersten Molaren wird das EXPERIENCE System durch selbstligierende Röhrchen ergänzt. Diese verfügen über die gleichen Vorteile wie die EXPERIENCE Brackets:

- Clip, einfach über die Vestibularfläche zOK öffnen und mit dem Finger zOK schließen
- Große, sandgestrahlte Basis
- Flaches Profil: Komfortabler für den Patienten
- Verfügbar in Roth-, McLaughlin/Bennett/Trevisi- sowie XT-Technik.
- zwei Klebepads Größen verfügbar: Standard Basis und schmale Basis



Selbstligierende Einfachröhrchen Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Klebbar	Klebbar SB
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	14°D	R	20-1160-0010	—
			L	20-1260-0010	—
.022"x.028"	-10°	14°D	R	20-2160-0010	20-2160-S010
			L	20-2260-0010	20-2260-S010

Selbstligierende Einfachröhrchen MBT* Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer		Artikelnummer
				Klebbar	Klebbar SB	Schweißbar
Oberkiefer						
.018"x.025"	-14°	10°D	R	20-1160-0020	20-1160-S020	22-1160-0020
			L	20-1260-0020	20-1260-S020	22-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	R	20-2160-0020	20-2160-S020	22-2160-0020
			L	20-2260-0020	20-2260-S020	22-2260-0020

Selbstligierende Zweifachröhrchen Extra Torque

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Klebbar
Oberkiefer				
.018"x.025"	-20°	20°	R	20-1160-0030
			L	20-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°	R	20-2160-0030
			L	20-2260-0030

Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Selbstligierendes Einfachröhrchen Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Klebbar	Klebbar SB
Unterkiefer					
.018"x.025"	-25°	4°D	R	20-1460-0010	—
			L	20-1360-0010	—
.022"x.028"	-25°	4°D	R	20-2460-0010	20-2460-S010
			L	20-2360-0010	20-2360-S010

Selbstligierendes Einfachröhrchen MBT* Type

Verstellbare Zinnzirkeln mit 1. Type						
Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer		Artikelnummer
				Klebbar	Klebbar SB	Weldable
Unterkiefer						
.018"x.025"	-20°	0°	R	20-1460-0020	20-1460-S020	22-1460-0020
			L	20-1360-0020	20-1360-S020	22-1360-0020
.022"x.028"	-20°	0°	R	20-2460-0020	20-2460-S020	22-2460-0020
			L	20-2360-0020	20-2360-S020	22-2360-0020

Selbstligierendes Einfachröhrchen Extra Torque

Conciling, or adding, dimensions. Extra Torque				
Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
Schweißbar				
Unterkiefer				
.022"x.028"	-14°	4°	R	20-2460-0032
			L	20-2360-0032

Selbstligierendes Zweifachröhrchen Extra Torque

Einsteck-Ortho-Brackets mit Extra-Torque				
Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Klebbar
Unterkiefer				
.018"x.025"	-10°	4°	R	20-1460-0030
			L	20-1360-0030
.022"x.028"	-10°	4°	R	20-2460-0030
			L	20-2360-0030



LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)

2. Molar Klebbar

Nicht konvertierbares Einfachöhrchen. Der trichterförmige Eingang erleichtert das Einführen des Bogens. Einfaches Positionieren und gute Passform durch die anatomische Form der Basis.



Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Oberkiefer				
.018"x.025"	-14°	14°D	40-1170-0099	40-1270-0099
.022"x.028"	-14°	14°D	40-2170-0099	40-2270-0099

Andrews Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Oberkiefer				
.018"x.025"	-9°	7°D	40-1170-0100	40-1270-0100
.022"x.028"	-9°	7°D	40-2170-0100	40-2270-0100

Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-30°	6°D	40-1470-0099	40-1370-0099
.022"x.028"	-30°	6°D	40-2470-0099	40-2370-0099

Andrews Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-25°	0°	40-1470-0100	40-1370-0100
.022"x.028"	-25°	0°	40-2470-0100	40-2370-0100

MBT* Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-10°	0°	40-1470-0101	40-1370-0101
.022"x.028"	-10°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101

AXCESS Röhrchen

Diese nicht konvertierbaren Bukkalröhrchen werden im MIM-Spritzguß-Verfahren hergestellt.
Sie sind sowohl klebbar als auch schweißbar erhältlich.

Zweifachröhrchen 1. Molar HG .045"

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Schweißbar
Oberkiefer				
.018"x.025"	-10°	6°D	R	41-1160-0023
			L	41-1260-0023
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1160-0024
			L	41-1260-0024
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0023
			L	41-2260-0023
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2160-0024
			L	41-2260-0024

Einfachröhrchen 1. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1160-0025
			L	—	40-1260-0025
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1160-0026	40-1160-0026
			L	41-1260-0026	40-1260-0026
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0025	40-2160-0025
			L	41-2260-0025	40-2260-0025
.022"x.028"	0°	6°D	R	—	40-2160-0026
			L	—	40-2260-0026



Einfachröhrchen 2. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1170-0088
			L	—	40-1270-0088
.018"x.025"	0°	0°	R	—	40-1170-0090
			L	—	40-1270-0090
.018"x.025"	-10°	0°	R	—	40-1170-0091
			L	—	40-1270-0091
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1170-0025
			L	—	40-1270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2170-0025	40-2170-0025
			L	41-2270-0025	40-2270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	R	—	40-2170-0088
			L	—	40-2270-0088
.022"x.028"	0°	0°	R	—	40-2170-0090
			L	—	40-2270-0090
.022"x.028"	-10°	0°	R	—	40-2170-0091
			L	—	40-2270-0091

AXCESS Röhrchen

Einfachröhrchen 1. Molar

Anschließen an Metall					
Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Unterkiefer					
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2460-0025	40-2460-0025
			L	41-2360-0025	40-2360-0025
.018"x.025"	-25°	6°D	R	41-1460-0025	40-1460-0025
			L	41-1360-0025	40-1360-0025
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2460-0026	40-2460-0026
			L	41-2360-0026	40-2360-0026
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1460-0026	40-1460-0026
			L	41-1360-0026	40-1360-0026

Einfachröhrchen 2. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Unterkiefer					
.018"x.025"	-25°	6°D	R	—	40-1470-0025
			L	—	40-1370-0025
.018"x.025"	0°	0°	R	—	40-1470-0090
			L	—	40-1370-0090
.018"x.025"	-25°	0°	R	—	40-1470-0091
			L	—	40-1370-0091
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2470-0025	40-2470-0025
			L	41-2370-0025	40-2370-0025
.022"x.028"	-25°	6°D	R	—	40-2470-0089
			L	—	40-2370-0089
.022"x.028"	0°	0°	R	—	40-2470-0090
			L	—	40-2370-0090
.022"x.028"	-25°	6°D	R	—	40-2470-0091
			L	—	40-2370-0091



Oberkiefer Einfachröhrchen konvertierbar



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-10°	14°D	4.0	R	41-1160-0012	40-1160-0012
				L	41-1260-0012	40-1260-0012
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1160-0061	40-1160-0061
				L	41-1260-0061	40-1260-0061
.022"x.028"	-10°	14°D	4.0	R	41-2160-0012	40-2160-0012
				L	41-2260-0012	40-2260-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2160-0061	40-2160-0061
				L	41-2260-0061	40-2260-0061



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-14°	10°D	3.8	R	41-1160-0022	40-1160-0022
				L	41-1260-0022	40-1260-0022
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	41-1160-0110	40-1160-0110
				L	41-1260-0110	40-1260-0110
.022"x.028"	-14°	10°D	3.8	R	41-2160-0022	40-2160-0022
				L	41-2260-0022	40-2260-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2160-0110	40-2160-0110
				L	41-2260-0110	40-2260-0110



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.6	R	41-1160-0034	40-1160-0034
				L	41-1260-0034	40-1260-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	3.6	R	41-2160-0034	40-2160-0034
				L	41-2260-0034	40-2260-0034

nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer
					Klebbar
GET, 1. Molar					
.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	R	40-2160-0510
				L	40-2260-0510
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2160-0511
				L	40-2260-0511
GET, 2. Molar					
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2170-0120
				L	40-2270-0120



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Roth Type Distale Verlängerung, 2. Molar					
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	40-1170-0013
				L	40-1270-0013
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	40-2170-0013
				L	40-2270-0013



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type Distale Verlängerung, 2. Molar						
.022"x.028"	-10°	14°D	3.0	R	41-2170-0039	40-2170-0039
				L	41-2270-0039	40-2270-0039



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.2	R	—	40-1170-0014
				L	—	40-1270-0014
.022"x.028"	-14°	14°D	4.2	R	41-2170-0014	40-2170-0014
				L	41-2270-0014	40-2270-0014



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	0°	4.0	R	—	40-1170-0063
				L	—	40-1270-0063
.022"x.028"	-14°	0°	4.0	R	41-2170-0063	40-2170-0063
				L	41-2270-0063	40-2270-0063



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1170-0012	40-1170-0012
				L	41-1270-0012	40-1270-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2170-0012	40-2170-0012
				L	41-2270-0012	40-2270-0012



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Extra Torque, 2. Molar						
.018"x.025"	-20°	20°D	4.0	R	41-1170-0032	40-1170-0032
				L	41-1270-0032	40-1270-0032
.022"x.028"	-20°	20°D	4.0	R	41-2170-0032	40-2170-0032
				L	41-2270-0032	40-2270-0032



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	41-1170-0022	40-1170-0022
				L	41-1270-0022	40-1270-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2170-0022	40-2170-0022
				L	41-2270-0022	40-2270-0022





Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Alexander Type Distale Verlängerung, 2. Molar					
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0075
				L	41-2270-0075



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	4.0	R	41-1170-0034	40-1170-0034
				L	41-1270-0034	40-1270-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0034	40-2170-0034
				L	41-2270-0034	40-2270-0034



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	41-1170-0048	40-1170-0048
				L	41-1270-0048	40-1270-0048
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	41-2170-0048	40-2170-0048
				L	41-2270-0048	40-2270-0048



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Type Andrews Type mit großer Basis, 2. Molar					
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	40-1170-0049
				L	40-1270-0049
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	40-2170-0049
				L	40-2270-0049



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Andrews Type mit großer Öffnung, 1. Molar					
.022"x.028"	-10°	7°D	5.5	R	40-2160-0035
				L	40-2260-0035



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type mit großer Öffnung, 2. Molar (Peucat)						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.5	R	41-1170-0018	40-1170-0018
				L	41-1270-0018	40-1270-0018
.022"x.028"	-10°	7°D	3.5	R	41-2170-0018	40-2170-0018
				L	41-2270-0018	40-2270-0018



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Planché Type, 2. Molar					
.022"x.028"	-20°	14°D	4.2	R	41-2170-0071
				L	41-2270-0071



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Polar Type, 2. Molar					
.018"x.025"	-25°	6°D	4.0	R	40-1170-0029
				L	40-1270-0029



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					ohne Hook	mit Hook
Mini Eruption Tube, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	0°D	2.0	R	40-1170-0112	40-1170-0019
				L	40-1270-0112	40-1270-0019
.022"x.028"	-10°	0°D	2.0	R	40-2170-0112	40-2170-0019
				L	40-2270-0112	40-2270-0019



Oberkiefer Zweifachröhrchen

1. Molar (konvertierbar) ohne HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot & Aux.	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Roth Type					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-1160-0011	40-1160-0011
			L	41-1260-0011	40-1260-0011
.022"x.028" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-2160-0011	40-2160-0011
			L	41-2260-0011	40-2260-0011



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Roth Type					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-1160-0055	40-1160-0055
			L	41-1260-0055	40-1260-0055
.022"x.028" / .022"x.028"	-14°	14°D	R	41-2160-0055	40-2160-0055
			L	41-2260-0055	40-2260-0055



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
MBT* Type					
.018"x.025"	-14°	10°D	R	41-1160-0104	40-1160-0104
			L	41-1260-0104	40-1260-0104
.022"x.028"	-14°	10°D	R	41-2160-0104	40-2160-0104
			L	41-2260-0104	40-2260-0104



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
MBT* Type					
.018"x.025"	-14°	0°D	R	41-1160-0105	40-1160-0105
			L	41-1260-0105	40-1260-0105
.022"x.028"	-14°	0°D	R	41-2160-0105	40-2160-0105
			L	41-2260-0105	40-2260-0105



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Extra Torque					
.018"x.025"	-20°	20°D	R	41-1160-0030	40-1160-0030
			L	41-1260-0030	40-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°D	R	41-2160-0030	40-2160-0030
			L	41-2260-0030	40-2260-0030



Dimensionen		Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer
					Klebbar
Extra Torque mit großer Basis					
.022"x.028"	-20°	20°D	R	40-2160-0031	
			L	40-2260-0031	

1. Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-1160-0054
				L	41-1260-0054
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0054
				L	41-2260-0054



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
MBT* Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-14°	10°D	0°	R	41-1160-0021
				L	41-1260-0021
.022"x.028"	-14°	10°D	0°	R	41-2160-0021
				L	41-2260-0021



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type .045"/Gingival						
.018"x.025"	-14°	10°D	10°D	R	—	40-1160-0020
				L	—	40-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	10°D	R	41-2160-0020	40-2160-0020
				L	41-2260-0020	40-2260-0020



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
BiDimensional .051"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0080
				L	41-2260-0080
.022"x.028"	0°	6°	6°D	R	41-2160-0082
				L	41-2260-0082



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
BiDimensional .051"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	14°D	7°D	R	41-2160-0083
				L	41-2260-0083



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Alexander Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	14°D	7°D	R	41-1160-0073
				L	41-1260-0073
.022"x.028"	-10°	14°D	7°D	R	41-2160-0073
				L	41-2260-0073



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type .045"/Okklusal						
.018"x.025"	-10°	7°	7°D	R	41-1160-0079	40-1160-0079
				L	41-1260-0079	40-1260-0079
.022"x.028"	-10°	7°	7°D	R	41-2160-0079	40-2160-0079
				L	41-2260-0079	40-2260-0079



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
Schweißbar					
Andrews Type .051"/Okklusal					
.022"x.028"	-10°	6°	0°	R	41-2160-0087
				L	41-2260-0087



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Andrews Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	R	41-1160-0033
				L	41-1260-0033
.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	R	41-2160-0033
				L	41-2260-0033



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Andrews Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	6°D	0°	R	41-1160-0086
				L	41-1260-0086
.022"x.028"	-10°	6°D	0°	R	41-2160-0086
				L	41-2260-0086



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0077
				L	41-1260-0077
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0077
				L	41-2260-0077



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0084
				L	41-1260-0084
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0084
				L	41-2260-0084



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	6°D	6°D	R	41-1160-0081
				L	41-1260-0081
.022"x.028"	0°	6°D	6°D	R	41-2160-0081
				L	41-2260-0081



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0085
				L	41-2260-0085



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Planché Type .045"/Gingival					
.022"x.028"	-14°	14°D	0°	R	41-2160-0070
				L	41-2260-0070



Oberkiefer Dreifachröhrchen

1. Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
GET .045"/Okklusal					
.022"x.028"	-20°	10°D	0°	R	41-2160-0500
				L	41-2260-0500
.022"x.028"	-20°	0°	0°	R	41-2160-0501
				L	41-2260-0501



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-1160-0010
				L	41-1260-0010
.022"x.028"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0010
				L	41-2260-0010
Roth Type .045"/Okklusal					
.022"x.028"/ .022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0050
				L	41-2260-0050



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-14°	0°	0°	R	41-1160-0051
				L	41-1260-0051
.022"x.028"	-14°	0°	0°	R	41-2160-0051
				L	41-2260-0051



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .051"/Okklusal					
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0052
				L	41-2260-0052
.022"x.028"	-14°	0°	0°	R	41-2160-0053
				L	41-2260-0053



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
MBT* Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-14°	10°	.018"x.025"	R	41-1160-0111
				L	41-1260-0111
.022"x.028"	-14°	10°	.018"x.025"	R	41-2160-0111
				L	41-2260-0111



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Bio-Progressive Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	0°	15°D	15°D	R	41-1160-0042
				L	41-1260-0042
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0041
				L	41-1260-0041
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0041
				L	41-2260-0041



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Bio-Progressive Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0040
				L	41-1260-0040
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0040
				L	41-2260-0040



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Cetlin Type .045"/Okklusal					
.022"x.028"	-14°	14°D	7°R	R	41-2160-0036
				L	41-2260-0036



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	6°D	0°	R	41-1160-0065
				L	41-1260-0065
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0065
				L	41-2260-0065



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Polar Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-20°	10°D	0°	R	41-1160-0027
				L	41-1260-0027



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Hilgers Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	15°D	0°	R	41-1160-0046
				L	41-1260-0046
.022"x.028"	-10°	15°D	0°	R	41-2160-0046
				L	41-2260-0046



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Melsen Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	8°D	0°	R	41-1160-0068
				L	41-1260-0068
.022"x.028"	-10°	8°D	0°	R	41-2160-0068
				L	41-2260-0068

Unterkiefer Einfachröhrchen 1. Molar konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-1460-0012	40-1460-0012
					L	41-1360-0012	40-1360-0012
.018"x.025"	-30°	0°	4°D	4.0	R	41-1460-0062	40-1460-0062
					L	41-1360-0062	40-1360-0062
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-2460-0012	40-2460-0012
					L	41-2360-0012	40-2360-0012
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	4.0	R	41-2460-0062	40-2460-0062
					L	41-2360-0062	40-2360-0062



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
MBT* Type							
.018"x.025"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-1460-0119	40-1460-0119
					L	41-1360-0119	40-1360-0119
.018"x.025"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0076	40-1460-0076
					L	41-1360-0076	40-1360-0076
.022"x.028"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-2460-0119	40-2460-0119
					L	41-2360-0119	40-2360-0119
.022"x.028"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0076	40-2460-0076
					L	41-2360-0076	40-2360-0076



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Alexander Type							
.018"x.025"	-22°	-6°	5°D	3.8	R	41-1460-0074	—
					L	41-1360-0074	—
.022"x.028"	-22°	-6°	5°D	3.8	R	41-2460-0074	40-2460-0074
					L	41-2360-0074	40-2360-0074



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Andrews Type							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-1460-0034	40-1460-0034
					L	41-1360-0034	40-1360-0034
.022"x.028"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-2460-0034	40-2460-0034
					L	41-2360-0034	40-2360-0034



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Planché Type						
.022"x.028"	-22°	0°	6°D	4.0	R	41-2460-0071
					L	41-2360-0071
.022"x.028"	-25°	-6°	6°D	4.0	R	41-2460-0072
					L	41-2360-0072
.022"x.028"	-27°	-10°	5°D	4.0	R	41-2460-0108
					L	41-2360-0108



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Edgewise						
.022" x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	40-2460-0092
					L	40-2360-0092



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018" x .025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0093	40-1460-0093
					L	41-1360-0093	40-1360-0093
.022" x .028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0093	40-2460-0093
					L	41-2360-0093	40-2360-0093



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Polar Type						
.018"x.025"	-22°	0°	4°D	4.0	R	40-1460-0029
					L	40-1360-0029

Einfachröhrchen 2. Molar nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-1470-0012	40-1470-0012
					L	41-1370-0012	40-1370-0012
.022"x.028"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0012	40-2470-0012
					L	41-2370-0012	40-2370-0012



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	41-1470-0064	40-1470-0064
					L	41-1370-0064	40-1370-0064
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	41-2470-0064	40-2470-0064
					L	41-2370-0064	40-2370-0064



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer
						Schweißbar
MBT* Type						
.018"x.025"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-1470-0022
					L	41-1370-0022
.022"x.028"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0022
					L	41-2370-0022



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer
						Klebbar
Alexander Type						
.022"x.028"	-27°	-10°	6°D		R	40-2470-0074
					L	40-2370-0074



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Andrews Type						
.018"x.025"	-25°	0°	0°	4.0	R	40-1470-0034
					L	40-1370-0034
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0049
					L	40-1370-0049
.022"x.028"	-25°	0°	0°	4.0	R	40-2470-0034
					L	40-2370-0034
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0049
					L	40-2370-0049



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Andrews Type große Öffnung (Peucat)							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-1470-0018	40-1470-0018
					L	41-1370-0018	40-1370-0018
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-2470-0018	40-2470-0018
					L	41-2370-0018	40-2370-0018



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbbar
Polar Type						
.018"x.025"	-25°	5°	7°D	4	R	40-1470-0029
					L	40-1370-0029



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.6	R	—	40-1470-0094
					L	—	40-1370-0094
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1470-0095	40-1470-0095
					L	41-1370-0095	40-1370-0095
.018"x.025"	0°	0°	6°D	4.0	R	—	40-1470-0096
					L	—	40-1370-0096
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.6	R	41-2470-0094	40-2470-0094
					L	41-2370-0094	40-2370-0094
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2470-0095	40-2470-0095
					L	41-2370-0095	40-2370-0095
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0096	40-2470-0096
					L	41-2370-0096	40-2370-0096



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	6°D	3.2	R	—	40-1470-0097
					L	—	40-1370-0097
.018"x.025"	0°	0°	0°	3.2	R	—	40-1470-0098
					L	—	40-1370-0098
.022"x.028"	0°	0°	6°D	3.2	R	41-2470-0097	40-2470-0097
					L	41-2370-0097	40-2370-0097
.022"x.028"	0°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0098	40-2470-0098
					L	41-2370-0098	40-2370-0098



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Small						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0048
					L	40-1370-0048
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0048
					L	40-2370-0048



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						ohne Hook	mit Hook
Mini Eruptionröhrchen 2. Molar							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	2.0	R	40-1470-0112	40-1470-0019
					L	40-1370-0112	40-1370-0019
.022"x.028"	-25°	0°	0°	2.0	R	40-2470-0112	40-2470-0019
					L	40-2370-0112	40-2370-0019

Unterkiefer Zweifachröhrchen 1 Molar konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen



Dimensionen	Torque Slot	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
BiDimensional Type .051"/Gingival							
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	R	41-2460-0067	
					L	41-2360-0067	



Dimensionen	Torque & Aux.	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer
						Schweißbar
Cetlin Type .045"/Gingival						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	5°M	R	41-1460-0037
					L	41-1360-0037
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	5°M	R	41-2460-0037
					L	41-2360-0037

konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0011	40-1460-0011
					L	41-1360-0011	40-1360-0011
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0011	40-2460-0011
					L	41-2360-0011	40-2360-0011



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type , Okklusal							
.022" x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0058	40-2460-0058
					L	41-2360-0058	40-2360-0058



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type, Gingival							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-1460-0060	—
					L	41-1360-0060	—
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0060	40-2460-0060
					L	41-2360-0060	40-2360-0060



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Plan Type							
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0070	—
					L	41-1360-0070	—
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0070	40-2460-0070
					L	41-2360-0070	40-2360-0070



Dimensionen	Torque Slot & Aux.	Ang. Tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbbar
Extra Torque mit großer Basis							
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	R	40-1460-0031	
					L	40-1360-0031	
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	40-2460-0031	
					L	40-2360-0031	

Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbbar
Bio-Progressive Type							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0045	40-1660-0045
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0045	40-2660-0045



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Polar Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0028	
					L	41-1360-0028	



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Hilgers Type							
.018"x.025"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-1460-0047	
					L	41-1360-0047	
.022"x.028"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-2460-0047	
					L	41-2360-0047	



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Melsen Type							
.018"x.025"	-27°	0°	8°D	0°	R	41-1460-0069	
					L	41-1360-0069	
.022"x.028"	-27°	0°	8°D	0°	R	41-2460-0069	
					L	41-2360-0069	



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Bio-Progressive Type							
.022"x.028"	-20°	0°	10°	-5°	R	41-2460-0103	
					L	41-2360-0103	

nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Roth Type							
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0059	
					L	41-2360-0059	
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0109	
					L	41-2360-0109	




Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Bio-Progressive Type							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0044	40-1660-0044
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0044	40-2660-0044



Linguale Klebeattachments

Knöpfchen		Artikelnummer
		Flache Basis
		Gewölbte Basis
		Gewölbte Basis Rhodium
		42-0020-0000
		42-0010-0000
		42-0010-RH00

Häkchen		Artikelnummer
		Flache Basis
		Gewölbte Basis
		Öse
		42-0060-0000
		42-0050-0000
		42-0070-0000

Chirurgische Knöpfchen		Artikelnummer
		Gewölbte Basis
		Flache Basis
		42-0030-0000
		42-0040-0000



Goldkette		Artikelnummer
	Runde Basis	42-3150-0000
	Rechteckige Basis	42-3160-0000

Freddy™ Keramikknöpfchen		Artikelnummer
	Gewölbte Basis	44-1010-0000

Linguale SchweißAttachments

Lingualknöpfechen	Artikelnummer	
	Klein, flach	43-0310-0000
	Mittel, flach	43-0320-0000
	Mittel, gewölbt	43-0300-0000

Lingualhäkchen	Artikelnummer	
	Klein	43-0210-0000
	Mittel	43-0220-0000
	Groß	43-0240-0000
	Sehr groß	43-0230-0000

Lingualhäkchen	Artikelnummer	
 	Molarenhäkchen	43-0390-0000
 	Kugelhäkchen	43-0380-0000



Lingualschlösser		Artikelnummer
	Standard	43-0250-0000
	Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen links	43-027L-0000
	Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen rechts	43-027R-0000
	mit Häkchen und V-Stop links	43-028L-0000
	mit Häkchen und V-Stop rechts	43-028R-0000
	Ohne V-Stop	43-0260-0000
	Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK links und UK rechts	43-042L-0000
	Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK rechts und UK links	43-042R-0000
	Ohne V-Stop, gekrümmt	43-0430-0000

Setzlaschen		Artikelnummer
	Flach	43-0340-0000
	Gewölbt	43-0350-0000

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Katalog N°6

Bänder



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Bänder


Erläuterung der Bändermarkierung	157
Sure-Snap Molarenbänder.....	160
A-Fit Molarenbänder.....	161
Sure-Snap Prämolarenbänder	162

Bänder

Wir bieten zwei qualitativ hochwertige Arten von Molarenbändern an, die beide von Tomy® Inc. in Japan hergestellt werden. Unser Angebot erfasst darüber hinaus auch Prämolarenbänder.

Erläuterung der Bändermarkierung

Sure Snap Molarenbänder



A-Fit Molarenbänder



25UL

Gibt die Größe an
Größe von 5 bis 38

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts

1SUL

Gibt die Größe an
Größe von 1 bis 32


Molar
S bedeutet zweiter Molar

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts



Sure-Snap Prämolarenbänder



Sure-Snap Molarenbänder

Die Sure-Snap Molarenbänder sind an der dickeren okklusalen Seite hart und an der dünneren gingivalen Seite elastisch. Der Dickenunterschied zwischen der okklusalen und der gingivalen Seite sorgt dafür, dass:

- das Band dem Druck auf den Okklusalrand gut standhält und
- es elastisch genug ist, um den Zahnbauch gut zu umschließen (gingival).

Die Sure-Snap Bänder sorgen durch ihre anatomische Molaren-Form sowie den aufgerauten Innenflächen für optimalen Halt. Die permanente Bändermarkierung sorgt für zuverlässige Lesbarkeit. Die Bänder sind in 32 Größen für den 1. Molar und in 30 Größen für den 2. Molar erhältlich.

Kits Sure-Snap 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Kits Sure-Snap 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 30 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 30 Größen



A-Fit Molarenbänder

Die A-Fit Bänder haben zusätzlich zu den Sure-Snap Bändereigenschaften eine höhere Krone, sowie eine umfassendere Größenauswahl.

Kits A-Fit 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Kits A-Fit 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 34 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 34 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Sure-Snap Prämolarenbänder

Diese Bänder entsprechen in der Fertigungsqualität den Molarenbändern. Sie sind in drei anatomischen Formen erhältlich:

- Prämolaren Oberkiefer (32 Größen)
- 1. Prämolaren Unterkiefer (25 Größen)
- 2. Prämolaren Unterkiefer (27 Größen)

Dank der anatomischen Formen bilden die Sure-Snap Prämolarenbänder eine optimale Alternative zur Verwendung von Brackets bei starken Rotationen oder Bondingproblemen.

Kits Sure-Snap Prämolarenbänder Oberkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2							
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Kits Sure-Snap 1. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2						
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2						
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4						

Kits Sure-Snap 2. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Prämolaren Oberkiefer


- Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 22 Größen
- Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
- Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
- Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

1. Prämolaren Unterkiefer

- Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
- Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 25 Größen
- Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 25 Größen
- Kit Master: 400 Bänder sortiert, 25 Größen

2. Prämolaren Unterkiefer

- Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 27 Größen
- Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 27 Größen
- Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 27 Größen
- Kit Master: 400 Bänder sortiert, 27 Größen



Katalog N°6

Bögen und Zubehör



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Übersicht Bögen und Zubehör

Die unterschiedlichen Bogenformen	166
INITIALLOY	168
BIO-EDGE	170
Ästhetische INITIALLOY und BIO-ACTIVE Rhodium.....	174
Ästhetische Edelstahlbögen	176
Lingualbögen INITIALLOY und BIO-EDGE.....	177
Ästhetische ALBAFLEX Bögen	179
NiTi-Bögen.....	180
NiTi auf der Rolle	181
Reverse	181
Deep Bite Opener CTA.....	181
Bögen aus Titan-Molybden-Alloy	182
Edelstahlbögen	184
Verseilte Edelstahlbögen	186
Bioalloy-Bögen	187
Intraorales Zubehör	188
INITIALLOY-Federn	188
INITIALLOY Offene Federn mit verdichteten Windungen	188
INITIALLOY Offene Federn	188
Offene Druckfeder auf der Rolle.....	189
INITIALLOY Geschlossene Zugfeder	189
Edelstahlfeder.....	189
Intraorales Zubehör	190
Lipbumper.....	190
Palatinalbügel	191
Extraorales Zubehör	192
Gesichtsbögen.....	192
Häkchen und Stops für Bögen	193
Metall- und Kobayashi-Ligaturen	194
Zubehör für Brackets mit vertikalen Schlitzten	195
Quadhelix.....	196



INITIALLOY

Als aktiver Teil der Apparatur müssen kieferorthopädische Bögen sowohl den therapeutischen Anforderungen entsprechen als auch so angenehm wie möglich zu tragen sein. Seit vielen Jahren steht Tomy Inc. für hohe Ansprüche bei der Herstellung von NiTi-Bögen und bei der Funktionalität seiner Legierungen. Von der Superelastizität der Initialloy-Bögen bis zum Formgedächtnis von BioEdge und BioActive erhalten Sie Bögen von leichter bis starker Kraft für jede Behandlungsphase.

Beta Titanium (TMA®)

Titan-Molybdän-Alloy ist eine nickelfreie Legierung. Ob als Stangendraht oder als vorgeformter Bogen geliefert, lässt er sich gut biegen und wird daher gerne für Torque - Biegungen genommen.

Edelstahl

Verfügbar in 3 Härtestufen (ST, SHT, GT) als Stangendraht oder als vorgeformter Bogen.


Die Bogenformen werden durch die folgenden Piktogramme symbolisiert:

- A** Mittel
- B** Groß
- C** Ovoid (Brader)
- D** Universal

Die Bogendimension wird durch die folgenden Piktogramme symbolisiert:

-  Rund
-  Quadratisch
-  Rechteckig

Wie setzt sich die Artikelnummer zusammen?



Die unterschiedlichen Bogenformen

In unserer Produktpalette für Bögen stehen vier Formen zur Verfügung. Die Formen A und B orientieren sich an der Roth-Programmierung, während die Form C etwas spitzbogiger ist. Form D kann universal verwendet werden.

Form **A** Mittel



Oberekiefer



Unterkiefer

Form **B** Groß



Oberkiefer



Unterkiefer



Form **C** Ovoid (Brader)



Oberkiefer



Unterkiefer

Form **D**



Universal

INITIALLOY

Die superelastischen Initialloy-Bögen entwickeln von den bei uns erhältlichen Bögen die leichtesten Kräfte. Durch die Mundtemperatur wird die Kraftabgabe dieser thermoelastischen Bögen reguliert.



INITIALLOY-Bögen Rund

Manche Bögen sind mit einer Einbuchtung in der Mitte (V-Bend oder "Dimple") erhältlich. In diesem Fall ist ein D in der Mitte der Nummer ersichtlich.

A				B	
Artikelnummer				Artikelnummer	
Kraft	Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht	.014"	71-A1U0-0014	71-A1L0-0014	—	—
	.016"	71-A1U0-0016	71-A1L0-0016	—	—
	.018"	71-A1U0-0018	71-A1L0-0018	—	—
Mittel	.012"	71-A2U0-0012	71-A2L0-0012	—	—
	.014"	71-A2U0-0014	71-A2L0-0014	71-B2U0-0014	71-B2L0-0014
	.014" "Dimple"	71-A2UD-0014	71-A2LD-0014	71-B2UD-0014	71-B2LD-0014
	.016"	71-A2U0-0016	71-A2L0-0016	71-B2U0-0016	71-B2L0-0016
	.016" "Dimple"	71-A2UD-0016	71-A2LD-0016	71-B2UD-0016	71-B2LD-0016
	.018"	71-A2U0-0018	71-A2L0-0018	71-B2U0-0018	71-B2L0-0018
	.018" "Dimple"	71-A2UD-0018	71-A2LD-0018	71-B2UD-0018	71-B2LD-0018
	.020"	71-A2U0-0020	71-A2L0-0020	—	—
Stark	.014"	71-A3U0-0014	71-A3L0-0014	—	—
	.016"	71-A3U0-0016	71-A3L0-0016	—	—
	.018"	71-A3U0-0018	71-A3L0-0018	—	—



Artikelnummer



Kraft	Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht	.014"	71-C1U0-0014	71-C1L0-0014
	.016"	71-C1U0-0016	71-C1L0-0016
	.018"	71-C1U0-0018	71-C1L0-0018
Mittel	.014"	71-C2U0-0014	71-C2L0-0014
	.014" "Dimple"	71-C2UD-0014	71-C2LD-0014
	.016"	71-C2U0-0016	71-C2L0-0016
	.016" "Dimple"	71-C2UD-0016	71-C2LD-0016
	.018"	71-C2U0-0018	71-C2L0-0018
	.018" "Dimple"	71-C2UD-0018	71-C2LD-0018
Stark	.016"	71-C3U0-0016	71-C3L0-0016

INITIALLOY-Stangendraht Rund



10 Stangen à 17,78 cm

Kraft	Dimension	Artikelnummer
Mittel	.012"	71-L200-0012



Tomy Chart

BIO-EDGE

BioEdge ist ebenfalls ein superelastischer Bogen mit Formgedächtnis und in verschiedenen Stärken erhältlich. Zur Nutzung des Formgedächtnisses kühlen Sie den Bogen vor dem Einlagieren.



BioEdge-Bögen quadratisch und rechteckig

Manche Bögen sind mit einer Einbuchtung in der Mitte (V-Bend oder "Dimple") erhältlich. In diesem Fall ist ein D in der Mitte der Nummer ersichtlich.

A			B	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Kraft/Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
80 g				
.016"x.016"	72-A1U0-1616	72-A1L0-1616	—	—
.016"x.022"	72-A1U0-1622	72-A1L0-1622	—	—
100 g				
.020"x.020"	72-A1U0-2020	72-A1L0-2020	—	—
160 g				
.016"x.016"	72-A2U0-1616	72-A2L0-1616	—	—
.016"x.016" "Dimple"	72-A2UD-1616	72-A2LD-1616	72-B2UD-1616	72-B2LD-1616
.016"x.022"	72-A2U0-1622	72-A2L0-1622	72-B2U0-1622	72-B2L0-1622
.016"x.022" "Dimple"	72-A2UD-1622	72-A2LD-1622	72-B2UD-1622	72-B2LD-1622
200 g				
.017"x.025"	72-A2U0-1725	72-A2L0-1725	—	—
.017"x.025" "Dimple"	72-A2UD-1725	72-A2LD-1725	72-B2UD-1725	72-B2LD-1725
.018"x.018"	72-A2U0-1818	72-A2L0-1818	—	—
.018"x.025"	72-A2U0-1825	72-A2L0-1825	72-B2U0-1825	72-B2L0-1825
.019"x.025"	72-A2U0-1925	72-A2L0-1925	—	—
.020"x.020"	72-A2U0-2020	72-A2L0-2020	—	—
.021"x.028"	72-A2U0-2128	72-A2L0-2128	—	—
240 g				
.016"x.022"	72-A3U0-1622	72-A3L0-1622	—	—
300 g				
.018"x.025"	72-A3U0-1825	72-A3L0-1825	—	—



Artikelnummer

Artikelnummer

Kraft / Dimension

Oberkiefer

Unterkiefer

Universal

80 g

.016"x.016"

72-C1U0-1616

72-C1L0-1616

—

.016"x.022"

72-C1U0-1622

72-C1L0-1622

—

100 g

.017"x.025"

72-C1U0-1725

72-C1L0-1725

—

.018"x.018"

72-C1U0-1818

72-C1L0-1818

—

.018"x.025"

72-C1U0-1825

72-C1L0-1825

—

.020"x.020"

72-C1U0-2020

72-C1L0-2020

—

160 g

.014"x.025"

—

—

72-D200-1425

.016"x.016"

72-C2U0-1616

72-C2L0-1616

—

.016"x.016" "Dimple"

72-C2UD-1616

72-C2LD-1616

—

.016"x.022"

72-C2U0-1622

72-C2L0-1622

72-D200-1622

.016"x.022" "Dimple"

72-C2UD-1622

72-C2LD-1622

—

200 g

.017"x.025"

72-C2U0-1725

72-C2L0-1725

—

.017"x.025" "Dimple"

72-C2UD-1725

72-C2LD-1725

—

.018"x.018"

72-C2U0-1818

72-C2L0-1818

—

.018"x.025"

72-C2U0-1825

72-C2L0-1825

72-D200-1825

.020"x.020"

72-C2U0-2020

72-C2L0-2020

72-D200-2020


240 g

.016"x.022"

72-C3U0-1622

72-C3L0-1622

—



BIO-ACTIVE und BIO-ACTIVETM light



BioActive ist ein Bogen mit Formgedächtnis mit progressiver Kraft von den Schneidezähnen bis zum Molarenbereich. Die Kraft ist an die Anatomie der zu regulierenden Zähne angepasst und beträgt:

- .016"x.016" und .016"x.022"-Bögen 80g (Schneidezähne) bis 240g (Molaren)
 - .018"x.018" bis .021"x.028"-Bögen 100g (Schneidezähne) bis 300g (Molaren) in der Standard Version
- .018"x.018" und .020"x.020"-Bögen 50g (Schneidezähne) bis 250g (Molaren) in der LightVersion



BIOActive-Bögen quadratisch und rechteckig

Zur idealen Nutzung des Formgedächtnisses kühlen Sie den Bogen vor dem Einligieren. Manche Bögen sind mit einer Einbuchtung in der Mitte (V-Bend oder "Dimple") erhältlich. In diesem Fall ist ein D in der Mitte der Nummer ersichtlich.

A			B	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.016"	70-A0U0-1616	70-A0L0-1616	—	—
.016"x.022"	70-A0U0-1622	70-A0L0-1622	—	—
.016"x.022" "Dimple"	70-A0UD-1622	70-A0LD-1622	70-B0UD-1622	70-B0LD-1622
.018"x.018"	70-A0U0-1818	70-A0L0-1818	70-B0U0-1818	70-B0L0-1818
.018"x.018" "Dimple"	70-A0UD-1818	70-A0LD-1818	70-B0UD-1818	70-B0LD-1818
.018"x.025"	70-A0U0-1825	70-A0L0-1825	—	—
.019"x.025"	70-A0U0-1925	70-A0L0-1925	70-B0U0-1925	70-B0L0-1925
.020"x.020"	70-A0U0-2020	70-A0L0-2020	70-B0U0-2020	70-B0L0-2020
.020"x.020" "Dimple"	70-A0UD-2020	70-A0LD-2020	70-B0UD-2020	70-B0LD-2020
.020"x.025"	70-A0U0-2025	70-A0L0-2025	70-B0U0-2025	70-B0L0-2025



C		
Artikelnummer		
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.016"	70-C0U0-1616	70-C0L0-1616
.016"x.022"	70-C0U0-1622	70-C0L0-1622
.016"x.022" "Dimple"	70-C0UD-1622	70-C0LD-1622
.018"x.018"	70-C0U0-1818	70-C0L0-1818
.018"x.018" "Dimple"	70-C0UD-1818	70-C0LD-1818
.018"x.025"	70-C0U0-1825	70-C0L0-1825
.019"x.025"	70-C0U0-1925	70-C0L0-1925
.020"x.020"	70-C0U0-2020	70-C0L0-2020
.020"x.020" "Dimple"	70-C0UD-2020	70-C0LD-2020
.020"x.025"	70-C0U0-2025	70-C0L0-2025
.021"x.028"	70-C0U0-2128	70-C0L0-2128

D BloZone	
Artikelnummer	
Dimension	Universal
.014"x.025"	70-D000-1425
.016"x.022"	70-D000-1622
.018"x.025"	70-D000-1825
.020"x.020"	70-D000-2020

M (kleine Bogenform A)		
Artikelnummer		
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
.018"x.018"	70-M0U0-1818	70-M0L0-1818
.018"x.025"	70-M0U0-1825	70-M0L0-1825
.020"x.020"	70-M0U0-2020	70-M0L0-2020

BIO-ACTIVE™ **light**

A		C		D BloZone	
Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer	Universal
.013"	—	—	—	—	70-D100-0013
.014"	—	—	—	—	70-D100-0014
.016"	—	—	—	—	70-D100-0016
.018"x.018"	70-A1U0-1818	70-A1L0-1818	70-C1U0-1818	70-C1L0-1818	70-D100-1818
.020"x.020"	70-A1U0-2020	70-A1L0-2020	70-C1U0-2020	70-C1L0-2020	70-D100-2020

Ästhetische INITIALLOY und BIO-ACTIVE

Diese ebenfalls rhodinierten Bögen unterstreichen die Ästhetik der Keramikbrackets und der rhodium- beschichteten EXPERIENCE mini metal Brackets. Ergebnis der Kombination aus ästhetischen Brackets und ästhetischen Bögen ist eine beeindruckend unauffällige Apparatur



Ästhetische INITIALLOY mit leichter Kraft

A			B		C	
Artikelnummer			Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.014"	76-A1U0-0014	76-A1L0-0014	76-B1U0-0014	76-B1L0-0014	76-C1U0-0014	76-C1L0-0014
.016"	76-A1U0-0016	76-A1L0-0016	76-B1U0-0016	76-B1L0-0016	76-C1U0-0016	76-C1L0-0016
.018"	76-A1U0-0018	76-A1L0-0018	76-B1U0-0018	76-B1L0-0018	76-C1U0-0018	76-C1L0-0018

Ästhetische INITIALLOY mit mittlerer Kraft

A			B	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Dimension / Kraft : Mittel	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.012"	76-A2U0-0012	76-A2L0-0012	—	—
.014"	76-A2U0-0014	76-A2L0-0014	76-B2U0-0014	76-B2L0-0014
.016"	76-A2U0-0016	76-A2L0-0016	76-B2U0-0016	76-B2L0-0016
.018"	76-A2U0-0018	76-A2L0-0018	76-B2U0-0018	76-B2L0-0018

C			D 	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Dimension / Kraft : Mittel	Oberkiefer	Unterkiefer	Universal mit Dimpel	
.014"	76-C2U0-0014	76-C2L0-0014	—	
.016"	76-C2U0-0016	76-C2L0-0016	76-D20D-0016	
.018"	76-C2U0-0018	76-C2L0-0018	—	



Ästhetische BIO-ACTIVE

A			B		C	
Artikelnummer			Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.022"	74-A0U0-1622	74-A0L0-1622	74-B0U0-1622	74-B0L0-1622	74-C0U0-1622	74-C0L0-1622
.018"x.018"	74-A0U0-1818	74-A0L0-1818	74-B0U0-1818	74-B0L0-1818	74-C0U0-1818	74-C0L0-1818
.019"x.025"	74-A0U0-1925	74-A0L0-1925	74-B0U0-1925	74-B0L0-1925	74-C0U0-1925	74-C0L0-1925
.020"x.020"	74-A0U0-2020	74-A0L0-2020	74-B0U0-2020	74-B0L0-2020	74-C0U0-2020	74-C0L0-2020

D BioZone	
Artikelnummer	
Dimension	Universal
.014"x.025"	74-D000-1425
.016"x.022"	74-D000-1622
.018"x.025"	74-D000-1825



Ästhetische BIO-ACTIVETM light

A		C		D	
Artikelnummer		Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer	Universal
.013"	—	—	—	—	74-D100-0013
.014"	—	—	—	—	74-D100-0014
.0146"	—	—	—	—	74-D100-0016
.016"x.022"	—	—	—	—	74-D00D-1725*
.017"x.025"	—	—	—	—	74-D00D-1725*
.018"x.018"	74-A1U0-1818	74-A1L0-1818	74-C1U0-1818	74-C1L0-1818	74-D100-1818
.020"x.020"	74-A1U0-2020	74-A1L0-2020	74-C1U0-2020	74-C1L0-2020	74-D100-2020

* Dimple

Ästhetische Edelstahlbögen



A

Artikelnummer


Dimension / Kraft : Mittel	Oberkiefer	Unterkiefer
.014"	79-A2U0-0014	79-A2L0-0014
.016"	79-A2U0-0016	79-A2L0-0016
.016"x.016"	79-A2U0-1616	79-A2L0-1616
.016"x.022"	79-A2U0-1622	79-A2L0-1622
.017"x.025"	79-A2U0-1725	79-A2L0-1725
.019"x.025"	79-A2U0-1925	79-A2L0-1925

Bogenständer für 9 Packungen: 55-7009-0000





Lingualbögen INITIALLOY und BIO-EDGE



Download in tatsächlicher Größe



INITIALLOY Lingual

N1			N2	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Kraft / Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht				
.012"	71-N1U1-0012	71-N1L1-0012	71-N1U2-0012	71-N1L2-0012
.014"	71-N1U1-0014	71-N1L1-0014	71-N1U2-0014	71-N1L2-0014
.016"	71-N1U1-0016	71-N1L1-0016	71-N1U2-0016	71-N1L2-0016

N3			N4	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Kraft / Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht				
.012"	71-N1U3-0012	71-N1L3-0012	71-N1U4-0012	71-N1L4-0012
.014"	71-N1U3-0014	71-N1L3-0014	71-N1U4-0014	71-N1L4-0014
.016"	71-N1U3-0016	71-N1L3-0016	71-N1U4-0016	71-N1L4-0016

BIO-EDGE Lingual

N1			N2	
Kraft / Dimension	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
80 g				
.016"x.016"	72-N1U1-1616	72-N1L1-1616	72-N1U2-1616	72-N1L2-1616
.016"x.022"	72-N1U1-1622	72-N1L1-1622	72-N1U2-1622	72-N1L2-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U1-1818	72-N1L1-1818	72-N1U2-1818	72-N1L2-1818
.018"x.025"	72-N1U1-1825	72-N1L1-1825	72-N1U2-1825	72-N1L2-1825

N3			N4	
Kraft / Dimension	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
80 g				
.016"x.016"	72-N1U3-1616	72-N1L3-1616	72-N1U4-1616	72-N1L4-1616
.016"x.022"	72-N1U3-1622	72-N1L3-1622	72-N1U4-1622	72-N1L4-1622
100 g				
.018"x.018"	72-N1U3-1818	72-N1L3-1818	72-N1U4-1818	72-N1L4-1818
.018"x.025"	72-N1U3-1825	72-N1L3-1825	72-N1U4-1825	72-N1L4-1825



Ästhetische ALBAFLEX Bögen

Elfenbeinfarben beschichtete NiTi-Bögen

Die elfenbeinfarbene Beschichtung bietet eine ästhetische Alternative zu Standard NiTi Bögen bei gleichbleibenden Materialeigenschaften.



Dimension	Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer
.017"	77-C0UC-0017	77-C0LC-0017
.020"	77-C0UC-0020	77-C0LC-0020
.017"x.017"	77-C0UC-1717	77-C0LC-1717
.020"x.020"	77-C0UC-2020	77-C0LC-2020

Elfenbeinfarben beschichtete Stahlbögen

Die elfenbeinfarbene Beschichtung bietet eine ästhetische Alternative zu Standard Stahlbögen bei gleichbleibenden Materialeigenschaften



Dimension	Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer
.017"x.017"	78-C0UC-1717	78-C0LC-1717
.017"x.025"	78-C0UC-1725	78-C0LC-1725
.020"x.020"	78-C0UC-2020	78-C0LC-2020

Elfenbeinfarben beschichteter Bogenschutz

Der elfenbeinfarben beschichtete ALBAFLEX Bogenschutz mit .036" Innendurchmesser ist formstabil und durch seine nicht-poröse Oberflächenbeschaffenheit ein idealer Schleimhautschutz und ästhetischer Abstandshalter.



Artikelnummer	
.036", 3 Stück à 180mm	55-0200-0040

NiTi-Bögen



Dimension	A		C	
	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.012"	77-A0U0-0012	77-A0L0-0012	77-C0U0-0012	77-C0L0-0012
.014"	77-A0U0-0014	77-A0L0-0014	77-C0U0-0014	77-C0L0-0014
.016"	77-A0U0-0016	77-A0L0-0016	77-C0U0-0016	77-C0L0-0016
.018"	77-A0U0-0018	77-A0L0-0018	77-C0U0-0018	77-C0L0-0018
.020"	77-A0U0-0020	77-A0L0-0020	77-C0U0-0020	77-C0L0-0020
.016"x.016"	77-A0U0-1616	77-A0L0-1616	77-C0U0-1616	77-C0L0-1616
.016"x.022"	77-A0U0-1622	77-A0L0-1622	77-C0U0-1622	77-C0L0-1622
.017"x.025"	77-A0U0-1725	77-A0L0-1725	77-C0U0-1725	77-C0L0-1725
.018"x.018"	—	—	77-C0U0-1818	77-C0L0-1818
.018"x.025"	77-A0U0-1825	77-A0L0-1825	77-C0U0-1825	77-C0L0-1825
.019"x.025"	77-A0U0-1925	77-A0L0-1925	77-C0U0-1925	77-C0L0-1925
.020"x.020"	77-A0U0-2020	77-A0L0-2020	77-C0U0-2020	77-C0L0-2020
.021"x.025"	77-A0U0-2125	77-A0L0-2125	77-C0U0-2125	77-C0L0-2125

NiTi-Bögen mit Dimpel



Dimension	A		C	
	Artikelnummer		Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.012"	77-A0UD-0012	77-A0LD-0012	77-C0UD-0012	77-C0LD-0012
.014"	77-A0UD-0014	77-A0LD-0014	77-C0UD-0014	77-C0LD-0014
.016"	77-A0UD-0016	77-A0LD-0016	77-C0UD-0016	77-C0LD-0016
.018"	77-A0UD-0018	77-A0LD-0018	77-C0UD-0018	77-C0LD-0018
.020"	77-A0UD-0020	77-A0LD-0020	77-C0UD-0020	77-C0LD-0020
.016"x.016"	77-A0UD-1616	77-A0LD-1616	77-C0UD-1616	77-C0LD-1616
.016"x.022"	77-A0UD-1622	77-A0LD-1622	77-C0UD-1622	77-C0LD-1622



NiTi-Bögen mit Stops



D

Dimension	Artikelnummer
.013 "	77-D00S-0013
.014 "	77-D00S-0014
.016 "	77-D00S-0016
.018 "	77-D00S-0018

NiTi auf der Rolle

(15'- 4,60 m)



Dimension	Artikelnummer
.012 "	77-S000-0012
.014 "	77-S000-0014
.016 "	77-S000-0016

Reverse



Dimension	Artikelnummer	
	Oberkiefer	Unterkiefer
.016 "	77-G0U0-0016	77-G0L0-0016
.018 "	77-G0U0-0018	77-G0L0-0018
.016 "x.022 "	77-G0U0-1622	77-G0L0-1622
.017 "x.025 "	77-G0U0-1725	77-G0L0-1725
.018 "x.025 "	77-G0U0-1825	77-G0L0-1825
.019 "x.025 "	77-G0U0-1925	77-G0L0-1925

Deep Bite Opener CTA

Ein Basisbogen aus NiTi für vertikale Korrekturen



Dimension	Artikelnummer	
	Oberkiefer 2-2 = 34 mm	Unterkiefer 2-2 = 28 mm
.016 "x.022 " 15 mm (für Extraktionsfälle)	77-F1U0-1622	77-F1L0-1622
.016 "x.022 " 22 mm	77-F2U0-1622	77-F2L0-1622
.017 "x.025 " 15 mm (für Extraktionsfälle)	77-F1U0-1725	77-F1L0-1725
.017 "x.025 " 22 mm	77-F2U0-1725	77-F2L0-1725

Bögen aus Titan-Molybden-Alloy

Titan-Molybden-Alloy ist eine nickelfreie Legierung. Ob als Stangen- draht oder als vorgeformter Bogen geliefert, lässt er sich gut biegen und wird daher gerne für Torque - Biegungen genommen.



A			B	
Artikelnummer			Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"	73-A0U0-0016	73-A0L0-0016	—	—
.018"	73-A0U0-0018	73-A0L0-0018	—	—
.016"x.022"	73-A0U0-1622	73-A0L0-1622	73-B0U0-1622	73-B0L0-1622
.017"x.025"	73-A0U0-1725	73-A0L0-1725	73-B0U0-1725	73-B0L0-1725
.018" x.018"	73-A0U0-1818	73-A0L0-1818	—	—
.018"x.025"	73-A0U0-1825	73-A0L0-1825	—	—
.019"x.025"	73-A0U0-1925	73-A0L0-1925	73-B0U0-1925	73-B0L0-1925
.021"x.025"	73-A0U0-2125	73-A0L0-2125	—	—

C		
Artikelnummer		
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.022"	73-C0U0-1622	73-C0L0-1622
.017"x.025"	73-C0U0-1725	73-C0L0-1725
.018" x.018"	73-C0U0-1818	73-C0L0-1818
.018"x.025"	73-C0U0-1825	73-C0L0-1825
.019"x.025"	73-C0U0-1925	73-C0L0-1925
.021"x.025"	73-C0U0-2125	73-C0L0-2125



Bögen aus Titan-Molybdän-Alloy

Stangendraht (Packung à 10 Stück)



Dimension	Artikelnummer
.032"	73-L000-0032
.017"x.025"	73-L000-1725
.019"x.025"	73-L000-1925

Retraktionsbögen aus Beta-Titan

(Packung à 5 Stück)



Dimension	Distanz	Artikelnummer
.016"x.022"	30 mm	73-K300-1622
	32 mm	73-K320-1622
	34 mm	73-K340-1622
	36 mm	73-K360-1622
	38 mm	73-K380-1622
	40 mm	73-K400-1622
.019"x.025"	30 mm	73-K300-1925
	32 mm	73-K320-1925
	34 mm	73-K340-1925
	36 mm	73-K360-1925
	38 mm	73-K380-1925
	40 mm	73-K400-1925

Edelstahlbögen



ST	A		B	
	Artikelnummer		Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.014"	78-A2U0-0014	78-A2L0-0014	—	—
.016"	78-A2U0-0016	78-A2L0-0016	78-B2U0-0016	78-B2L0-0016
.018"	78-A2U0-0018	78-A2L0-0018	78-B2U0-0018	78-B2L0-0018
.020"	78-A2U0-0020	78-A2L0-0020	—	—
.016"x.016"	78-A2U0-1616	78-A2L0-1616	—	—
.016"x.022"	78-A2U0-1622	78-A2L0-1622	78-B2U0-1622	78-B2L0-1622
.017"x.025"	78-A2U0-1725	78-A2L0-1725	78-B2U0-1725	78-B2L0-1725
.018"x.018"	78-A2U0-1818	78-A2L0-1818	78-B2U0-1818	78-B2L0-1818
.018"x.022"	78-A2U0-1822	78-A2L0-1822	—	—
.018"x.025"	78-A2U0-1825	78-A2L0-1825	78-B2U0-1825	78-B2L0-1825
.019"x.019"	78-A2U0-1919	78-A2L0-1919	—	—
.019"x.025"	78-A2U0-1925	78-A2L0-1925	78-B2U0-1925	78-B2L0-1925
.020"x.020"	78-A2U0-2020	78-A2L0-2020	78-B2U0-2020	78-B2L0-2020
.021"x.025"	78-A2U0-2125	78-A2L0-2125	78-B2U0-2125	78-B2L0-2125
.021"x.028"	78-A2U0-2128	78-A2L0-2128	—	—

ST/SHT	C			
	Artikelnummer (ST)		Artikelnummer (SHT)	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.014"	78-C2U0-0014	78-C2L0-0014	—	—
.016"	78-C2U0-0016	78-C2L0-0016	—	—
.018"	78-C2U0-0018	78-C2L0-0018	—	—
.020"	78-C2U0-0020	78-C2L0-0020	—	—
.016"x.016"	78-C2U0-1616	78-C2L0-1616	78-C3U0-1616	78-C3L0-1616
.016"x.022"	78-C2U0-1622	78-C2L0-1622	78-C3U0-1622	78-C3L0-1622
.0175"x.0175"	78-C2U0-1717	78-C2L0-1717	—	—
.017"x.025"	78-C2U0-1725	78-C2L0-1725	—	—
.018"x.022"	—	—	78-C3U0-1822	78-C3L0-1822
.018"x.025"	78-C2U0-1825	78-C2L0-1825	—	—
.019"x.025"	78-C2U0-1925	78-C2L0-1925	—	—
.020"x.020"	78-C2U0-2020	78-C2L0-2020	—	—
.020"x.025"	78-C2U0-2025	78-C2L0-2025	—	—
.020"x.025" (abgerundete Kanten)	78-C4U0-2025	78-C4L0-2025	—	—
.020"x.028" (abgerundete Kanten)	78-C4U0-2028	78-C4L0-2028	—	—
.021"x.025"	78-C2U0-2125	78-C2L0-2125	—	—



Edelstahl Stangendraht

Stangendraht (Packung à 50 Stück)		Artikelnummer
		ST
Dimension	Nummer	
.014"	78-L200-0014	
.016"	78-L200-0016	
.018"	78-L200-0018	
.020"	78-L200-0020	

Edelstahl Stangendraht

Stangendraht (Packung à 10 Stück)		Artikelnummer
		ST
Dimension	Nummer	
.016"x.016"	78-L200-1616	
.016"x .022"	78-L200-1622	
.017"x.025"	78-L200-1725	
.018"x.025"	78-L200-1825	
.019"x.025"	78-L200-1925	
.021"x.025"	78-L200-2125	

Edelstahlbögen

GT (Gold Tone)		A	B	
		Artikelnummer	Artikelnummer	
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
.014"	78-A4U0-0014	78-A4L0-0014	78-C4U0-0014	78-C4L0-0014
.016"	78-A4U0-0016	78-A4L0-0016	78-C4U0-0016	78-C4L0-0016
.018"	78-A4U0-0018	78-A4L0-0018	78-C4U0-0018	78-C4L0-0018
.016"x.016"	78-A4U0-1616	78-A4L0-1616	78-C4U0-1616	78-C4L0-1616
.016"x.022"	78-A4U0-1622	78-A4L0-1622	78-C4U0-1622	78-C4L0-1622
.017"x.025"	78-A4U0-1725	78-A4L0-1725	78-C4U0-1725	78-C4L0-1725
.018"x.025"	78-A4U0-1825	78-A4L0-1825	78-C4U0-1825	78-C4L0-1825
.019"x.025"	78-A4U0-1925	78-A4L0-1925	78-C4U0-1925	78-C4L0-1925

Verseilte Edelstahlbögen

Triflex ist ein runder, aus drei Drähten gedrehter Bogen. Vorgeformte Bögen. Packung à 10 Stück.



Dimension	Artikelnummer A
.0175"	78-AT00-0175

Quadflex ist ein rechteckiger, aus vier Drähten gedrehter Bogen. Vorgeformte Bögen. Packung à 10 Stück.

Artikelnummer A		
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.022"	78-AQU0-1622	78-AQL0-1622
.017"x.025"	78-AQU0-1725	78-AQL0-1725
.019"x.025"	78-AQU0-1925	78-AQL0-1925

Pentaflex ist ein runder, coaxialer Bogen, bei dem 4 Drähte um einen zentralen Kerndraht gedreht werden. In Stangen oder vorgeformten Bögen in Packungen à 10 Stück.



Dimension	Artikelnummer A		
	14" Stangendraht	Oberkiefer	Unterkiefer
.0155"	78-LP00-0155	78-APU0-0016	78-APL0-0016
.0175"	78-LP00-0175	78-APU0-0175	78-APL0-0175
.0195"	78-LP00-0195	—	—
.0215"	78-LP00-0215	—	—

Hexaflex ist ein runder, coaxialer, aus 6 Drähten gedrehter Bogen.



Artikelnummer	
Dimension	Rolle mit 9,3m
.0175"	78-SH00-0175



Multiflex ist ein aus 8 Kant-Drähten verseilter Bogen. Packung à 10 Stück.



A		
Artikelnummer		
Dimension	Oberkiefer	Unterkiefer
.016"x.022"	78-AMU0-1622	78-AML0-1622
.017"x.025"	78-AMU0-1725	78-AML0-1725
.018"x.025"	78-AMU0-1825	78-AML0-1825
.019"x.025"	78-AMU0-1925	78-AML0-1925
.021"x.025"	78-AMU0-2125	78-AML0-2125

Bioalloy-Bögen



Ein Chrom-Kobalt-Draht, der gut formbar ist und sich daher für komplexe Schleifen eignet. Verfügbar in Stangen (Packung à 10 Stück).




Dimension	Artikelnummer
.016"x.016"	78-L000-1616
.016"x.022"	78-L000-1622
.032"	78-L000-0032
.036"	78-L000-0036


Intraorales Zubehör

INITIALLOY-Federn

Diese Federn aus der gleichen Legierung wie die Initialloy-Bögen entwickeln durch ihre Thermoelastizität konstante Kräfte, welche durch die Mundtemperatur reguliert werden.



Deflexionskurven offene Federn



Deflexionskurven offene Federn

INITIALLOY Offene Federn mit verdichteten Windungen

In vier verschiedenen Kräften erhältlich. In der Mitte der verdichteten Windungen schneiden Sie das gewünschte Maß zurecht. Die Federn sind 18cm lang und à 3 Stück verpackt.



Description	Kraft	Farbe	Innendurchmesser	Artikelnummer
Extra-Leicht	50 g	■ Schwarz	.036"	60-0112-0000
Leicht	100 g	■ Blau	.036"	60-0113-0000
Mittel	150 g	■ Gelb	.036"	60-0114-0000
Mittel	150 g	■ Gelb	.045"	60-0114-0045
Stark	200 g	■ Rot	.036"	60-0115-0000



INITIALLOY Offene Federn

Die Ausgangslänge dieser Federn beträgt 15mm. Diese können auf bis zu 3mm zusammengedrückt werden. Kraftstärken: 100g und 150g.

Beschreibung 10 St. / Pckg.	Kraft	Farbe	Artikelnummer
Leicht	100 g	■ Blau	60-0123-0000
Mittel	150 g	■ Gelb	60-0124-0000



Offene Druckfeder auf der Rolle



Artikelnummer	
INITIALLOY Druckfeder mittlere Kraft (150 g) .010"x.036" 38cm	60-0144-0000
Standard NiTi Druckfeder .010"x.030" 38cm	60-0140-0013

INITIALLOY Geschlossene Zugfeder

Geschlossene Zugfedern sind ein Zubehör zum Schließen von Lücken. Von einer anfänglichen Länge von 5mm (zwischen den Ösen) kann sie bis auf 15mm gedehnt werden, ohne ihre Elastizität zu verlieren. Kraftstärken: 100g, 150g, 200g und 300g.



Beschreibung 10 St. / Pckg.	Kraft	Farbe	Artikelnummer
Leicht	100 g	■ Blau	60-0223-0000
Mittel	150 g	■ Gelb	60-0224-0000
Stark	200 g	■ Rot	60-0225-0000
Extra stark	300 g	□ White	60-0227-0000

Edelstahlfeder

Offene Feder (Rolle mit 91cm)



Dimension	Artikelnummer
.008"x.022"	61-0140-0082
.010"x.030"	61-0140-0013
.010"x.040"	61-0140-0014

Geschlossene Feder (Rolle mit 91cm)

Dimension	Artikelnummer
.008"x.022"	61-0240-0082
.010"x.030"	61-0240-0013

Intraorales Zubehör

Lipbumper

Lipbumper Natural® 1

Vorgeformter Lipbumper mit Stoppschleife und Häkchen. Zierliches, anatomisch geformtes Lippenschild. Erhältlich in 7 Größen.



Beschreibung	Artikelnummer
Lipbumper Natural® 1 Größe 0	63-1100-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 1	63-1101-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 2	63-1102-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 3	63-1103-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 4	63-1104-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 5	63-1105-0000
Lipbumper Natural® 1 Größe 6	63-1106-0000

Lipbumper Natural® 2

Vorgeformter Lipbumper mit Stoppschleife. Großes Lippenschild. Erhältlich in 5 Größen und einer Universalform zur individuellen Anpassung.



Description	Artikelnummer
Lipbumper Natural® 2 Universal	63-31UN-0000
Lipbumper Natural® 2 Größe 0	63-3100-0000
Lipbumper Natural® 2 Größe 1	63-3101-0000
Lipbumper Natural® 2 Größe 2	63-3102-0000
Lipbumper Natural® 2 Größe 3	63-3103-0000
Lipbumper Natural® 2 Größe 4	63-3104-0000

Lipbumper mit Nylonschutz

Die geringe Dicke des Nylons erleichtert das Anpassen der Apparatur. In 2 Größen verfügbar.


Description	Nummer Artikelnummer
Lipbumper Größe 2/Hk	63-4102-0000
Lipbumper Größe 3/Hk	63-4103-0000



Palatinalbügel

Sie werden aus hoch widerstandsfähigem .036"-Inoxdraht hergestellt. Die präzise Formgebung der beiden Enden, die in die Schlösser gesteckt werden, erleichtert sowohl das Einsetzen als auch das Herausnehmen.

Sie sind sowohl mit mesialer als auch mit distaler Schlaufe verfügbar. Um Zeit bei der Anpassung zu sparen, sind sie auch mit um 45° abgewinkelten Enden erhältlich. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück



Palatinalbügel mit mesialer Schlaufe

Größe	Artikelnummer	Größe	Artikelnummer
35	64-0M11-0035	47	64-0M11-0047
37	64-0M11-0037	49	64-0M11-0049
39	64-0M11-0039	51	64-0M11-0051
41	64-0M11-0041	53	64-0M11-0053
43	64-0M11-0043	55	64-0M11-0055
45	64-0M11-0045	—	—

Palatinalbügel mit mesialer Schlaufe, Enden um 45° abgewinkelt

Größe	Artikelnummer	Größe	Artikelnummer
35	64-0M12-0035	47	64-0M12-0047
37	64-0M12-0037	49	64-0M12-0049
39	64-0M12-0039	51	64-0M12-0051
41	64-0M12-0041	53	64-0M12-0053
43	64-0M12-0043	55	64-0M12-0055
45	64-0M12-0045	—	—




Palatinalbügel mit distaler Schlaufe


Größe	Artikelnummer	Größe	Artikelnummer
35	64-0D11-0035	47	64-0D11-0047
37	64-0D11-0037	49	64-0D11-0049
39	64-0D11-0039	51	64-0D11-0051
41	64-0D11-0041	53	64-0D11-0053
43	64-0D11-0043	55	64-0D11-0055
45	64-0D11-0045	—	—

Extraorales Zubehör Gesichtsbögen

Unsere, von TOMY Inc. hergestellten Gesichtsbögen sind in 3 unterschiedlichen Außenbogenlängen und 8 Innenbogenlängen verfügbar. Den Universal-Gesichtsbögen (ohne Omega Schlaufe) liegen 2 Stopps bei.



Außenbogen	kurz, weiß
Universal	62-22UN-0000
Größe 3	62-2230-0000
Größe 4	62-2240-0000
Größe 5	62-2250-0000



Außenbogen	Extra kurz	Extra kurz 0.51	Kurz	Kurz 0.51	Mittel
Universal	62-11UN-0000	—	62-21UN-0000	—	62-31UN-0000
Größe 1	62-1110-0000	—	62-2110-0000	—	—
Größe 2	62-1120-0000	62-1320-0000	62-2120-0000	62-2320-0000	—
Größe 3	62-1130-0000	62-1330-0000	62-2130-0000	62-2330-0000	62-3130-0000
Größe 3.5	—	—	62-2135-0000	—	—
Größe 4	62-1140-0000	62-1340-0000	62-2140-0000	62-2340-0000	62-3140-0000
Größe 4.5	—	—	62-2145-0000	—	—
Größe 5	62-1150-0000	—	62-2150-0000	62-2350-0000	62-3150-0000
Größe 6	—	—	62-2160-0000	—	62-3160-0000



Häkchen und Stops für Bögen

Offen

Beschreibung		Artikelnummer
	Chirurgisches Häkchen «T Bar» Universal (Säckchen mit 10 Stück)	66-0110-0001
	Gerades Häkchen .018"x.025", optimal für Initialloy-Bögen (Säckchen mit 10 Stück)	66-0111-0008
	Gebogenes Häkchen (Säckchen mit 20 Stück)	66-0110-0003
	Stop (Säckchen mit 20 Stück)	66-0120-0002
	Stop .018"x.025", optimal für Initialloy-Bögen (Säckchen mit 10 Stück)	66-0121-0004
	Stop .022"x.028", optimal für Initialloy-Bögen (Säckchen mit 10 Stück)	66-0122-0004

Geschlossen

Beschreibung		Größe	Artikelnummer
	Häkchen für elastisches Zubehör (Säckchen mit 40 Stück)	.018"x.025"	66-0211-0011
	Häkchen für elastisches Zubehör (Säckchen mit 40 Stück)	.022"x.028"	66-0212-0011
	D-Stops 2 mm (Säckchen mit 20 Stück)	.012"/.016"	66-0221-0006
	D-Stops 3 mm (Säckchen mit 20 Stück)	.012"/.016"	66-0221-0007
	D-Stops 2 mm (Säckchen mit 20 Stück)	.018"/.025"	66-0222-0006
	D-Stops 3 mm (Säckchen mit 20 Stück)	.018"/.025"	66-0222-0007

Metall- und Kobayashi-Ligaturen

Ligaturen



Vorgeformt, lang (Packung à 600 Stück)

Beschreibung		Artikelnummer
.008"	gelb	67-0110-0008
.009"	grün	67-0110-0009
.010"	blau	67-0110-0010
.011"	rosa	67-0110-0011
.012"	grau	67-0110-0012

Vorgeformt, kurz, zahnfarben beschichtet (Packung à 100 Stück)

Beschreibung		Artikelnummer
.012" Short		67-0140-0012
.011" Peek Coat		67-0240-0011

Vorgeformt, lang, zahnfarben beschichtet (Packung à 100 Stück)

Beschreibung		Artikelnummer
.011" Peek Coat		67-0140-0011

Vorgeformt, kurz (Packung à 1000 Stück)

Beschreibung		Artikelnummer
.010"		67-0210-0010

Vorgeformt, kurz, gewinkelt (Packung à 1000 Stück)

Beschreibung		Artikelnummer
.010"		67-0211-0010

Ligaturendraht (Rolle mit 70g)

Beschreibung		Artikelnummer
.010"		67-0300-0010
.011" Peek Coat		67-0360-0011



Kobayashi

Lang




Beschreibung	Artikelnummer
Kobayashi .012" (Säckchen à 100 Stück)	67-0120-0012
Kobayashi .014" (Säckchen à 100 Stück)	67-0120-0014

Kurz

Beschreibung	Artikelnummer
Kobayashi Legend .012" (Säckchen à 100 Stück)	67-0220-0012
Kobayashi .013" Peek Coat (Säckchen à 100 Stück)	67-0250-0013

Rotationsfeder



Beschreibung	Artikelnummer
Klein .011" (10 Stk)	69-1510-0000
Groß .011" (10 Stk)	69-1520-0000

Zubehör für Brackets mit vertikalen Schlitten

Häkchen speziell für die vertikalen Schlitten der Brackets Legend Mini & Medium



Beschreibung	Artikelnummer
Häkchen für V-Slot, Säckchen mit 50 Stück	69-1410-0000

Quadhelix

Verkaufsmengeneinheit = 1 Stück



Quadhelix aus Stahldraht

Beschreibung	Artikelnummer
Größe 1, gerade Retention	68-0021-0000
Größe 2, gerade Retention	68-0022-0000
Größe 3, gerade Retention	68-0023-0000
Größe 1, gekrümmte Retention	68-0041-0000
Größe 2, gekrümmte Retention	68-0042-0000
Größe 3, gekrümmte Retention	68-0043-0000

Quadhelix aus Bioalloy-Draht

Beschreibung	Artikelnummer
Größe 1, gerade Retention	68-0011-0000
Größe 2, gerade Retention	68-0012-0000
Größe 3, gerade Retention	68-0013-0000
Größe 1, gekrümmte Retention	68-0031-0000
Größe 2, gekrümmte Retention	68-0032-0000
Größe 3, gekrümmte Retention	68-0033-0000



Katalog N°6

Elastomere



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Elastomere

Farbige Ketten	199
Orchestra Intra- und extraorale Gummiringe.....	200
Ligaturenringe GC Ties.....	201



Farbige Ketten

Unsere Ligaturenketten mit kurzem oder langem Steg sind auf Spulen mit 4,5m und in zahlreichen ausbleichgeschützten Farben erhältlich.

Farbe		Kurz	Lang
	Silber	88-1001-0000	88-3001-0000
	Perlmutter	88-1002-0000	—
	Transparent	88-1003-0000	88-3003-0000
	Blau	88-1004-0000	88-3004-0000
	Rot	88-1005-0000	—
	Grün	88-1006-0000	88-3006-0000
	Schwarz	88-1007-0000	88-3007-0000
	Weiß	88-1008-0000	—
	Rosa	88-1009-0000	—
	Lila Metallic	88-1010-0000	—
	Blau Metallic	88-1011-0000	—
	Rot Metallic	88-1012-0000	—
	Lavendel	88-1013-0000	88-3013-0000
	Fuchsia	88-1014-0000	—
	Gelb	88-1015-0000	—
	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
	Marineblau	88-1017-0000	—
	Hellblau	88-1018-0000	88-3018-0000
	Braun	88-1019-0000	—
	Grau	88-1020-0000	88-3020-0000
	Blau Fluoreszierend	88-1021-0000	—
	Gold Metallic	88-1022-0000	88-3022-0000

Orchestra Intra- und extraorale Gummiringe

Unser Sortiment an intra- und extraoralen Gummiringen wird aus Latex der medizinisch höchsten Qualität hergestellt. Auch 4 latexfreie Varianten sind erhältlich. Die Kraftangabe entspricht jener Stärke, die der Gummiring entwickelt, wenn er um das Dreifache seines Durchmessers gedehnt wird. Verkaufsmengeneinheit intraoral = 5000 Stück, Verkaufseinheit extraoral = 2500 Stück. Jedes Tütchen enthält eine praktische Einhängelhilfe aus Plastik.

EXTRA-ORAL				
Kraft Größe	2.5 oz (70,88 g)	4.0 oz (113,40 g)	6.0 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (latexfrei)		85-0430-0000 Jazz (latexfrei)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (latexfrei)	
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (latexfrei)		85-0630-0000 Hip-Hop (latexfrei)	85-0640-0000 Classical (latexfrei)	
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani		85-1061-0000 Violin



Ligaturenringe GC Ties

Mit den latexfreien Gummiligaturen GC Ties können obere und untere Bögen mit nur einem Stick komplett getauscht werden. Durch die Qualität des Polyurethans können diese Ligaturen nach der Dehnung 90 % ihrer Ausgangsform wiedererlangen. Erhältlich in Säckchen zu 50 Sticks mit je 20 Ligaturen.

Durchmesser: .120"

	Silber	87-1201-0000		Lavendel	87-1213-0000
	Perlmutter	87-1202-0000		Fuchsia	87-1214-0000
	Transparent	87-1203-0000		Gelb	87-1215-0000
	Blau	87-1204-0000		Orange	87-1216-0000
	Rot	87-1205-0000		Marineblau	87-1217-0000
	Grün	87-1206-0000		Hellblau	87-1218-0000
	Schwarz	87-1207-0000		Braun	87-1219-0000
	Weiß	87-1208-0000		Grau	87-1220-0000
	Rosa	87-1209-0000		Blau Fluoreszierend	87-1221-0000
	Lila Metallic	87-1210-0000		Gold	87-1222-0000
	Blau Metallic	87-1211-0000		Transparent Fluoreszierend	87-1223-0000
	Rot Metallic	87-1212-0000		Zahn	87-1224-0000

[illegible]



Katalog N°06

Produkte zum Kleben



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Produkte zum Kleben

Produkte zum Kleben	205
Lichthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv	206
GC Ortho Connect™	206
GC Ortho Connect™ Flow	206
GC Ortho Etching Gel	206
GC Fuji ORTHO™	207
GC Fuji ORTHO LC	207
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	207
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix	207
Selbsthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv	208
GC Fuji ORTHO	208
GC Fuji ORTHO Band Paste Pak	208
GC Fuji Ortho Zubehör	208
Erweiterung von Basen bei der Lingualtechnik	209
GC Kommonbase™	209
Prophylaxe	209
GC MI Varnish™	209
Tooth Mousse & MI Paste Plus™	210
GC Tri Plaque ID Gel™	211
Reliance Adhäsiv-Lösungen	212
Flow Tain™	212
L.C.R.™	212
Ultra Band-Lok®	212
Maximum Cure® Sealant	213
Metal Primer	213
Assure PLUS All Surface Bonding Resin	213
Porcelain Conditioner	214
Porc Etch™	214



Produkte zum Kleben

Unsere innovativen Kleber-Produkte unterstützen Sie in Ihrer täglichen Praxisarbeit. Entwickelt von GC in Japan, wurden sie gründlich getestet, um optimalen Halt Ihrer verwendeten Metall-, Keramik- oder Kunststoffbrackets zu gewährleisten.



Lichthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv

Das Ein-Komponenten-System

Es ist nicht notwendig einen Klebevermittler auf den Zahn aufzutragen, da dieser bereits in der Paste enthalten ist. Die übliche Vorbereitung des Zahns durch Anätzen mit GC Ortho Ätzelgel und anschließendem Trocknen genügen. Die Anwendung eines zusätzlichen Primers entfällt.



GC Ortho Connect™



Bracketkleber

Contents	Artikelnummer
Eine Packung enthält 2x 2,9 g Dosierspritzen, 4 Applikatoren und 2 Schutzkappen	90-1100-0000

GC Ortho Connect™ Flow

Retainerkleber



	Artikelnummer
Eine Packung enthält 2x 2,7 g Dosierspritzen, 30 Applikatoren und 2 Schutzkappen	90-3100-0000

GC Ortho Etching Gel

Das GC Ortho Etching Gel ist ein 37,0%iges Phosphorsäure-Ätzelgel mit optimaler Viskosität zur Klebevorbereitung der Zahnoberfläche und gewährleistet eine zahnschmelzschonende Behandlung.



	Artikelnummer
Eine Packung enthält 2x 4,8g Dosierspritzen mit 40 Applikatoren	90-1400-0000



GC Fuji ORTHO™

Gut befestigt – gut geschützt

Die kunststoffmodifizierten GC Fuji ORTHO-Glasionomerzemente ermöglichen hervorragende Ergebnisse dank einfacher Platzierung, hoher Fluoridfreisetzung und problemloser Entfernung von Brackets und Bändern nach Behandlungsschluss.

Alle Produkte der GC Fuji ORTHO-Familie lassen sich einfach und schnell befestigen, denn es ist weder eine Säureätzung erforderlich, noch besteht die Notwendigkeit zur Trockenlegung. Diese idealen Voraussetzungen sorgen für sparsamen Materialeinsatz und reduzieren den Zeitaufwand des Zahnarztes im Verlauf der kieferorthopädischen Behandlung.



GC Fuji ORTHO LC

Artikelnummer	
Einführungspackung: 15 g Pulver, 6,8 ml (8 g) Flüssigkeit	90-1600-0000
Nachfüllpackung: 40 g Pulver	901603-0000
Nachfüllpackung: 6,8 ml (8 g) Flüssigkeit	90-1605-0000
Nachfüllpackung: Kapseln 50 Stk.	90-1606-0000



GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Artikelnummer	
Starter Set: 1 x 13,3 g (7,2 ml) Paste Pak Kartusche, 20 x Mischkanülen LC, 2 x ORTHO Gel Conditioner, 15 Pinsel Tips, Farbe: weiß	90-1701-0000
2 x 13,3 g (7,2 ml) Paste Pak Kartusche, Anmischblock	90-1702-0000



GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Artikelnummer	
2 x 13,3 g, (7,2 ml) Paste Pak-Kartusche, Anmischblock, Farbe: blau	90-1900-0000

Selbsthärtendes Ein-Komponenten Adhäsiv



GC Fuji ORTHO

Für Bänder und Brackets

Artikelnummer	
Einführungspackung 1-2 Pkg.: 1x 40 g Pulver, 2 x 6,8 ml Flüssigkeit	90-1500-0000
Nachfüllpackung: 40 g Pulver	90-1503-0000
Nachfüllpackung: 6,8 ml (8 g) Flüssigkeit	90-1504-0000



GC Fuji ORTHO Band Paste Pak

Artikelnummer	
2 x 13,3 g (7,2 ml) Paste Pak-Kartusche, Anmischblock Nr.22, Farbe: blau	90-1802-0000

GC Fuji Ortho Zubehör



Artikelnummer	
Paste Pak Dispenser	90-1708-0000
GC Kapselapplikator	90-1609-0000
GC Fuji ORTHO Conditioner	90-2200-0000
GC ORTHO Gel Conditioner	90-2100-0000
GC Mischkanülen LC	90-1707-0000



Erweiterung von Basen bei der Lingualtechnik

GC Kommonbase™



Ist eine weiterentwickelte Technik zur einfachen und präzisen direkten Übertragung von Brackets, Röhrchen, Retainer oder Palatinalbügel vom Gipsmodell in den Mund. Durch eine anatomische Erweiterung der individualisierten Kunststoffbasis über die ganze Zahnoberfläche, werden passgenaue Einzelübertragungskäppchen für jeden Zahn angefertigt. Diese individualisierten Einzelübertragungstrays erlauben eine absolut präzise Übertragung der Apparaturen in den Mund ohne die üblicherweise aus Silikon oder durch Tiefziehtechnik hergestellten Trays. Ein späteres Anbringen von Brackets, die auf Grund der Fehlstellung noch nicht geklebt werden können, ist genauso einfach möglich wie das erneute Positionieren eines abgegangenen Brackets. Zur Herstellung von KommonBase werden zwei lichthärtende Komopposite-Materialien verwendet (HV/LV).

Packungen enthalten 2x 2,7g Dosierspritzen, 4 Applikatoren und 1 Schutzkappe	Artikelnummer
KommonBase HV Clear (high viscosity)	90-1200-0000
KommonBase LV Pink (low viscosity)	90-1300-0000

Prophylaxe

GC MI Varnish™



Unterstützen, Auffüllen und Schützen mit einem Bürstenstrich

GC stellt vor: MI Varnish, die neueste Ergänzung unseres Angebots an zahnärztlichen Produkten für minimalinvasive Verfahren. MI Varnish deckt Zahnoberflächen perfekt ab und leistet damit mehr als ein durchschnittlicher Fluoridlack. MI Varnish bietet eine wirkungsvolle Dosis Fluorid und darüber hinaus einen zusätzlichen Booster-Effekt dank der patentierten Recaldent™-Technologie (Kalzium- und Phosphationen).

	Artikelnummer
MI Varnish Einführungspackung, 10 Einzeldosen MI Varnish (5 Erdbeere + 5 Minze), 0,50 ml pro Einzeldosis und 20 Einmalpinself	55-0183-0000
Minze	55-0183-0012
Erdbeere	55-0183-0034

Tooth Mousse

& MI Paste Plus™



Tooth Mousse ist die ideale Möglichkeit, Ihren Patienten maximalen Karies-Schutz zu bieten. Dank Recaldent™ - dem revolutionären Wirkstoff!



Recaldent™ wird aus dem Milchprotein Kasein gewonnen. Neuere Forschungen haben ergeben, dass die schützende Wirkung von Milch in einem Teil des Kasein-Proteins namens Kasein Phosphopeptid (CPP) liegt, das Kalzium- und Phosphat-Ionen in Form von amorphem Kalziumphosphat (ACP) enthält. Kalziumphosphat ist normalerweise wasserunlöslich; anders ausgedrückt: es bildet in pH-neutralem Milieu eine kristalline Struktur. CPP dagegen enthält das Kalziumphosphat in einer amorphen, nicht kristallinen Form, sehr ähnlich der mineralischen Zusammensetzung von Speichel. Das bedeutet, dass der CPP-ACP-Komplex, oder Recaldent™, die optimale Art und Weise darstellt, die Zahnoberflächen mit Kalzium- und Phosphat-Ionen zu versorgen. Kurz gesagt: RECALDENT™ verringert die Schmelz-Demineralisierung und remineralisiert den Zahnschmelz.

Die Vorzüge von Tooth Mousse auf einen Blick:

- Bietet mehr Schutz vor schädlichem Säure-Einfluss durch Verhinderung der Schmelz-Demineralisierung sowie durch Verstärkung der Remineralisierung an der Zahnoberfläche und den darunter liegenden Schichten
- Reduziert Hypersensibilität durch das Verschließen offener Tubuli
- Hemmt die Bildung von Initialkaries durch seine anti-kariogenen Eigenschaften
- Die Situation, auch nach kieferorthopädischer Behandlung

GC Tooth Mousse (40g, 35 ml pro Tube)	Artikelnummer
Sortimentspackung 10 Stück, 2 pro Geschmacksrichtung (Melone,Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze und Vanille)	55-0180-0000
Geschmacksrichtung Erdbeere, Packung mit 10 Stück	55-0180-0034
Geschmacksrichtung Melone, Packung mit 10 Stück	55-0180-0037
Geschmacksrichtung Minze, Packung mit 10 Stück	55-0180-0012
Geschmacksrichtung Tutti-Frutti, Packung mit 10 Stück	55-0180-0038
Geschmacksrichtung Vanille, Packung mit 10 Stück	55-0180-0036

Kombination von Remineralisierung und Fluoridierung

Die Vorzüge von MI Paste Plus auf einen Blick:

- Puffert die Veränderungen des pH-Wertes von Plaque
- Verhindert das Anlagern sowie das Wachstum von Streptococcus mutans und Streptococcus sobrinus auf der Zahnoberfläche
- Remineralisiert Schmelzläsionen (Remineralisation) und macht remineralisierten Zahnschmelz resistenter gegen Säureeinflüsse



- Optimiert den Fluoridtransport zum Zahnschmelz und die Fluoridaufnahme des Zahnschmelzes
- Die Wirkungen von Recaldent in Verbindung mit Flourid sind den Vorteilen alleiniger Flouridgabe überlegen

GC MI Paste Plus (40g, 35 ml pro Tube)	Artikelnummer
Sortimentspackung 10 Stück, 2 pro Geschmacksrichtung (Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze und Vanille)	55-0181-0000
Geschmacksrichtung Minze, Packung mit 10 Stück	55-0181-0012
Geschmacksrichtung Erdbeere, Packung mit 10 Stück	55-0181-0034
Geschmacksrichtung Melone, Packung mit 10 Stück	55-0181-0037
Geschmacksrichtung Vanille, Packung mit 10 Stück	55-0181-0036
Geschmacksrichtung Tutti-Frutti, Packung mit 10 Stück	55-0181-0038


GC Tri Plaque ID Gel™



Mit Tri-Plaque-ID-Gel von GC lässt sich nicht nur in einigen einfachen Schritten zwischen reifer und trischer Plaque unterscheiden, mit diesem einzigartigen Gel kann auch präzise markiert werden, wo die Bakterienaktivität am höchsten ist. Denn Stellen mit einem niedrigen (sauren) pH-Wert werden extra hervorgehoben. Diese Zusatzinformation erleichtert die Aufklärungs- und Motivationsarbeit mit dem Patienten und führt zu einer verbesserten Mundhygiene.

Tri Plaque ID Gel = Blauer Farbstoff Roter Farbstoff Saccharose

Säure Bakterien



FRISCHE PLAQUE

Ist nur ein dünner Plaque-Biofilm vorhanden, lässt sich der blaue Farbstoff leicht abspülen; zurück bleibt der rote Farbstoff. Das resultierende Farbspektrum ist rot/rosa.



ALTE PLAQUE (> 48 STD.)

Ist ein Plaque-Biofilm gereift, hat er eine dichte Struktur; sowohl blauer, als auch roter Farbstoff werden gebunden. Eine blau-violette Schicht ist erkennbar.



OFFBLAUER

Die Saccharose in GC Tri Plaque ID Gel wird von säurebildenden Bakterien innerhalb des Hoch-Risiko-Plaque-Biofilms verstoffwechselt. Die entstehende Säure vermindert den pH-Wert der Plaque (pH<4,5). Dadurch verschwindet der rote Farbstoff und die hellblaue Farbe bleibt zurück.



HOCH-RISIKO-PLAQUE

Dr.G. Ghani, Royaume-Uni

	Artikelnummer
Tube mit 40 g (36 ml) Färbe-Gel	55-0182-0000

Reliance Adhäsiv-Lösungen

Flow Tain™

Lichthärtendes fließfähiges Komposit

- geeignet für Lingualretainer, indirektes Kleben, Bogenstopps
- thixotrope Eigenschaften verhindern ein Absacken trotz guter Fließfähigkeit
- hoch polierbar, dadurch geringerer Verschleiß und besserer Patientenkomfort
- weniger spröde als herkömmliche Komposite
- inklusive Spitzen zur exakten Dosierung
- in 2 Viskositäten erhältlich: Low Viscosity (LV) & Regular



Artikelnummer	
Flow Tain™ LV Packung à 1 Spritze mit 1,5g , 10 Applikationsspitzen	90-4014-0000
Flow Tain™ Packung à 1 Spritze mit 1,5g , 10 Applikationsspitzen	90-4012-0000

L.C.R.™

Lichthärtender Retainerkleber

- geschmeidige Viskosität
- härtet zu einem glasigen Finish aus



Artikelnummer	
L.C.R.™ Packung à 1 Spritze mit 5g , ohne Applikationsspitzen	90-4010-0000

Ultra Band-Lok®

Lichthärtender Glasionomerzement, fluoridfrei

- speziell für okklusale Aufbisse und zum Setzen von Bändern - Optional in blauer Farbe erhältlich

Vorteil: Die blaue Tönung kontrastiert mit dem Schmelz und erleichtert die Entfernung des überschüssigen Materials



Artikelnummer	
Ultra Band-Lok® Blue Shade Packung à 1 Spritze mit 5g	90-3010-0000
Ultra Band-Lok® Packung à 1 Spritze mit 5g	90-3015-0000



Maximum Cure® Sealant

Zwei Komponenten Primersystem zur Verbesserung der Haftkraft auf dem Zahnschmelz

- selbsthärtend innerhalb von 90 Sekunden
- fluoridabgebend
- abrasionsbeständig durch Microfüller (40%)



Artikelnummer	
Maximum Cure® Filled Sealant Part A, mit Fluorid, Packung à 7g	90-2022-0000
Maximum Cure® Filled Sealant Part B, ohne Fluorid, Packung à 7g	90-2023-0000

Metal Primer

Conditioner zum Kleben auf Metallkronen

- bewirkt chemischen Verbund zwischen Bracketkleber und allen Edel- und Nichtedelmetallen



Artikelnummer	
Metal Primer, Fläschchen à 8 ml	90-5031-0000

Assure PLUS All Surface Bonding Resin

Nutzbar für jeden Schmelztyp

- haftet ohne zusätzliche Grundierung auf Komposit, Keramik und Metalloberflächen



Artikelnummer	
Assure PLUS All Surface Bonding Resin, Fläschchen à 6 ml	90-5012-0000

Porcelain Conditioner

Conditioner zum Kleben auf Keramikronen

- ideal für Keramik, Zirkonoxid und Lithiumdisilikat



Artikelnummer	
Porcelain Conditioner, Fläschchen à 8ml	90-5033-0000

Porc Etch™

Ätzel für Keramikoberflächen

- ideal für Keramik



Artikelnummer	
Porcelain Etching with Barrier Gel, Fläschchen à 7g	90-5043-0000



Katalog N°6

IPR, Laborzubehör & Verschiedenes



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

IPR Laborzubehör Verschiedenes

IPR, Laborzubehör & Verschiedenes 215

Gezielte minimalinvasive approximale Schmelzreduktion217

Laborzubehör.....220

 Smile Rite Tiefziehfolien.....220

 Extra-oral.....220

Zubehör221

 Bandsetzinstrument.....221

 Wangenhalter221

 Schutzwachs221

 NOLA Dry Field System222

 Fotospiegel, doppelseitig, chrombeschichtet.....222

 Anatomisch geformte Aufbissplatten.....222



Gezielte minimalinvasive proximale Schmelzreduktion

Für eine sichere und präzise minimalinvasive proximale Schmelzreduktion.



Profi Kit 2

Das Profi Kit 2 enthält ein- und doppelseitige DiaStrips. Diese finden Verwendung zur approximalen Schmelzreduktion, für proximales Finishing und zum Polieren im Rahmen der klassischen Kieferorthopädie, Alignerbehandlungen und in der restaurativen Zahnheilkunde. Das Profi Kit 2 verfügt außerdem über ein wassergekühltes oszillierendes Handstück mit einem Verhältnis von 4:1 und einen zweiten Kopf für rotierende Bohrer und Polierer.

Beschreibung	Artikelnummer
1 Handstück mit Wasserkühlung • 1 zusätzlicher Kopf RA 2.35mm für rotierende Bohrer und Polierer • 4 DiaStrips, 2-seitig beschichtet, davon 3x DiaSaw, • 4 DiaStrips, 1-seitig beschichtet • 2 DiaPolistrips, 2-seitig beschichtet • 2 Debonding Polierer • 1 Meßlehren-Set mit 6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 Entfernungsdorn • 1 Sprühdüse	55-BD02-0000



NWC Basic Kit

Basic Kit (ohne Wasserkühlung) für gelegentliche Anwendung

Beschreibung	Artikelnummer
1 Handstück ohne Wasserkühlung • 4 DiaStrips beidseitig diamantbeschichtet • 1 Meßlehren-Set mit 6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm • 1 Entfernungsdorn • 1 Sprühdüse	55-BD04-0000

Beidseitig beschichtete DiaStrips



Beidseitig beschichtete DiaStrip-Diamantfeilen ermöglichen eine gleichzeitige, beidseitige interproximale Schmelzreduktion. Wird für proximales Finishing und kieferorthopädisches oder restauratives Polieren verwendet.

Beidseitig beschichtet	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Artikelnummer (Packung à 5 Stück)	55-FDM0-5215	55-FDM0-5225	55-FDM0-5240	55-FDM0-5260
Artikelnummer (Packung à 12 Stück)	55-FDM0-1215	55-FDM0-1225	55-FDM0-1240	55-FDM0-1260
Stärke	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm

Einseitig beschichtete DiaStrips



Einseitig beschichtete DiaStrip-Diamantfeilen ermöglichen eine interproximale Reduktion nur auf einer Seite. Wird für proximales Finishing und kieferorthopädisches oder restauratives Polieren verwendet.

Einseitig beschichtet	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
Artikelnummer (Packung à 5 Stück)	55-FDM0-5115	55-FDM0-5125	55-FDM0-5140	55-FDM0-5160
Stärke	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm

DiaSaw



Beidseitig beschichtete Sägefeile. Öffnet Kontaktpunkte sicher und schnell, ohne Weichteilschäden hervorzurufen.

Beidseitig beschichtet	DiaSaw	DiaSaw	DiaSaw
Artikelnummer (Packung à 5 Stück)	55-SDM0-5315	55-SDM0-5325	-
Stärke = +/- 0.03mm	0.1mm	0.15mm	-



Refill-Sets

Beidseitig beschichtet	DiaStrip Set	DiaSaw Set	Aligner Set
Artikelnummer	55-FDM0-5200	55-SDM0-5300	55-FDA0-5300
Stärke	1x1,0.15,0.2,0.3mm +1PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip	1x1,0.15,0.2mm, +2 PoliStrip
Inhalt	5 Stück	5 Stück	5 Stück

PoliStrip Set



PoliStrips aus flexiblem Kunstharz dienen zum ultimativen Polieren auf beiden Seiten in nur einem Durchgang. Packung à 12 Stück, davon 6x 0,10 mm und 6x 0,15 mm.

Artikelnummer: 55-FDRA-1200



Debonding Polisher

Debonding Polisher zum einfachen und sicheren Entfernen kieferorthopädischer Kleberreste. Auf Grund von Härte und Abriebfestigkeit besteht bei der Verwendung von herkömmlichen rotierenden Bohrern oder Metallinstrumenten die Gefahr der Schmelzbeschädigung. Die Debonding Polisher mit ihren in synthetischem Kautschuk eingelagerten Mikropartikeln minimieren dieses Risiko und entfernen Kleberückstände sicher und schnell.

Artikelnummer: 55-D000-6B00



Meßlehren-Set

6 Stärken: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm

Artikelnummer: 55-G000-1000



Edelstahl SteriStrip

Edelstahl SteriStrip Halter für 6 DiaStrips

Artikelnummer: 55-TDM0-6000

Laborzubehör



Smile Rite Tiefziehfolien

Die Smile Rite Tiefziehfolien werden sowohl in harter, als auch in weicher Qualität angeboten. Das Smile Rite Schienenmaterial ist in Aluminiumhüllen abgepackt. Dadurch gelangt kein Wasser an das Material und es entstehen bei der Herstellung der Schienen keine Blasen.

Hard	Rund 120 mm	Rund 125 mm	Kantig 125mmX125mm
1,5 mm (x 50)	—	92-1015-R125	92-1015-S125
1,0 mm (x100)	92-1010-R120	92-1010-R125	92-1010-S125
0,80 mm (x100)	—	92-1008-R125	—

Soft	Rund 120 mm	Rund 125 mm	Kantig 125 mm X125mm
1,0 mm (X100)	—	92-1110-R125	92-1110-S125

Extra-oral

Die extraoralen Züge werden aus waschbaren Stoffen und Stahl-Federelementen hergestellt. In verschiedenen Farben werden sie gerne von den Patienten angenommen.



Nackenzug mit Sicherheitsmodulen

Beschreibung	Artikelnummer
Blau/rosa 450 g	55-4450-0029
Blau/gelb 450 g	55-4450-0028
Schwarz 600 g	55-4600-0027



Kopfhaube mit Sicherheitsmodulen

Beschreibung	Artikelnummer
Jeans 450 g	55-5450-0030
Farbig 600 g	55-5600-0035
Jeans 600 g	55-5600-0030

Zubehör

Bandsetzinstrument



Wangenhalter

Beschreibung	Artikelnummer
Klar, selbstspannend mit Extensionen	55-0240-0012



Schutzwachs

Beschreibung	Artikelnummer
Wachs, geschmacksneutral klar (Packung à 100 Stück)	55-0111-0033



NOLA Dry Field System

Beschreibung	Artikelnummer
NOLA Dry Field System groß, weiß	55-4100-0000
NOLA Dry Field System klein, rot	55-4101-0000
Zungenschild, groß (2 Stück)	55-4102-0000
Zungenschild, klein (2 Stück)	55-4103-0000
Retraktor groß, weiß	55-4104-0000
Absaugschlauch mit Y-Verbindung (4 Stück)	55-4105-0000
Y-Verbindung (4 Stück)	55-4106-0000
Silikon-Absaugschlauch (10 Stück)	55-4107-0000




Fotospiegel, doppelseitig, chrombeschichtet

Beschreibung	Artikelnummer
Set mit 4 Stück (Okklusal groß, klein; Lingual; Bukkal)	55-0170-0000



Anatomisch geformte Aufbissplatten

Beschreibung	Artikelnummer
Elasti-bites (Packung à 25 Stück)	55-0150-0013



Katalog N°6

Instrumente



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Instrumente

Distalschneidezangen227

Seitenschneider227

Multifunktionszangen228

Linguale Instrumente.....229

Drahtbiegezangen.....230

Drahtbiegezangen.....231

Instrumente231

Bracketpinzetten.....232

Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu.....232

Laborprodukte232

Instrumente für SL Brackets233

Alignerzangen233

Sterilisation.....234





Distalschneidezangen



50-0678-1010
Sicherheitsdistalschneider
Max. .021" x .025"



50-0678-101L
Sicherheitsdistalschneider
Langer Griff.
Max. .018" x .025"



50-0678-1130
Sicherheitsdistalschneider
Schmal.
Max. .021" x .025"

Seitenschneider



50-0678-1030
Seitenschneider
Schneidewinkel 15°.
Max .022" X .028"



50-0678-1040
Seitenschneider
Max. .022" x .028"



50-0678-1070
Seitenschneider für
Ligaturen und Micro Pins.
Max. .012"



50-0678-107L
Seitenschneider für
Ligaturen und Micro Pins.
Langer Griff. Max. .012"



50-0678-5000
Mini-Seitenschneider
für Ligaturen
Schmal. Max. .012"

Multifunktionszangen



50-0678-2000
Weingart-Zange Ultra-fein



50-0678-2010
Weingart-Zange
konische Griffflächen 32°
abgewinkelt.



50-0678-201L
Weingart-Zange
langer Griff
konische Griffflächen 32°
abgewinkelt.



50-0678-2020
Universal-Weingart-Zange
geriffelte Griffflächen



50-0678-2060
Zange zum Entfernen von
Adhäsiv

Plastikpad 50-0678-014A
Ersatzklinge 50-0678-0010



50-0678-2070
Zange zum Entfernen von
Bändern

Plastikpad
50-0678-0140/0360



50-0678-2080
Zange zum Entfernen
von Bändern. Verkürztes
Arbeitsende.

Plastikpad
50-0678-0140/0360



50-0678-2100
Separierzange



50-0678-2190
Gerade
Bracketentfernungszange



50-0678-220L
Abgewinkelte
Bracketentfernungszange



Linguale Instrumente



50-0678-7000
Distalschneider lingual



50-0678-7010
Lingualschneider für
Ligaturen



50-0678-7020
Weingart-Zange lingual



50-0678-7029
Weingart-Zange
lingual 90°



50-0678-7030
Bracketentfernungszange
lingual



50-0678-704S
Hammerheadzange lingual
mit Blockierschraube



50-0678-7050
Nadelhalter Mathieu
lingual



50-0678-7060
Ligaturenadapter lingual



50-0678-7070
Ligaturenadapter lingual
U-Form

Drahtbiegeezangen



50-0678-3020
Dreifingerzange



50-0678-3220
Dreifingerzange für NiTi



50-0678-3260
Schnabelzange
spitz zulaufend



50-0678-3040
Schnabelzange



50-0678-3050
Schnabelzange lang,
für dünne Drähte, mit Rille



50-0678-3070
Tweed-Zange



50-0678-3090
Bogenformzange für
Lingualbögen



50-0678-3100
Hollow Chop-Zange
"DeLaRosa"



50-0678-3170
Hollow Chop-Zange



Drahtbiegezeugen



50-0678-3240
Tweed Loop Zange
Old Style



50-0678-5020
Drahtbiegezange
"Hammerhead" schmal




50-00SD-1302
Surgical hook / stop
Quetschzange abgewinkelt

Instrumente



50-0678-FELD
Sonde / Ligaturenadapter



50-0678-BPS1
Shure-Instrument



50-0678-LDG2
Doppelseitiger
Ligaturenadapter



50-0678-MHE6
Griff für Mundspiegel



50-HSL2-4752
Messschieber

50-0678-M4C0
Mundspiegel Packung à
12 Stück

Bracketpinzetten



50-0678-2120
Bracketpinzette



50-0678-5040
Bracketpinzette schmal



50-0678-212M
Bracketpinzette
Gerade Griffflächen



50-0678-5050
Pinzette für
Molarenröhrchen

Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu



50-0678-H400
Mosquitoklemme



50-NH50-74E0
Nadelhalter Mathieu



50-0YDM-5090
Nadelhalter, gerade



50-0YDM-5110
Nadelhalter mit Kerbe,
gerade

Laborprodukte



50-00SD-3140
Young Drahtbiegezange



50-00SD-5050
Adams Drahtbiegezange



50-00SD-2000
Dreifingerzange



50-00SD-1010
Seitenschneider
Hartdrähte max. .045"



Instrumente für SL Brackets



50-0030-0000

Das Experience Öffnungsinstrument Universal ermöglicht das Öffnen der Experience M+C Brackets.



50-1030-0000

C-Tool zum sicheren Öffnen des Brackets Experience C gingival.



50-2030-0000

M-Tool zum sicheren Öffnen des Brackets Experience M gingival.



50-2130-H000

Halter für Öffnungsklingen
50-2130-B000
Klingen für Öffnungsinstrument (2 Stk)

Alignerzangen



50-0YDM-4490
Alignerzange
"Vertikal"



50-0YDM-4500
Alignerzange
"Horizontal"



50-0YDM-4510
Alignerzange
"Hole Punch"



50-0YDM-4480
Alignerzange
"Tear Drop"

Das YDM-Alignerzubehör besteht aus 4 Instrumenten, für die einfache und schnelle Individualisierung von transparenten Schienen.

- Alignerzange "Vertical" fügt eine vertikale Vertiefung in die Schiene, z. B. zur Optimierung der Rotation und Beseitigung von In-Out-Diskrepanzen
- Alignerzange "Horizontal" fügt eine horizontale Vertiefung in die Schiene, z. B. zur Verstärkung des Torques einzelner Zähne
- Alignerzange "Hole Punch" für Ausstanzungen von Aussparungen für Hilfselemente wie z.B. Klebeknöpfchen und zur Entfernung von möglichen Druckstellen durch die Schiene im Mundraum
- Alignerzange "Tear Drop" für Ausstanzungen von Einkerbungen am gingivalen Rand des Aligners, z. B. zum Einhängen elastischer Gummizüge

Sterilisation



50-0040-0620
Schutzhandschuhe
(Chemikalien und
Perforation) Größe M



50-0678-ILS0
Antikorrosionsspray
(nach der Reinigung
aufzutragen)



50-0000-ORT1
Sterilisationskassette